



Como limpar e desinfetar seu sistema de TC e PET/TC

Finalidade

Fornecer orientações sobre como limpar e desinfetar seu sistema de TC e PET/TC com segurança.

Materiais de apoio

Consulte as Instruções de Uso e/ou Guia de Referência Técnica do seu sistema de TC e PET/TC para obter informações adicionais

Instruções

- Limpeza é a remoção da sujeira visível (por exemplo, materiais orgânicos e inorgânicos) de objetos e superfícies e normalmente é realizada de forma manual ou mecânica usando água com detergentes ou produtos enzimáticos. A limpeza minuciosa é essencial antes da desinfecção, pois os materiais inorgânicos e orgânicos que permanecem nas superfícies dos instrumentos interferem na eficácia desses processos.
- A desinfecção deve seguir as recomendações para desinfecção de nível baixo a intermediário, conforme definido nas diretrizes do CDC (http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/disinfection_nov_2008.pdf). As superfícies do sistema são superfícies não críticas e devem ser submetidas a uma desinfecção de nível baixo a intermediário.
- Use um agente biocida comercial aprovado pela autoridade regulatória do seu país para limpar a superfície do sistema, incluindo o Console, o gantry, a mesa e os acessórios.

Os seguintes materiais podem ser utilizados para a limpeza e desinfecção:

- Limpador em spray ou lenços umedecidos com um equivalente à água sanitária 1:10
- Líquido ou lenços umedecidos com germicida de nível baixo ou intermediário
- Peróxido de hidrogênio a 3%
- Etanol
- Gases de petróleo, liquefeitos, adoçados
- Compostos de amônia quaternária
- Benzil-C12-18-alkilmetil
- Sais de 1,1-dióxido de 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (1:1)
- Água destilada
- Aguardente metilado
- Lenços desinfetantes umedecidos ou diluição em água de água sanitária em proporções de até 1:10

O sangue e os meios de contraste constituem riscos à saúde. Tome as precauções de saúde e segurança adequadas removendo os resíduos de sangue ou meios de contraste.

- Ao limpar as tampas dianteira e traseira dos scanners, cubra os microfones para evitar vazamento da solução de limpeza em seu interior.
- Ao limpar os botões e a parte interna da abertura do gantry, tome cuidado para evitar o vazamento da solução de limpeza para o interior.

A limpeza incorreta pode resultar em danos ao equipamento. Não use detergentes nem solventes orgânicos para limpar o sistema. Detergentes fortes, álcool e produtos de limpeza orgânicos podem danificar o acabamento e causar um enfraquecimento estrutural.

Limitações de responsabilidade

A Philips se encarregou de garantir a precisão desses materiais. No entanto, a Philips não assume nenhuma responsabilidade por erros ou omissões e se reserva o direito de fazer alterações sem aviso prévio em quaisquer dos produtos aqui incluídos para aprimorar sua confiabilidade, funcionamento ou design. A Philips poderá fazer melhorias ou alterações nos produtos ou programas descritos no presente instrumento a qualquer momento.

Apenas para uso educacional

A Philips está fornecendo estes materiais apenas para uso educacional. Este conteúdo não se destina a fornecer aconselhamento médico, diagnóstico ou tratamento. Este conteúdo não deve ser considerado como um substituto ou alternativa do Manual de Operação ou das Instruções de Uso. Antes de tentar usar qualquer dispositivo médico da Philips, leia minuciosamente as Instruções de Uso, prestando especial atenção a todas as advertências, precauções e observações que porventura contenham. Em todos os casos, as informações contidas nas Instruções de Uso são consideradas como informações prevalentes.

Termos de Uso

Confira os Termos de Uso completos no site philips.com/a-w/terms-of-use.html

