

# PHILIPS

## Healthcare

### Spectral CT 7500



## Spectral CT 7500が実現する 高速Spectralイメージングと検査の効率化

### 医療法人徳洲会 千葉西総合病院

2021年9月に、PhilipsのSpectral CT 7500(以下CT 7500)を千葉西総合病院様にご導入いただきました。千葉西総合病院は、国内でトップレベルの治療実績を誇る循環器内科をはじめ、31の診療科を有する総合病院です。今回は、放射線科技師長の大熊吉徳先生、放射線科副技師長の山崎隆広先生、そして診療放射線技師の橋本慎也先生から、CT 7500の導入の経緯や使用経験についてお話を伺いました。



左から、大熊技師長、山崎副技師長、橋本技師



千葉西総合病院 Spectral CT 7500

### 「12年連続国内トップ」

病院の特徴を教えてください。

大熊技師長「当院は千葉県の松戸市にありまして、地域の急性期医療を支える600床ほどの総合病院です。中でも、心血管系や弁膜症、大動脈疾患の症例が特に多く、全国から患者さんが来院されています。循環器内科では、心臓カテーテル治療件数が12年連続国内トップという実績があります。PCI治療は年間3,200件ほど、TAVIやアブレーション、大動脈解離などの検査や治療が多いという特徴があります。CT検査実施件数は1ヶ月でおよそ5,000件、心臓CT検査は400件ほどを実施しています。現在、PhilipsのCT 7500とBrilliance iCT、その他64列のCTを所有しています。」

## 「時期を見逃さないで 多くの患者さんを救える」

### CT 7500を導入した理由は？

大熊技師長「今お話したように、当院は治療や手術がハイボリュームですので、おのずとCT検査数も多くなります。外来検査、術前、術後と複数回CT検査を行う患者さんもいますので、一回の造影剤投与量や被ばく線量はできるだけ低減する必要があると考えています。また、心疾患は待ってられません。外来で診察した後すぐに心臓CTや大動脈CTを撮影して、その後当日カテーテル(PCI)を実施するケースも多いです。ですので、CTで使用する造影剤量は注意深く決定する必要があります。CT 7500であれば、Spectral画像を用いた造影剤量の低減が可能になると思いました。以前のように腎機能が悪いから検査を待つこともなく、時期を見逃さないで多くの患者さんを救えることができると考えました。」

## 「今まで造影剤が使えなかった、使いづら かった方の検査ができるようになった」

### やはり、CT 7500の決め手は造影剤量の低減ですか？

大熊技師長「はい、造影剤量の低減と被ばく低減ですね。CT 7500は2層検出器を搭載していますので、従来のDual Energy撮影とは違い、1回の撮影でSpectral画像の取得ができますよね。造影剤量の低減と被ばく低減を両立します。また、心臓検査でSpectralを考えたとき、現実的には2層検出器を搭載したCTしかなかったですね。決め手というより、他に我々のニーズを満たす装置はなかった印象です。」

### 造影剤の低減はすぐに始まりましたか？


大熊技師長「はい、導入してすぐ始まりましたね。」

### 造影剤低減の運用に関して何かハードルや障害はありましたか？

大熊技師長「臨床科の先生は造影剤量の低減にはもちろん賛成でしたが、画質がどうなるのかは気にされていました。造影剤量を低減して、低リスクで検査ができて、画質が悪くなってしまい診断に影響が出てしまうのではないかと。しかし、実際に造影剤量を低減した画像を見ていただいたら全く問題ないとなりましたね。ですので、特に運用で苦労したことはなかったです。」

### 臨床科の先生から反響などはいかがでしょうか？

大熊技師長「高齢の患者さんが当院は多いですが、やはり今まで造影剤が使えなかった、使いづらかった方の検査ができるようになったと大変喜ばれていますね。」



造影剤量を大幅減量した心臓CT(造影剤量17mL)

### CT 7500を実際に臨床現場で使用されてみて、いかがですか？

橋本技師「まず、ハードウェアの進化に驚きました。ガントリのデザインが一新して良くなりましたね。白を基調としたガントリーで青い寝台も清潔感がありますね。また、ガントリーの表面の素材が冷蔵庫のようにツルツルしていますので、造影剤などを簡単に拭き取れるのもいいですね。最近は感染対策でガントリーを消毒する機会が多いので非常に助かっています。さらに、心電図のコード類を寝台に収納することもできるので、使わない時はスッキリして清潔感も保たれますね。」

## 「見た目にも臨的にも インパクトを感じています」

### ガントリーの開口径が80cmになりました

橋本技師「数値以上に実際の見た目は迫力がありますね。拘縮の患者さんで他のCT室ではガントリーにぶつかって検査ができなかったことがあったのですが、CT 7500に移動してもらって検査ができたということがありました。上肢の挙上が難しい方や下肢進展不良の患者さんに有用だと思います。見た目にも臨的にもインパクトを感じています。」

### 寝台も新型になりましたが、いかがですか？

橋本技師「新型の寝台はとても使いやすいですね。まず、寝台がとても低い位置まで下がるようになりました。実は以前、高齢者や足の不自由な患者さんに付き添っている看護師さんから、もっと寝台下がらないの?という声を聞いたことがあります。今回の寝台では全くそれが無いですね。初めてフットスイッチを踏んだ時は、どこまで寝台が下がるんだろうという感覚になりました。高齢者や車椅子の方に特に優しく、より安全に寝台に移動していただいています。」

## 「スループットの向上につながっています」

### 検査のワークフローが変わったような実感はありますか？

橋本技師「新型寝台ではスキャンレンジが2mと長くなったので、ポジショニング位置をあまり気にせず撮影できています。以前は胸からお腹の撮影では、寝台の下の方にポジショニングする必要がありましたが、CT 7500ではそれが無いですね。寝台に患者さんを寝かせて、中心線とゼロ点のみ合わせるだけです。スキャンレンジを気にせず位置決め撮影ができるので、スループットが良くなりました。また、ヘッドホルダも新しくなって、寝台の上に置くタイプになりました。当院では頭部撮影はヘッドファースト、体幹部はフットファーストで行っていますので、検査が立て続けに行われる場合には、このヘッドホルダの脱着が手間に感じることもありましたが、CT 7500のヘッドホルダは置き型なので、その手間がなくなりスループットの向上につながっています。」




進化したハードウェア  
(左上:開口径80cm、中央上:寝台の収納、右上:ヘッドホルダ、下:新型寝台)

## 「実際に撮影を見た方は、口をそろえて“速い!”とっていますね」

### 高速撮影はいかがですか？

橋本技師「本当に速いですね。秒間あたり約40cmの撮影ができます。胸部から足先までを想定した1,400mmほどの撮影でも4秒未満で撮影できます。実際に撮影を見た方は口をそろえて“速い!”とっていますね。特に高速撮影は上行大動脈に病気のある患者さんで活用していますが、バルサルバ洞までしっかり見ることが多いです。」

山崎副技師長「よく撮影する750mmの範囲は2秒未満で撮影できますよね。高速撮影を用いると、下肢造影のTBT法が患者さんを選ばずに容易にできたり、多時相撮影の幅が広がったり、心電図同期無しでも冠動脈や上行大動脈がクリアに観察できるなど、多くの可能性があると感じています。」




高速撮影によるモーションアーチファクトの抑制

## 「再撮影を回避することで被ばくの低減ができ、そしてブレを抑えることもできる」

### 高速撮影は息止めが困難な患者さんでも有用でしょうか？

山崎副技師長「はい、経験したことがあります。息止めができなかった患者さんでも高速撮影を用いることで大きな乱れはなく、全体的にクリアな画像を取得することができました。どうしても今までは呼吸のブレや動きの影響を感じる事が多くありまして、必要であれば再撮影をする場合がありました。CT 7500だとそれを事前に察知して高速撮影の設定をすることで回避できます。再撮影を回避することで被ばくの低減ができ、さらにブレを抑えることもできるので臨床的にも非常に有用ですね。」




息止め不可症例(呼吸の影響によるブレを抑制)

## 「Spectralデータの取得にはチェックボックスにチェックを入れるだけ」

### Spectral CTは初めての使用かと思いますが、何かハードルなどはありましたか？

橋本技師「特に無かったですね。検査の手順や撮影は今までとそんなに変わりません。そして、一番の魅力はやはりCT 7500で撮影さえすれば後からでもSpectralイメージングが可能ということですね。Spectralデータの取得にはチェックボックスにチェックを入れるだけですし、ハードルなどは感じず普通に使い始めました。」




Spectralデータの取得はSBIにチェックするだけ

### Spectralイメージングで印象に残っている症例はありますか？

橋本技師「心臓撮影を行った検査で後から画像を見直すと肺塞栓があることに気づきました。CT値が低かったので、MonoEの低keVを使って肺塞栓の末梢まで評価ができるようにしたことがありました。」

山崎副技師長「肺塞栓の治療後のフォローアップで撮影したとき、通常画像だとかなり改善し、問題ないように見えた症例も、Spectralイメージングを確認するといくつか肺血流が欠損しているところがあったという症例も経験しています。また、造影剤量を減量しながらステントグラフトのエンドリークをMonoEの低keVを使用することで正確に評価できたこともありました。」




Spectralイメージング臨床例

## 「高心拍でも気にせず撮影できる」

### 心臓検査はいかがですか？


山崎副技師長「PhilipsのCTが心臓に強いということは、以前の装置から経験していました。高心拍でも気にせず撮影できるのがいいところですね。操作の簡便さ、そして最適フェーズを探すのが難しいことが重要かと思っています。当院はβブロッカーを使用せず、外来で医師が必要と判断すれば当日撮影、結果説明も行っていきます。多いときには、1時間に心臓検査を5-6件行うこともあります。」



高心拍症例

### Precise Cardiacはいかがですか？

山崎副技師長「最終的なツールを手にした感じですね。心臓に強いPhilipsのCTでも、完全に静止した画像が取得できない場合はもちろんあります。そんなときにPrecise Cardiacを最終的に使うことで、画質が大きく改善したというケースがありますので、とても助かっています。」



Precise Cardiac

## 「All-in-OneのCT」

### 最後に、CT 7500をひとことで言うとどんなCTですか？

橋本技師「従来のPhilips CTのいいところはそのまま、心臓に強く、さらにこうなったらいいなと思っていたことが実現して、検出器の幅も広がって、そしてSpectralイメージングも常に使える、いいところが積み重なった装置ですよ。ひとことで言うと、そうですね、All-in-OneのCTですね。」

製造販売業者

**株式会社フィリップス・ジャパン**

〒108-8507 東京都港区港南 2-13-37 フィリップスビル

お客様窓口 0120-556-494

03-3740-3213

受付時間 9:00~18:00(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

[www.philips.co.jp/healthcare](http://www.philips.co.jp/healthcare)

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくは「お客様窓口」までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社の商標または登録商標です。



販売名：スペクトラルCT 7500

医療機器認証番号：303AFBZX00042000

設置管理医療機器/特定保守管理医療機器

管理医療機器

2273495

082203001-TP Printed in Japan