

Une expérience du traitement allégée

1. Remplissage

Soulevez le couvercle vert et versez le médicament. Fermez le couvercle et asseyez-vous en vous tenant bien droit, prêt pour le traitement.



2. Traitement

Appuyez sur le bouton Marche puis inspirez et expirez dans l'embout buccal.*** InnoSpire Go indiquera la fin du traitement à l'aide de signaux sonores et visuels, puis s'éteindra.



3. Nettoyage

Après chaque traitement, retirez l'embout buccal et rincez-le à l'eau chaude. À la fin de chaque journée, lavez-le à l'eau chaude savonneuse et, une fois par semaine, désinfectez-le à l'eau bouillante.



Retrouvez les vidéos d'utilisation sur

www.philips.fr/innospire-go

** Avec 2,5 ml de salbutamol

*** Un masque adulte est disponible si vous avez des difficultés à utiliser l'embout buccal.



1. Slator L, Quadrelli F, von Hollen D, Hardaker L. Evaluation of delivered dose and treatment time of several mesh nebulizers under in vitro simulated use Eur Respir J. 2017 ; 50: PA3939

InnoSpire Go est un nébuliseur universel destiné à optimiser la prise de médicament chez les patients (nourrissons, enfants et adultes) nécessitant un traitement par aérosols-doseurs. Il est prévu pour utilisation par un seul patient et est approprié pour une utilisation à domicile ou en établissement de santé. Ce dispositif fait l'objet d'un remboursement par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consulter la LPPR. Ce dispositif médical de classe IIa est un produit de santé réglementé, qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE, dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV SÜD Product Service GmbH (0123). Lire attentivement le manuel d'utilisation fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.
Les spécifications techniques

MLJ 01/01/2020 PN3225107
www.philips.fr/innospire-go

PHILIPS

Asthme et BPCO

InnoSpire Go

Nébuliseur portable à tamis



Simplifier
la vie



Privilégier les bons moments

InnoSpire convient aux adultes et aux enfants.

Rapide, efficace et simple d'utilisation, le nébuliseur InnoSpire Go est conçu pour réduire la durée de traitement de l'asthme et de la BPCO, et vous offrir plus de temps pour vos proches et vos activités favorites.



Réduit la durée de traitement de 25%*



Traitement en 4 minutes**

Un appareil de thérapie efficace pour le traitement de l'asthme ou de la BPCO utilisant des signaux sonores et visuels pour indiquer la fin du traitement, avant l'arrêt automatique de l'appareil.



Un silence presque complet

Un petit nébuliseur, portable et discret, à utiliser partout.



Batterie longue durée intégrée

La batterie rechargeable offre jusqu'à 30 traitements en une seule charge.



Simple, en deux parties

L'embout buccal, facilement détachable, simplifie l'utilisation, le nettoyage et l'entretien d'InnoSpire Go.***



En savoir plus

www.philips.fr/innospire-go

* Par rapport à son prédécesseur Aeroneb Go.

** Avec 2,5 ml de salbutamol

*** Un masque pour adulte est disponible si vous avez des difficultés à utiliser l'embout buccal.