










Az Ön speciális igényeire szabva



Probléma: **Többféle szájjápolási igényhez** **Lepedékképződés** **Ínybetegség** **Elszíneződés** **Fogköz-tisztítás** **Érzékenység** **Növekvő fogak**



ÚJ

Terméknév	Premium All-in-One	Premium Plaque Defense	Optimum Plaque Defense	ProResults	Premium Gum Care	Optimal White	InterCare	Sensitive	Gyerekeknek
Eredmények	<ul style="list-style-type: none"> Akár 20x több lepedéket távolít el¹ Akár 15x egészségesebb íny mindössze 2 hét alatt² Akár 100%-kal kevesebb elszíneződés már 2 nap alatt³ 	Akár 10-szer több lepedéket távolít el ¹	Akár 7-szer több lepedéket távolít el ¹	Akár 3-szer több lepedéket távolít el ¹	Akár 7-szer egészségesebb íny mindössze 2 hét után ⁴	Akár 100%-kal kevesebb elszíneződés 7 nap alatt ¹	Egészségesebb íny mindössze 2 hét alatt ¹	Különösen érzékeny tisztítás és kényelem	Hatékony tisztítás kis szájjüreghez tervezve ¹
Rugalmas szék a nagyobb felületi érintkezésért	✓	✓			✓				
BrushSync technológia	📶	📶	📶		📶	📶	📶		
Emlékeztető szálak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Főbb tulajdonság	 <ul style="list-style-type: none"> A döntött sörtek az eddigi lepedékeltávolító hatásunk segítése érdekében A hosszabb sörtek alaposan megtisztítják a fogínyt 	 <p>Elvékonyított fejtég a nehezen elérhető helyeket célozza meg</p>	 <p>Elvékonyított fejtég a nehezen elérhető helyeket célozza meg</p>	 <p>A lekerekített szálak gyengédek az ínyhez</p>	 <p>A külső szálak gyengéden megtisztítják az íny vonalát</p>	 <p>A középső szálak eltávolítják a felületi elszíneződéseket</p>	 <p>Az extra hosszú szálak hatékonyan tisztítják a fogközöket</p>	 <p>Az extra puha szálak gyengéd, mégis hatékony tisztítást biztosítanak</p>	 <p>Puha szálak a gyengéd tisztításért</p>
Fogkefeszálak keménysége		Közepesen puha	Közepesen puha	Közepesen puha	Közepesen puha	Közepesen puha	Közepesen puha	Különösen puha	Extra puha

1 Mint egy manuális fogkefe.

2 Egy manuális fogkeféhez képest 6 hét után.

3 Laboratóriumi vizsgálat, manuális fogkefével összehasonlítva.

4 Gum Care módban, a kézi fogkeféhez képest, a GBI által végzett mérés alapján.