

PHILIPS

sonicare

オーラルヘルスケア



手磨きの最大20倍*キレイに
歯科医に選ばれ続けて

14年連続

No.1

ソニックケア

フィリップス ソニックケア

2021年冬 総合カタログ

*プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ
**POHC 2021 Dental Professional Tracking Research調べ

⚠ 安全に関するご注意 ※ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

長年ご使用の電気製品の点検を!



このような症状はありませんか?

- 電源プラグや電源コードが熱くなる
- 本体が変形したり異常に熱い
- 本体にさわると時々電気を感ずる
- こげくさい臭いがする
- 時々運転しないことがある
- 充電後、使用時間が短くなった
- 運転中、異常な音がする
- その他異常・故障がある

このような時は、故障や事故防止のためスイッチを切り、電源プラグをコンセントから外して必ず販売店にご相談ください。

2年間保証

ソニックケア全製品は、2年間保証ですので、安心してお求めください。

Li-ion Ni-MH 充電式電池リサイクルにご協力を

このマークの製品には、充電式電池を使用しております。充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済の製品の廃棄に際しては、充電式電池を取り出し、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。



<http://www.jbrc.com>

●製品には保証書を添付しておりますので大切に保管してください。尚、店名、ご購入年月日の記載の無いものは無効となります。 ●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。 ●改良の為、予告なく仕様を変更することがあります。 ●カタログの写像是印刷物ですので、実際の製品とカラー等が異なって見える場合があります。お買い求めの際は本体カラーなど店頭でご確認ください。 ●機種によって品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。

株式会社フィリップス・ジャパン

本社 〒108-8507 東京都港区港南 2-13-37 フィリップスビル

フィリップスサポートセンター

お問い合わせ 0120-944-859

受付時間：9:00～18:00(年末年始除く)

フィリップス ソニックケア

検索

お買い求めは当店で

©2021 Philips Japan, Ltd. All rights reserved.
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社の商標または登録商標です。

(このカタログの内容は2021年11月現在のものです) CSO21WPR

手磨きの最大20倍^{*1}キレイに
 歯科医に
 選ばれ続けて14年連続

No.1^{*2}
 ソニックエアー




歯科専門家とともに開発された、ソニックエアー。約30年にわたる研究と開発によって、進化し続けるソニックエアーブランドは、歯科医・歯科衛生士のみなさんに信頼され、長く使い続けられています。

ソニックエアーが
 選ばれている理由 知っていますか？

手磨きの
20倍も
 「きれい」

オールインワンブラシで
 合わせて2日間で
 最大2倍のステイン除去^{*3}




なのに
50%で
 「やさしい」

ブラシ圧が手磨きの50%^{*4}
 ブラシの先端が丸くて^{*5}
 歯ぐきにもやさしい



しかも
2分で
 「簡単」

手磨き1カ月相当のストローク数が
 ソニックエアーなら2分で完了^{*6}
 ブラシはこすらず歯にあてるだけ



ソニックエアーで将来まで続く健康な歯を

ソニックエアーは音波水流を活用するテクノロジーによって、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。就寝前などにソニックエアーで歯磨きをすることで、虫歯や歯周病になりにくい口内環境を作り、将来まで続く健康な歯に導きます。

電動歯ブラシでお口の中の健康を

誠敬会クリニック
 理事長 **田中真喜** 先生



忙しい毎日の中で、自分の健康に気遣う時間が中々取れない。そんなお悩みありませんか？ お口の中の健康を維持する事は、美味しく食事が出来るだけでなく、全身の健康を維持する上でとても大切なことです。数ある電動歯ブラシの中で、何を選べばよいのか迷います。様々な工夫がブラシに施されていますが、むやみに歯ぐきの中に毛先を入れ込むことで歯ぐきを傷つけてしまい、思わぬトラブルを招いてしまう事があります。ブラシは歯面にしっかりフィットするものを選ぶと歯ぐきを傷つける心配が少なくなるでしょう。時短でお口の中の健康管理ができる電動歯ブラシは、忙しい現代人の強い味方です！

歯周ポケットの ケアの注意点

歯ブラシの毛先を無理に歯周ポケットの中に入れ込もうとすると、歯ぐきに傷がつき知覚過敏などのトラブルの原因に。毎日の歯磨きで歯と歯ぐきの際の汚れをしっかりと落とし、歯周ポケットを浅く保つことが重要です。歯周ポケットの中の掃除は、歯科医院で行うことを推奨します。

ソニックエアーの音波テクノロジーによる3つの働き

ソニックエアーは、毎分約31,000ストローク^{*6}の高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出します。



高速振動が
 「たたき
 浮かす」



幅広い振幅が
 「はらい
 落とす」



音波水流で
 「かき
 出す」

※画像はイメージです。

*1 プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ *2 POHC 2021 Dental Professional Tracking Research調べ *3 プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較/クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用/当社調べ

*4 ホワイトプラスブラシヘッド使用時/2010年Moore氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります *5 センシティは従来のブラシ(ステープルタイプ)です *6 フィリップス調べ

あらゆるオーラルケアに対応する、

ソニックケアの豊富なラインナップ

9900 Prestige 最上位シリーズ

Diamond Clean Series ダイヤモンドクリーン シリーズ プレミアムシリーズ

Protect Clean Series プロテクトクリーン シリーズ スタンダードシリーズ



SenseIQテクノロジーで
一人ひとりに合わせたオーラルケアを

高い歯垢除去力*2と多彩な機能・
アクセサリを求める方へ

9900 プレステージ ▶P06へ

ダイヤモンドクリーンスマート ▶P08へ

ダイヤモンドクリーン 9000 ▶P09へ

歯垢除去力、やさしさ、
自然な白い歯、全てを求める方へ

気になる歯の着色をクリア
自然な白い歯へ

しっかり歯垢を除去したい方へ

プロテクトクリーン(プレミアム) ▶P10へ

プロテクトクリーン(プラス) ▶P11へ

プロテクトクリーン ▶P11へ

3100 Series エントリーシリーズ



スリムで軽量*4、使いやすい
ベーシック機能をお好みの方へ

ソニックケア-3100 ▶P12へ



Sonicare Power Flosser
ソニックケア-パワーフロッサーシリーズ ▶P13へ

毎日使う
ブラシヘッドを
徹底除菌*3

充電機能付き
紫外線除菌器台*3 ▶P11へ

お子様の
一人磨きを
楽しくサポート

歯磨きアプリをダウンロード! Bluetooth® 対応

ソニックケア For Kids
ソニックケア キッズ ▶P12へ

日本学校
歯科医会
推薦品

*1 スマートフォンは含まれません *2 手磨きと比べ/フィリップス調べ *3 (一財)日本食品分析センターによる試験 歯ブラシについて歯垢が99%減少【試験方法】紫外線除菌器を使用する前と使用した後の電動歯ブラシ用ブラシヘッドの歯垢を測定し、比較 *4 既存のイージークリーンシリーズのハンドルと比較した場合 *5 強さ8でカドストリームノズルを使用し手磨きと

併用時/フロスと手磨きを併用した場合と比べ(個人差があります) ※Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V. またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します

9900 Prestige

ソニックケア 9900 プレステージ

SenseIQテクノロジーで 一人ひとりに合わせた オーラルケアを

New



Bluetooth®
対応

搭載ブラッシングモード

ブラッシングモード 強さ設定

6 × 3

■付属品
充電器台 (USB) / 電源アダプタ /
USB充電トラベルケース /
USBケーブル

■付属ブラシ
プレミアムオールインワン
舌磨き



強 / 中 / 弱
強さ設定



磨き方を感知し、最適化する SenseIQ (センスIQ) テクノロジー

毎秒最大100回の頻度でブラッシング
データを感じ取り、自分に合った設定に調整、
最適なブラッシングをサポート。

磨き方を
感知

あなたに
最適な
ブラッシング

自分に
合った磨き方に
ガイド

スマートフォンアプリと連動

一人ひとりに合わせたガイド
ダンスであなただけのプランを
アドバイス。歯を磨くときにス
martフォンをそばに置いて
いなくても、自動同期機能に
よってアプリ内の歯磨きデー
タが最新に更新。



Champagne

Midnight blue

Philips
Sonicare
アプリ



歯垢除去力は 手磨きの最大20倍*2

付属のプレミアムオールインワンブラシヘッド
は、一本で3つのニーズにアプローチ。アン
グル毛先が、あらゆる角度から歯垢に届き、
自然な白い歯に。


歯垢除去



ステイン除去



歯ぐきケア



※画像はイメージです。

お手入れしやすいシームレスデザイン

ハンドルは電源ボタン
と一体化したシームレ
スな新デザイン。手に
持ちやすく、お手入れも
簡単。



持ち運び簡単コンパクト*3なケース

コンパクトサイズのトラ
ベルケースはUSB充電
機能付き。旅先でもよ
り良いブラッシングをサ
ポート。



*1 スマートフォンは含まれません *2 手磨きと比べ/フィリップス調べ *3 ダイヤモンドクリーンシリーズと比較して
※Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使

用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します
※機能は機種により異なります。各機種の機能については、P14-15のラインナップ表またはフィリップスホームページにてご確認ください

DiamondClean Smart

ソニックケア ダイヤモンドクリーン スマート

高い歯垢除去力*1と多彩な機能・
アクセサリを求める方へ

Black White

Bluetooth® 対応

歯磨きアプリをダウンロード!*

Bluetooth® 対応

ガラスで充電できる

搭載ブラッシングモード ■付属品

ブラッシングモード 強さ設定

5 × 3

充電器用グラス/充電器台/ USB充電トラベルケース

■付属ブラシ

HX9934/69 プレミアムオールインワン/舌磨き
HX9934/60 プレミアムオールインワン/プレミアムガムケア/舌磨き

クリーン ホワイトプラス ディープクリーンプラス ガムヘルス 舌磨き 強/中/弱強さ設定


手磨きの最大20倍*3 の歯垢除去力

付属のプレミアムオールインワンブラシヘッドは、一本で3つのニーズにアプローチ。アングル毛先が、あらゆる角度から歯垢に届き、自然な白い歯に。



2日間で最大2倍*4の ステインを除去

音波水流による強力な洗浄力で、コーヒーやタバコなどによるステイン(着色汚れ)を減少させ、歯本来の自然な白さに。



充電器用グラス & トラベルケースで充電

付属の充電器用グラスを使って充電ができます。トラベルケースは、USB接続でパソコンから充電でき便利です。



過圧防止センサー

歯と歯ぐきへの圧力を感知し、押しつけすぎを振動と光で伝えるので、適切なブラシ圧で正しいブラッシングができます。



※画像はイメージです

*1 手磨きと比べ/フィリップス調べ *2 スマートフォンは含まれません *3 プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ *4 プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較/クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用/当社調べ *5 ブラシヘッド取り付け後、ブラッシングモードや強さを変更すると、ハンドルがその設定をブラシヘッドに上書きし、次にそのブラシヘッドを取り付けた際には、上書きされた設定が選択されます

DiamondClean 9000

ソニックケア ダイヤモンドクリーン 9000

ダイヤモンドクリーンシリーズを
試してみたい方へ

〈歯垢除去力最大20倍*3 2日間で最大2倍*4のステインを除去〉

搭載ブラッシングモード ■付属品

ブラッシングモード 強さ設定

4 × 3

充電器用グラス/充電器台/ USB充電トラベルケース

■付属ブラシ

プレミアムオールインワン/プレミアムガムケア

クリーン ホワイトプラス ガムヘルス ディープクリーンプラス 強/中/弱強さ設定

White Pink

Bluetooth® 対応

歯磨きアプリをダウンロード!*

Bluetooth® 対応

ガラスで充電できる

ソニックケアアプリやRFID* 対応ブラシヘッドで快適なブラッシングを

※非接触で情報を読み書きする通信技術です


ダイヤモンドクリーンスマート 対応機能

アプリが磨き方をガイド



ダイヤモンドクリーン9000 対応機能

適切なブラッシングへと導くソニックケアアプリ



ソニックケアアプリ共通機能

ブラシヘッド認識機能*5

ブラシヘッドに内蔵されたマイクロチップがハンドルと連携。自動的に最適なモードと強さに設定します。

ブラシヘッド交換お知らせ機能

ブラシヘッドに内蔵されたチップでブラッシングの圧力と時間を記録し、適切なブラシの交換タイミングをアプリやハンドルのランプでお知らせします。

※アプリはタブレットではご使用いただけません ※Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します ※機能は機種により異なります。各機種の機能については、P14-15のラインナップ表またはフィリップスホームページにてご確認ください

ProtectClean

ソニックケア プロテクトクリーン シリーズ

ソニックケア プロテクトクリーン<プレミアム>

歯垢除去力、
やさしさ、自然な白い歯、
全てを求める方へ

プロテクトクリーン<プレミアム> 搭載機能 ブラシヘッド認識機能*1

ブラシヘッドに内蔵されたマイクロチップがハンドルと連携。自動的に最適なモードと強さに設定するので、スムーズに歯磨きできます。



搭載ブラッシングモード



■付属品 充電器台 ■付属ブラシ ホワイトプラス
プレミアムガムケア/舌磨き



歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。



ソニックケア プロテクトクリーン<プラス> 気になる歯の着色をクリア 自然な白い歯へ



HX6421/12, HX6421/14
■付属品 充電器台 ■付属ブラシ ホワイトプラス/ガムプラス/舌磨き
HX6839/54
■付属品 充電機能付き紫外線除菌器台*2/充電器台/トラベルケース
■付属ブラシ ホワイトプラス/ホワイトプラス(コンパクト)

ソニックケア プロテクトクリーン しっかり歯垢を 除去したい方へ



■付属品 充電器台
■付属ブラシ クリーンプラス/ガムプラス/舌磨き

プロテクトクリーン シリーズ共通機能

押しつけ過ぎを伝える 過圧防止センサー

歯と歯ぐきへの圧力を感知し、押しつけ過ぎを振動で伝えるので、充電式電動歯ブラシが初めての方にも安心です。



ブラシヘッド交換をお知らせ

ブラシヘッドに内蔵されたチップにブラッシングの圧力と時間を記録し、適切なブラシの交換タイミングをハンドルのランプでお知らせします。



ブラッシングの強さを設定できる

歯や歯ぐきの状態によって強さを自由に変えることができるので、手磨き派の方も安心してブラッシングができます。



※画像はイメージです

ソニックケア 充電機能付き紫外線除菌器台*2



使い方簡単、使い勝手のよい
ソニックケアハンドルの充電機能付き

ボタンを押すだけの簡単操作。10分で終了し、自動的に電源がオフに。ハンドルと一緒に充電できる充電機能付き。



毎日使うブラシヘッドを徹底除菌*2
ブラシヘッド上部全体に紫外線を当て、最適な除菌*2を行い、毎日お口に入れる歯ブラシを清潔に保つことができます。



10分後



※イメージ図

*1 ブラシヘッド取り付け後、ブラッシングモードや強さを変更すると、ハンドルがその設定をブラシヘッドに上書きし、次にそのブラシヘッドを取り付けた際には、上書きされた設定が選択されます
*2 (一財)日本食品分析センターによる試験 歯ブラシについて歯垢が99%減少【試験方法】紫外線除菌器を使用する前と使用した後の電動歯ブラシ用ブラシヘッドの菌数を測定し、比較

※機能は機種により異なります。各機種の機能については、P14-15のラインナップ表またはフィリップスホームページにてご確認ください

エントリーシリーズ

3100Series

ソニックケア 3100 シリーズ

New

スリムで軽量*1
使いやすいベーシックな
機能をお好みの方へ

搭載ブラッシングモード



クリーン

- 付属品 充電器台(USB-Aタイプ)
- 付属ブラシ ホワイトプラス



音波水流で効果的に 歯垢除去

毎分約31,000ストローク^{*2}の高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出します。



スリムで軽いデザイン 初心者も扱いやすい

直径(奥行)26mmとスリムで、約97g(クリーンプラスブラシヘッド装着時)と軽量のハンドルデザイン。持ちやすく使いやすいので、電動歯ブラシ初心者にも扱いやすいモデルです。



過圧防止センサー機能 で歯と歯ぐきに やさしくブラッシング

過圧防止センサーが、ブラシにかけられた圧力が強いと感知した場合は、パルス音を発し、ブラシ圧を弱めてブラッシングを促してくれます。



※画像はイメージです

For Kids

ソニックケア キッズ

対象年齢: 4歳以上

楽しみながら身につける
上手な歯磨き

Bluetooth[®]搭載のキッズハンドルなら、お子様はアプリで遊びながら、正しい歯磨き習慣を楽しく身につけることができます。



上手なブラッシングのコツを指導し、わかりやすいガイドでどこを磨くかを説明します。



お子様はキャラクターの歯を磨いてあげることで、上手な歯磨きの方法を学びます。



歯磨きアプリをダウンロード¹⁾³⁾

Bluetooth[®]対応

搭載ブラッシングモード



やさしい



さらにやさしい

- 付属品 充電器台
- 付属品 ハンドルステッカー(8枚)
- 付属品 ポーナステッカーシート(1枚)



ソニックケアキッズアプリ



日本学校
歯科協会
推奨品



*1 既存のイージークリーンシリーズのハンドルと比較した場合 *2 フィリップス調べ *3 スマートフォンは含まれません *4 強さ8でカドストリームノズルを使用し手磨きと併用時/フロスと手磨きを併用した場合と比べ(個人差があります) *5 強さ8でカドストリームノズルを使用し、プレミアムクリーンブラシを付けたソニックケア電動歯ブラシと併用時/フロスと手磨きを併用した場合と比べ(個人差があります)

エックス X型水流で歯間の食べカス・ 汚れもスッキリ爽快!

歯間ケア

Sonicare PowerFlosser 3000

ソニックケアパワーフロッサー 3000

フロスの最大3倍^{*4}の歯垢を除去する
据え置きモデル

New



クリーンモードとディープクリーンモードの2つからモードを選べます。また、ダイヤル式で10段階からお好みの強さを選べます。



水タンクには1回分(約550mL)の水が入ります。給水も簡単で、タンクを取り外し水を入れてセットするだけです。

White

Mint

2022年
2月発売
予定

歯間ケア

Sonicare Cordless PowerFlosser 3000

ソニックケアコードレスパワーフロッサー 3000

手軽に使用してお手入れしやすい
コードレスモデル



クリーンモードとディープクリーンモードの2つからモードを選べます。3段階からお好みの強さを選べます。



約250mlの水タンクには60秒の洗浄に十分な水が入ります。タンク内も洗えるため、衛生的に保つことができます。

電動歯ブラシ+パワーフロッサーの使用で、手磨き+デンタルフロスの最大9倍^{*5}の歯間の歯垢除去

エックス X型の水流で広範囲の 歯間の汚れを除去

X型の4方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかりと落とし、デンタルフロスの最大3倍^{*4}の歯垢を除去。矯正器具にもご使用いただけます。



※類似汚れを歯に見立てた模型に付け実験

歯間移動ガイドで 使いやすい

一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングがわかりやすく、歯間全体をきれいにします。(ディープクリーンモードのみ)



※Bluetooth[®]のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。 ※機能は機種により異なります。各機種の機能については、P14-15のラインナップ表またはフィリップスホームページにてご確認ください

9900 Prestige

DiamondClean Smart

DiamondClean 9000

ProtectClean

3100

ForKids

PowerFlosser

13

SONICARE LINE UP

フィリップス ソニックアー シリーズ	9900 Prestige Series 最上位シリーズ		Diamond Clean Series プレミアムシリーズ				Protect Clean Series スタンダードシリーズ					3100 Series エントリーシリーズ				
	9900 Prestige 9900プレステージ		DiamondClean Smart ダイヤモンドクリーン スマート		DiamondClean 9000 ダイヤモンドクリーン 9000		ProtectClean プロテクトクリーン (プレミアム)		ProtectClean プロテクトクリーン (プラス)		ProtectClean プロテクトクリーン		3100 ソニックアー3100	ForKids ソニックアー キッズ		
搭載 ブラッシング モード	クリーン、ホワイトプラス、ディープクリーンプラス、強/中/弱強さ設定、ガムヘルス、センシティブ、舌磨き		クリーン、ホワイトプラス、ガムヘルス、ディープクリーンプラス、舌磨き、強/中/弱強さ設定		クリーン、ホワイトプラス、ガムヘルス、ディープクリーンプラス、強/中/弱強さ設定		クリーン、ホワイト、ガムケア、強/中/弱強さ設定		クリーン、ホワイト		クリーン、強/弱強さ設定		クリーン	やさしい、さらにやさしい		
その他の機能	Philips Sonicare アプリ、Bluetooth*対応、ブラシヘッド 認識機能対応、過圧防止 センサー、ブラシヘッド交換 お知らせ機能		Philips Sonicare アプリ、Bluetooth*対応、ブラシヘッド 認識機能対応、過圧防止 センサー、ブラシヘッド交換 お知らせ機能				ブラシヘッド 認識機能対応、過圧防止 センサー、ブラシヘッド交換 お知らせ機能		過圧防止、ブラシヘッド交換 センサー、お知らせ機能		過圧防止、ブラシヘッド交換 センサー、お知らせ機能		過圧防止、ブラシヘッド交換 センサー、お知らせ機能	ソニックアーキッズアプリ、Bluetooth*対応		
付属ブラシ	プレミアムオールインワン×1本/ 舌磨き×1本 ※色は機種によって異なります		プレミアム オールインワン×3本/ 舌磨き×1本		プレミアム オールインワン×2本/ プレミアムガムケア×1本/ 舌磨き×1本		プレミアムオールインワン×1本/ プレミアムガムケア×1本		ホワイトプラス×1本/ プレミアムガムケア×1本/ 舌磨き×1本 ※色は機種によって異なります		ホワイトプラス×1本/ ガムプラス×1本/ 舌磨き×1本 ※色は機種によって異なります		ホワイトプラス×1本/ ホワイトプラス (コンパクト)×1本	クリーンプラス×1本/ ガムプラス×1本/ 舌磨き×1本	ホワイトプラス×1本	キッズ(ミニ)×2本
その他の 付属品	充電器台(USB)/電源アダプタ/ USB充電トラベルケース/USBケーブル ※電源アダプタ・充電トラベルケース・ ケーブルの色は機種によって異なります。		充電器用グラス/充電器台/ USB充電トラベルケース ※充電器台・充電トラベルケースの色は 機種によって異なります		充電器用グラス/ 充電器台/ USB充電トラベルケース		充電器台		充電機能付き 紫外線除菌器台/ 充電器台/ トラベルケース		充電器台		充電器台(USB-Aタイプ) ※電源アダプタは付属していません。 充電の際は、USB電源(USB Type A DC5V) をご準備ください	充電器台 ハンドルスティック×8枚/ ポナス ステッカーシート×1枚		
仕様	充電時間 約16時間		約24時間				約48時間					約24時間		約24時間		
	使用時間*1 約2週間		約2週間				約2週間					約2週間		約2週間		
	質量*2 約122g		約144g		約134g		約133g					約97g		約134g		
	本体寸法*3 (H×W×D) 約237×27×29mm		約255×31×28mm		約252×31×28mm		約252×31×28mm					約238×25×26mm		約232×34×34mm		
	電池の種類 ●Li-Ion リチウムイオン電池		●Li-Ion リチウムイオン電池				●Li-Ion リチウムイオン電池					●Li-Ion リチウムイオン電池		●Li-Ion リチウムイオン電池		
バーコード	87-1010396859-7	87-1010396863-4	87-1010399288-2	87-1010399238-7	87-1010399290-5	87-1010399291-2	87-1010399450-3	87-1010399448-0	87-1010399440-4	87-1010399442-8	87-1010396325-7	87-1010399445-9	87-1010399447-3	87-1010399547-0	87-1010399799-3	
ハンドル品番	HX999C	HX999B	HX993W	HX993B	HX991W	HX991P	HX685T	HX685B	HX683P	HX683B	HX683P	HX680C	HX680J	HX367W1	HX6340	

ソニックアーパワーフロッサー シリーズ

ソニックアーパワーフロッサー3000		ソニックアーコードレス パワーフロッサー3000	
	機能	ディープクリーンモード、 クリーンモード 10段階強さ設定	ディープクリーンモード、 クリーンモード 3段階強さ設定
	付属品	スタンダードノズル×1本/ カドストリームノズル×1本/ 電源アダプタ	スタンダードノズル×1本/ カドストリームノズル×1本/ 電源アダプタ/ USBケーブル/専用ポーチ
	充電時間	-	約8時間
	使用時間*4	-	約3週間
	質量*5	約700g	約290g
	本体寸法*6 (H×W×D)	約270×135×110mm	約306×68×68mm
	電池の種類	-	●Li-Ion リチウムイオン電池
	バーコード	87-1010394714-1	87-1010399367-4(ホワイト) 87-1010399368-1(ミント)
ハンドル品番	HX3711	HX386W(ホワイト) HX386M(ミント)	

ニーズに合わせた豊富なブラッシングモード

シンプルに歯垢を落とす

- クリーンモード(2分間)**
歯垢をしっかり落とす通常の歯磨き
- 自然な白い歯に近づける**
 - ホワイトモード(2分30秒間)**
ステイン除去(2分間)+つやを出す動き(30秒間)
 - ホワイトプラスモード(2分40秒間)**
ステイン除去(2分間)+つやを出す動き(40秒間)

歯ぐきを健康に

- ガムケアモード(3分間)**
クリーンモード(2分間)+歯と歯ぐきの境目磨き(1分間)
- ガムヘルスマード(3分20秒間)**
クリーンモード(2分間)+歯と歯ぐきの境目磨き(1分20秒間)
- センシティブモード(2分間)**
敏感な歯と歯ぐきをやさしく磨きたいときに
- 歯垢を徹底的に落とす**
 - ディープクリーンプラスモード(3分間)*7**
歯ぐきに心地よい刺激を与えながら歯垢を落とす

舌磨き

- 舌磨きモード(20秒間)**
舌のお手入れをするときに
※舌磨きモードがっていない機種では、
クリーンモードをご使用ください。

ソニックアーキッズ専用モード

- やさしいモード(2分間)**
ひとりで歯磨きができるお子様向けの標準モード
- さらにやさしいモード(1~2分間)*8**
振動の大きさを抑えた特別モード

※機種によって異なります。詳しくは製品ページをご覧ください

*1 満充電後、目安として2分間のブラッシングを1日2回使用した場合 *2 本体+ブラシ *3 ブラシ含む *4 満充電後、1日1回1分間使用した場合 *5 本体+ノズル *6 ノズル含む
*7 ブラッシング時間は、Philips Sonicareアプリを使用する場合としない場合で異なります。アプリを使用する場合は、2分間で *8 キッズタイマーにより、ブラッシング時間は初めは1
分間に設定され、朝晩1日2回のご使用で約90日間かけて2分間まで徐々に長くなっていきます



※Bluetooth*のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて
使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します

こだわりのブラシがブラッシングの決め手

磨き心地が違う 高機能ブラシヘッド

フィットするブラシ形状だから
毎日の歯磨きを心地よく

歯垢に含まれる細菌は、虫歯や歯周病を引き起こします。
ソニックエアーのブラシは磨きにくい奥歯の歯垢にも無理なくアプローチします。



顎を大きく開けないと奥歯まで届かない


磨きにくい奥歯も自然に届く

歯列にフィット

1本1本植毛*1 するから、『高度な歯垢除去力』と
『歯ぐきへのやさしさ』、どちらも叶う

従来のブラシと比較して34%*2 毛が多い高密度ブラシ

高い歯垢除去力を発揮




毛先が揃っている

口腔内の感触が良く歯ぐきにやさしく磨ける



替ブラシは、3ヶ月ごとに交換してください

歯垢除去力を維持するためには、ブラシを最高の状態で使用していただくことが重要です。3ヶ月ごとにブラシを交換することで、新品同様の効果を得ることができます。




青色のブラシ毛が
白くなったら交換のサイン

RFID対応ブラシヘッドには
ブラシヘッド交換
お知らせ機能を搭載

ブラシとブラッシングモードで選ぶ

あなたにピッタリの組み合わせ



ソニックアーの替ブラシは フィリップスソニックアーの全ての電動 歯ブラシ*1 に対応しています

「歯垢除去」・「ステイン除去」・「歯ぐきケア」一本で3つのニーズにアプローチ

**プレミアムオールインワン
ブラシヘッド**

RFID対応
HX9093/67(3本組)
HX9093/96(ブラック・3本組)

歯垢除去
手磨きの最大20倍*2
の歯垢除去
角度のついたブラシが
あらゆる角度から歯垢に届く

ステイン除去
ステインを2日間で
最大2倍*3 除去
トライアングルカットが気になる
ステイン(着色汚れ)を除去

歯ぐきケア
2週間で歯ぐきの
健康を推進*4
サイドの毛が歯肉縁上を
やさしくブラッシング

歯垢除去 **歯ぐきケア** **歯の白さ(ステイン除去)**

プレミアムクリーン
(旧アダプティブクリーン)

プレミアムガムケア

プレミアムホワイト

RFID対応
レギュラー
HX9043/67(3本組)
HX9045/67(5本組)
HX9043/96(ブラック・3本組)
HX9045/96(ブラック・5本組)

RFID対応
レギュラー
HX9053/67(3本組)
HX9053/96(ブラック・3本組)

RFID対応
レギュラー
HX9063/67(3本組)
HX9063/96(ブラック・3本組)

ゴム素材だから、やさしく密着し、しなやかに毛先が動く

ブラシヘッドのベースにゴム素材を採用した、プレミアム ブラシヘッド シリーズ。柔軟性のある
ゴム素材によってブラシ圧を吸収し、歯や歯ぐきにやさしく密着します。また、毛先がしなや
かに動くので、従来の約4倍*5の表面積に毛先が届き、歯垢をしっかり除去します。

歯や
歯ぐきに
やさしい

歯や
歯ぐきに
密着

毛先が
ふれる面積
約4倍*5

歯垢除去 **歯ぐきケア** **歯の白さ(ステイン除去)**

プラス(スタンダード)

クリーンプラス
(旧プロリザルツ ブラークディフェンス)

レギュラー
歯列に
フィット

RFID対応
レギュラー
HX9023/67(3本組)
HX9025/67(5本組)

ガムプラス
(旧プロリザルツ ガムヘルス)

レギュラー
やさらかく
歯列に
フィット

RFID対応
レギュラー
HX9033/67(3本組)

ホワイトプラス
(旧ダイヤモンドクリーン)

レギュラー コンパクト
ひし形
毛先

RFID対応
レギュラー コンパクト
HX6063/67(3本組) HX6073/67(3本組)
HX6065/67(5本組) HX6075/67(5本組)
HX6068/67(8本組) HX6078/67(8本組)
HX6063/96(ブラック・3本組)

**山切りカットで
歯間の汚れに** **口臭対策に
マウスウォッシュとの併用でお口爽やか** **敏感な歯ぐきに** **ソニックアー キッズ用
替ブラシ**

インターケア **舌磨き** **センシティブ** **キッズ**

RFID対応
レギュラー
HX9003/67(3本組)

RFID対応
レギュラー
HX8072/01(2本組)
HX8072/11(ブラック・2本組)

RFID対応
レギュラー
HX6053/63(3本組)

RFID対応
ミニ
HX6032/63(2本組)

お子様に
合った
小さいサイズ

パワーフロサシリーズ用 替ノズル **2022年
2月発売
予定** **エアーフロス用 替ノズル** **エアーフロス ウルトラ用 替ノズル**

**スタンダード
ノズル
2本セット**
HX3042/00

**カドストリーム
ノズル
2本セット**
HX3062/00

**替ノズル
2本セット**
HX8012/02
(青色・黄色)

**替ノズル
2本セット**
HX8032/02
(白色・青色)

エアーフロス ウルトラ用ノズルと、エアーフロス用ノズルに互換性はありません。
それぞれに対応した替ノズルをご購入ください。

ノズルを衛生的にお使いいただくため*6 約6ヶ月に1回 交換してください。

RFID対応 非接触で情報を読み書きする通信技術です。詳しくはP08-09をご覧ください ※ソニックアー以外の互換ブラシヘッドのご使用による不具合への対応は、保証期間内であつても保証しかねますのでご注意ください

*1 eシリーズ、キッズを除く *2 手磨きと比べ/フィリップス調べ *3 プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較/クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用/当社調べ *4 クリーンモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ *5 ホワイトプラスブラシヘッドと比べた場合 *6 カルシウムやマグネシウムの付着、細菌の付着の可能性を抑えるため