

PHILIPS

sonicare



Utrzymanie dobrych nawyków higienicznych w domu

To co robisz przed i po umyciu zębów może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się bakterii i wirusów.

Należy postępować zgodnie z tymi ważnymi wskazówkami:



Dowiedz się więcej na philips.pl/sonicare



Myj ręce przed i po codziennej pielęgnacji jamy ustnej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się bakterii i wirusów.



Nigdy nikomu nie użycaj swojej szczoteczki do zębów, ani własnej końcówki.



Umyj szczoteczkę do zębów po każdorazowym użyciu, za pomocą mydła i bieżącej wody.



Umyj końcówkę szczoteczki po każdorazowym użyciu i pozwól jej całkowicie wyschnąć. Przechowuj końcówkę tak, aby włókna miały dostęp do powietrza.



Nigdy nie zakrywaj końcówki szczoteczki, ani nie umieszczaj jej w zamkniętym pojemniku, gdy szczoteczka jest jeszcze mokra. Może to sprzyjać rozwojowi bakterii.



Nigdy nie przechowuj szczoteczek do zębów pozostałych członków rodziny w tej samej szufladzie lub szafce.

Dowiedz się więcej

© 2018 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). Wszystkie prawa zastrzeżone. PHILIPS i tarcza Philipsa są znakami towarowymi KPNV. SONICARE i logo Sonicare są znakami towarowymi KPNV i/lub Philips Oral Healthcare, LLC. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

