

PHILIPS

sonicare




Zdrowie
jamy ustnej
Jesień 2022



Do **20X** mniej
płytki bakteryjnej²⁾



Do **15X**
zdrowsze dziąsła³⁾



Do **100%**
mniej przebarwień⁴⁾

Najbardziej zaawansowana soniczna technologia czyszczenia¹⁾

Najbardziej zaawansowana soniczna technologia czyszczenia¹⁾ od Philips Sonicare

to wyjątkowo skuteczne czyszczenie i delikatność dla dziąseł, za każdym razem, nawet jeśli technika mycia zębów nie jest doskonała.

Czyszcząca siła aż 62 000 ruchów Philips Sonicare na minutę to unikalne połączenie:

- dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną
- szerokich ruchów wymiatających włókien końcówki, które skutecznie usuwają już rozbityą płytkę.

Poczuj moc mikrobąbelków wtłaczanych głęboko w przestrzenie międzyzębowe, trudno dostępne miejsca oraz wzdłuż linii dziąseł, powstałych pod wpływem dynamicznych ruchów włókien Philips Sonicare.

Skuteczność czyszczenia i delikatność dla dziąseł Philips Sonicare

zawdzięcza także samym końcówkom, których unikalny kształt oraz specjalistyczne włókna zostały zaprojektowane we współpracy z dentydami, co zapewnia lepsze pokrycie zęba i dotarcie do przestrzeni międzyzębowych.

Zaawansowana soniczna technologia czyszczenia Philips Sonicare to rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych.



Numer 1 szczoteczka soniczna
rekomendowana przez dentyków
na świecie⁵⁾



Rezultaty udowodnione
w badaniach klinicznych



20 lat doświadczenia w rozwoju
zaawansowanej sonicznej technologii
czyszczenia Philips Sonicare

1) Od Philips Sonicare; Philips Sonicare Prestige 9900.

2) W porównaniu do szczoteczki manualnej z końcówką A3 Premium All-in-One; w programie czyszczenia Clean

3) W porównaniu do szczoteczki manualnej; w ciągu 6 tygodni z końcówką A3 Premium.

4) W badaniu laboratoryjnym i w porównaniu do szczoteczki manualnej; w programie czyszczenia Clean. All-in-One; w programie czyszczenia Clean.

5) Na podstawie badania na próbie ponad 4500 dentyków i higienistów przeprowadzonego w 2018r. przez Priorities research w USA, Kanadzie, Niemczech, Wielkiej Brytani, Holandii, Japonii, Czechach, Rosji i Chinach.

Wyjątkowe czyszczenie dopasowane do Ciebie dzięki technologii SenseIQ

Nasza najbardziej zaawansowana szczoteczka zawsze rozumie Twoje potrzeby. Wyczuwa Twoją technikę szczotkowania i dopasowuje się do Ciebie w czasie rzeczywistym.



HX9992/12 Philips Sonicare Prestige 9900

Pierwsza szczoteczka, która dopasowuje się do Ciebie¹⁾ dzięki inteligentnej technologii SenseIQ

- wyczuwa,
- dopasowuje się,
- pielęgnuje

Do **100x na sekundę** wyczuwa Twoją technikę szczotkowania: ruch, siłę nacisku, stopień pokrycia, czas oraz częstotliwość. Dopasowuje pracę szczoteczki indywidualnie do Twojej techniki mycia zębów. Osiąga wyjątkowe rezultaty dzięki kompleksowej pielęgnacji dopasowanej do Ciebie.



Nowa aplikacja mobilna Philips Sonicare ze sztuczną inteligencją (AI)

Otrzymuj instruktaż oraz indywidualne wskazówki podczas szczotkowania w oparciu o zaawansowaną mapę jamy ustnej.



Intuicyjny przycisk OneTouch

Minimalistyczny design sprawia, że wystarczy jedno dotknięcie, aby zacząć szczotkowanie. Szczoteczka wyłączy się automatycznie.



Dowiedz się więcej



Szczoteczka soniczna **rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne²⁾**



Philips Sonicare Prestige 9900

Model	HX9992/11 HX9992/12
Dane techniczne	
Inteligentna technologia SenseIQ	Tak, wyjątkowe rezultaty dzięki kompleksowej pielęgnacji dopasowanej do Ciebie
Programy czyszczenia	5 (Clean, White+, Gum Care, Deep Clean+, Sensitive)
Poziom intensywności	3 (niska, średnia, wysoka)
Czujnik siły nacisku	Tak (Wibracje, Ring LED)
Zaawansowany timer (SmarTimer, QuadPacer)	Tak (2 min. / 20 sek.)
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówek	Tak
Aplikacja na telefon	Tak, indywidualne porady podczas szczotkowania, szczegółowy raport z każdego dnia roku, mapa jamy ustnej 3D
Akcesoria w zestawie	Najbardziej zaawansowana końcówka A3 Premium All-in-One, Stylowe etui podróżne z funkcją ładowania USB, Kabel USB-C do ładowania, Elegancka podstawa ładująca
Czas pracy baterii	Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu
Nazwa końcówek	A3 Premium All-in-One
Zasilanie	Akumulatorowe

1) Od Philips Sonicare; Philips Sonicare Prestige 9900; dopasowuje pracę szczoteczki

2) Dla modeli: Philips Sonicare Prestige 9900, 2022 r.

Czystsze zęby i zdrowsze dziąsła

Szczoteczka soniczna z aplikacją

Najbardziej zaawansowana soniczna technologia czyszczenia Philips Sonicare to wyjątkowo skuteczne czyszczenie i delikatność dla dziąseł, za każdym razem, nawet jeśli technika mycia zębów nie jest doskonała.



HX9917/89 Philips DiamondClean Smart 9400



Zdrowe nawyki z aplikacją mobilną

Szczoteczka Soniczna DiamondClean Smart 9400 zapewnia wskazówki dotyczące poprawy i utrzymania zdrowych nawyków mycia zębów. Po połączeniu z aplikacją w telefonie raport postępu pomoże Ci śledzić i kontrolować rozwój w dbaniu o higienę jamy ustnej.



4 programy, 3 poziomy intensywności

Wybierz najlepszą kombinację programu i intensywności. Regulacja intensywności czyszczenia dopasowana do Twoich potrzeb. Wybierz łagodniejszy lub mocniejszy poziom intensywności z trzech dostępnych opcji: niski, średni lub wysoki. Wybór programu zapewnia dokładne czyszczenie. Clean - dla wyjątkowej czystości na co dzień
White+ - dla bielszych zębów (usuwa przebarwienia)
Gum Health - dla zdrowszych dziąseł
Deep Clean+ - dla głębokiego czyszczenia



Elegancka szklanka z funkcją ładowania indukcyjnego

Wystarczy umieścić szczoteczkę w eleganckiej szklance a natychmiast zacznie się ładować. Indukcyjna szklanka ładująca zapewnia estetyczny wygląd oraz komfort użytkowania.

Czujnik siły nacisku Ring LED



Philips Sonicare Diamond Clean Smart 9400

2 pack

2 pack



Philips Sonicare Diamond Clean 9000



Dowiedz się więcej

Model	HX9917/89 HX9917/88	HX9911/09 HX9911/27 HX9911/94	Zestaw szczoteczek sonicznych HX9914/57 HX9914/55
Dane techniczne			
Inteligentna technologia SenseIQ	Nie	Nie	Nie
Programy czyszczenia	4 (Clean, White+, Gum Care, Deep Clean+)	4 (Clean, White+, Gum Care, Deep Clean+)	
Poziom intensywności	3 (niska, średnia, wysoka)	3 (niska, średnia, wysoka)	
Czujnik siły nacisku	Tak (Wibracje, Ring LED)	Tak (Wibracje, Migająca ikona wymiany końcówki)	
Zaawansowany timer (SmarTimer, QuadPacer)	Tak (2 min. / 20 sek.)	Tak (2 min. / 20 sek.)	
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki	Tak	Tak	
Aplikacja na telefon	Tak, szczegółowy raport z sesji mycia zębów przy włączonej aplikacji	Tak, szczegółowy raport z sesji mycia zębów przy włączonej aplikacji	
Aksesoria w zestawie	Stylowe etui podróżne z funkcją ładowania USB Stylowa szklanka z funkcją ładowania Zapasowa końcówka A3 Premium All-in-One	Stylowe etui podróżne z funkcją ładowania USB Stylowa szklanka z funkcją ładowania	Stylowe etui podróżne z funkcją ładowania USB Stylowa szklanka z funkcją ładowania 2x DiamondClean 9000 2x końcówki C3 Premium Plaque Defense
Czas pracy baterii	Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu	Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu	
Nazwa końcówek	A3 Premium All-in-One, G3 Premium Gum Care	C3 Premium Plaque Defence	
Zasilanie	Akumulatorowe	Akumulatorowe	

Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

Bielsze zęby już po 1 tygodniu¹⁾

Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włókna zapewniają efekt wybielenia już po 1 tygodniu.



HX6871/47 Philips Sonicare ProtectiveClean 6100



Czujnik siły nacisku

Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zbyt mocno, ale Twoja szczoteczka soniczna z czujnikiem siły nacisku na pewno to zarejestruje. Jeśli będziesz zbyt mocno naciskać na dziąsła, szczoteczka wyda pulsujący dźwięk, aby przypomnieć, że należy szczotkować delikatniej.



Trzy programy, trzy poziomy intensywności

Ta szczoteczka oferuje trzy programy pracy i trzy poziomy intensywności, dzięki czemu pozwala dostosować szczotkowanie do własnych potrzeb. Program Clean to standardowy program do doskonałego czyszczenia zębów, program White jest idealny do usuwania przebarwień, a program Gum Care to dodatkowa minuta szczotkowania z mniejszą mocą, podczas której można delikatnie masować dziąsła.



Funkcja BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki

Wszystkie końcówki szczoteczki z czasem się zużywają. Nasza technologia BrushSync rejestruje, jak długo używasz końcówki szczoteczki i jak mocno szczotkujesz. Gdy nadejdzie czas na jej wymianę, zaświeci się wskaźnik na ręczce i usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Dzięki temu rozwiązaniu masz pewność, że końcówka szczoteczki jest skuteczna.



Dowiedz się więcej



Philips Sonicare ProtectiveClean 6100

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100

Model	HX6871/47 HX6877/28	Zestaw szczoteczek HX6877/34	HX6850/47 HX6859/29 HX6851/53 HX6856/29 HX6857/28	Zestaw szczoteczek HX6851/34
Dane techniczne				
Inteligentna technologia SenseIQ	Nie		Nie	
Programy czyszczenia	3 (Clean, White, Gum Care)		3 (Clean, White, Gum Care)	
Poziom intensywności	3 (niska, średnia, wysoka)		1 (standardowa)	
Czujnik siły nacisku	Tak (Wibracje)		Tak (Wibracje)	
Zaawansowany timer (SmarTimer, QuadPacer)	Tak (2 min. / 30 sek.)		Tak (2 min. / 30 sek.)	
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki	Tak		Tak	
Aplikacja na telefon	Nie		Nie	
Aksesoria w zestawie	2x ProtectiveClean 6100 2x końcówki W2 Optimal White 2x Etui, które świetnie sprawdzi się w podróży Standardowa ładowarka 2x końcówka W2 Optimal White**		2x końcówka W2 Optimal White*** 2x Etui, które świetnie sprawdzi się w podróży Standardowa ładowarka	
	2x ProtectiveClean 5100 2x końcówka W2 Optimal White 2x Etui, które świetnie sprawdzi się w podróży Standardowa ładowarka			
Czas pracy baterii	Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu		Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu	
Nazwa końcówek	W2 Optimal White		W2 Optimal White	
Zasilanie	Akumulatorowe		Akumulatorowe	

1) W porównaniu z manualną szczoteczką

***Dla modelu HX6857/28: 1x końcówka W2 Optimal White.

**2x końcówka dla modelu HX6871/47. Dla modelu HX6877/28 1x końcówka w zestawie.

Zaawansowana szczoteczka soniczna dla każdego

Technologia soniczna Philips Sonicare



HX6839/28 Philips Sonicare ProtectiveClean 4500



BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki

Ta wykorzystująca mikrochip technologia wykrywa i synchronizuje końcówkę szczoteczki z rączką. Rączka i końcówka szczoteczki tworzą rozwiązanie pozwalające generować inteligentne przypomnienia o konieczności wymiany końcówki.



Bezpieczeństwo i delikatność

Wbudowany czujnik automatycznie wykrywa siłę nacisku, ostrzega i automatycznie redukuje drgania szczoteczki, pomagając chronić Twoje dziąsła. Szczoteczka emituje pulsujący dźwięk, który przypomina o zmniejszeniu siły nacisku. 7 na 10 osób potwierdziło, że ta funkcja pomogła im lepiej szczotkować zęby.



Dokładne czyszczenie i usuwanie przebarwień

Niezależnie od tego, czy zależy Ci na usunięciu płytki nazębnej czy na naturalnie białym uśmiechu, mamy dla Ciebie rozwiązanie: program czyszczenia umożliwia doskonale czyszczenie zębów, a program wybielania jest idealny do usuwania przebarwień.



Dowiedz się
więcej



Philips Sonicare
ProtectiveClean 4500

Philips Sonicare
ProtectiveClean 4500

Philips Sonicare
ProtectiveClean 4300

Philips Sonicare
ProtectiveClean 4300

Model	HX6830/44 HX6836/24 HX6839/28 HX6830/53	Zestaw szczoteczek HX6830/35	HX6803/04 HX6800/44 HX6807/24 HX6800/63 HX6806/04	Zestaw szczoteczek HX6800/35 HX6807/35
Dane techniczne				
Inteligentna technologia SenseIQ	Nie		Nie	
Programy czyszczenia	2 (Clean, White)		1 (Clean)	
Poziom intensywności	1 (standardowa)		2 (niska, standardowa)	
Czujnik siły nacisku	Tak (Wibracje)		Tak (Wibracje)	
Zaawansowany timer (SmarTimer, QuadPacer)	Tak (2 min. / 30 sek.)		Tak (2 min. / 30 sek.)	
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki	Tak		Tak	
Aplikacja na telefon	Nie		Nie	
Aksesoria w zestawie	Standardowa ładowarka Etui, które świetnie sprawdzi się w podróży*	2x ProtectiveClean 4500 2x końcówki W2 OptimalWhite Standardowa ładowarka	Standardowa ładowarka	2x ProtectiveClean 4300 2x końcówki InterCare** 2x Etui, które świetnie sprawdzi się w podróży Standardowa ładowarka
Czas pracy baterii	Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu		Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu	
Nazwa końcówek	W2 Optimal White		C2 Optimal Plaque Defence	
Zasilanie	Akumulatorowe		Akumulatorowe	

*W zestawie dla modeli HX6839/28, HX6830/53

**Dla modelu HX6807/35: 2x końcówka W2 Optimal White. Dla modelu HX6800/35: 2x końcówka InterCare

Pożegnaj ręczną szczoteczkę Przywitaj technologię soniczną

Do 3 razy lepsze usuwanie płytki nazębnej¹⁾



HX3671/13 Philips Sonicare 3100




Usuwanie płytki nazębnej

Dowodzono klinicznie, że elektryczna szczoteczka Philips Sonicare 3100 z zaawansowaną technologią soniczną oraz końcówką C1 ProResults usuwa do 3 razy więcej płytki nazębnej niż manualna szczoteczka do zębów. Usuwa płytkę nazębną z zębów i wzdłuż linii dziąseł.



Czujnik siły nacisku

Wbudowany czujnik siły nacisku automatycznie reaguje, gdy zbyt mocno dociskasz szczoteczkę do zębów, ostrzega i redukuje drgania szczoteczki, pomagając chronić Twoje dziąsła. Szczoteczka emituje pulsujący dźwięk, który przypomina o zmniejszeniu siły nacisku. 7 na 10 osób potwierdziło, że ta funkcja pomogła im lepiej szczotkować zęby.



Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki SmarTimer i QuadPacer

Zegar SmarTimer odliczający 2 minuty i QuadPacer odliczający 30 sekund wskazują zalecany czas czyszczenia poszczególnych obszarów jamy ustnej.



Dowiedz się więcej



Philips Sonicare 3100

Philips Sonicare 2100

Model	HX3671/11 HX3671/13 HX3671/14	HX3673/11 HX3673/13 HX3673/14	Zestaw szczoteczek HX3675/13 HX3675/15	HX3651/13
Dane techniczne				
Inteligentna technologia SenseIQ		Nie		Nie
Programy czyszczenia		1 (Clean)		1
Poziom intensywności		2 (niska, standardowa)		1 (standardowa)
Czujnik siły nacisku		Tak (Wibracje)		Nie
Zaawansowany timer (SmarTimer, QuadPacer)		Tak (2 min. / 30 sek.)		Tak (2 min. / 30 sek.)
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki		Tak		Nie
Aplikacja na telefon		Nie		Nie
Aksesoria w zestawie		Kabel USB Etui, które świetnie sprawdzi się w podróży*	2x Sonicare 3100 2x Standardowa ładowarka 2x końcówka C1 ProResult	Kabel USB
Czas pracy baterii		Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu		Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu
Nazwa końcówek		C1 ProResults		C1 ProResult
Zasilanie		Akumulatorowe		Akumulatorowe

1) W porównaniu do szczoteczki manualnej – zdrowsze zęby i dziąsła

*W zestawie dla modeli HX3673/11, HX3673/13, HX3673/14

Interaktywna szczoteczka soniczna – zabawa i lepsze szczotkowanie

Sposób na wyrobienie zdrowych nawyków szczotkowania na całe życie

Szczoteczka Philips Sonicare For Kids z funkcją Bluetooth współpracuje z interaktywną aplikacją, która pomaga dzieciom lepiej i dłużej szczotkować zęby. Dzieci świetnie się bawią, ucząc się prawidłowych technik czyszczenia zębów, które zapamiętają na całe życie.



HX6352/42 Philips Sonicare For Kids

Szczoteczka przyszłości

Szczoteczka ma wbudowany moduł bluetooth, dzięki czemu może łączyć się z aplikacją mobilną na smartfonie lub tablecie. Dziecko poznaje interaktywnego bohatera aplikacji - Sparkly'ego, który uczy jak prawidłowo myć zęby i motywuje najmłodszych do efektywnego dbania o higienę jamy ustnej i zdrowie zębów. Dzięki stworkowi i aplikacji dzieci uczą się zdrowych nawyków przez zabawę, a rodzice mogą sprawdzić postępy swoich pociech w panelu rodzica.



Dobre nawyki od dziecka

Dzieci używające szczoteczki Philips Sonicare For Kids myją zęby dokładniej, dłużej i bardziej regularnie, dzięki bezpłatnej aplikacji edukacyjnej z sympatycznym bohaterem. Codzienne szczotkowanie stanie się ogromną frajdą i zdrowym nawykiem na całe życie.



Skuteczność czyszczenia

Szczoteczka odmierzy 2 minuty zalecane przez dentystów, a co 30 sekund zawibruje, przypominając o przejściu do kolejnej ćwiartki.



Dowiedz się więcej



8 różnych naklejek pozwala dziecku na zmianę wyglądu szczoteczki, tak często jak ma na to ochotę.



For Kids

Model	HX6352/42 HX6322/04
Dane techniczne	
Inteligentna technologia SenseIQ	Nie
Programy czyszczenia	1 (Clean)
Poziom intensywności	2 (niska, standardowa)
Czujnik siły nacisku	Tak (Wibracje)
Zaawansowany timer (SmarTimer, QuadPacer)	Tak (2 min. / 30 sek.)
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówek	Tak
Aplikacja na telefon	Tak, interaktywna aplikacja, która pomaga dzieciom lepiej i dłużej szczotkować zęby
Aksesoria w zestawie	2 końcówki (dla dzieci 3+ oraz 7+), Standardowa ładowarka, 8 kolorowych naklejek
Czas pracy baterii	Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu
Nazwa końcówek	Sonicare for Kids Standard, Sonicare for Kids Mini
Zasilanie	Akumulatorowe

Usuwa do 99% płytki nazębnej* w czyszczonych obszarach

Nowy standard w czyszczeniu przestrzeni międzyzębowych

Zaprojektowany, aby łatwo i szybko zapewnić głębokie czyszczenie w przestrzeniach pomiędzy zębami oraz wzdłuż linii dziąseł dla zdrowszego uśmiechu na lata.

**W badaniu in vitro. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych.*




HX3806/31 Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000



Technika niewymagająca wysiłku

Wystarczy skierować i nacisnąć, aby uzyskać skuteczniejsze czyszczenie przestrzeni między zębami. Skieruj końcówkę między zęby wzdłuż linii dziąseł i pozwól, aby urządzenie zajęło się tym samo! Pełne i dokładne czyszczenie już w 60 sekund¹



Technologia QuadStream

Unikalna końcówka QuadStream w kształcie litery X rozdziela strumień wody na 4 strumienie, które pokrywają większy obszar między zębami i wzdłuż linii dziąseł. Szybsze, dokładniejsze czyszczenie bez użycia nici dentystycznych. Do **8x większy** obszar czyszczenia dzięki zaawansowanej technologii QuadStream²



Technologia Pulse Wave prowadzi Cię od zęba do zęba

Zaawansowana technologia PulseWave wykorzystuje krótkie pulsacje, aby prowadzić Cię od zęba do zęba dla pełnego czyszczenia.



Dowiedz się więcej



F3 Quad Stream nozle HX3062/00

Aby uzyskać optymalne i dokładne czyszczenie, użyj nasadki Quad Stream, która koncentruje wodę w czterech szerokich strumieniach między zębami i wzdłuż linii dziąseł.



F1 Standard nozle HX3042/00

Użyj uniwersalnej nasadki do regularnego czyszczenia. Wykorzystuje ona pojedynczy strumień wody do usuwania zanieczyszczeń i dokładnego czyszczenia pomiędzy zębami.



Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000

Model	HX3806/31 HX3806/33
Dane techniczne	
Programy czyszczenia	2 (Clean, DeepClean)
Poziom intensywności	3 (niska, średnia, wysoka)
Technologia QuadStream	Końcówka Quad Stream rozdziela strumień wody na 4 strumienie, które pokrywają większy obszar między zębami i wzdłuż linii dziąseł
Technologia Pulse Wave	Delikatne impulsy wody prowadzą od zęba do zęba w programie dokładnego czyszczenia
Zbiornik na wodę	250 ml (wystarcza na zalecane 60-sekundowe czyszczenie)
Akcesoria w zestawie	2 końcówki (F1 Standard, F3 Quad Stream) Torba podróżna Ładowarka USB
Czas pracy baterii	Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu
Nazwa końcówek	F3 Quad Stream nozle HX3062/00 F1 Standard nozle HX3042/00
Zasilanie	Akumulatorowe

1) W programie czyszczenia Clean.

2) porównaniu do zwykłej końcówki i wiodącego konkurenta; w badaniu in-vitro; indywidualne rezultaty mogą się różnić.

Jeszcze lepsze dopasowanie do potrzeb dzięki specjalistycznym końcówkom



A3 Premium All-in-One.

Jedna końcówka.

Kompleksowa pielęgnacja.

HX9092/10 - 2 szt. białe

HX9092/11 - 2 szt. czarne


Nasza najbardziej zaawansowana końcówka do kompleksowej pielęgnacji:



Do 20x mniej płytki bakteryjnej, także w trudno dostępnych miejscach,⁶⁾ dzięki włóknom nachylnym pod odpowiednim kątem



Do 15x zdrowsze dziąsła⁷⁾ dzięki odpowiednio dłuższym i elastycznym włóknom bocznym



Do 100% mniej przebarwień⁸⁾ dzięki trójkątnemu przekrojowi włókien



Końcówka Philips Sonicare A3 Premium All-in-One pasuje do wszystkich szczoteczek Philips Sonicare*

*Z wyjątkiem szczoteczek dla dzieci Philips Sonicare For Kids



Usuwanie płytki bakteryjnej

C3 Premium Plaque Defence

Do 10x mniej płytki bakteryjnej⁹⁾



HX9042/17 - 2 szt. białe

HX9044/17 - 4 szt. białe

HX9042/33 - 2 szt. czarne

HX9044/33 - 4 szt. czarne

C2 Optimal Plaque Defence

Do 7x mniej płytki bakteryjnej⁹⁾



HX9024/10 - 4 szt. białe

HX9022/10 - 2 szt. białe

C1 ProResults Standard

Do 2x mniej płytki bakteryjnej⁹⁾



HX6012/07 – 2 szt. białe

⁶⁾ W porównaniu do szczoteczki manualnej z końcówką A3 Premium All-in-One; w programie czyszczenia Clean. ⁷⁾ W porównaniu do szczoteczki manualnej; w ciągu 6 tygodni z końcówką A3 Premium All-in-One; w programie czyszczenia Clean. ⁸⁾ W badaniu laboratoryjnym i w porównaniu do szczoteczki manualnej; w programie czyszczenia Clean. ⁹⁾ Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Clean. ¹⁰⁾ Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Gum Health w porównaniu do szczoteczki manualnej; na podstawie wskaźnika krwawień dziąseł (GBI).



Zdrowsze dziąsła

G3 Premium Gum Care

Do 7x zdrowsze dziąsła już w 2 tygodnie¹⁰⁾



HX9052/17 - 2 szt. białe
HX9054/17 - 4 szt. białe
HX9052/33 - 2 szt. czarne
HX9054/33 - 4 szt. czarne



Usuwanie przebarwień

W2 Optimal White

Do 100% mniej przebarwień już po 7 dniach¹²⁾



HX6062/10 - 2 szt. białe
HX6064/10 - 4 szt. białe
HX6064/11 - 4 szt. czarne



Specjalistyczne

TongueCare+

Świeży oddech przez cały dzień (w zaledwie 60 sekund)¹³⁾



HX8072/01 - 2 szt. białe
HX8072/11 - 2 szt. czarne

Sensitive

Delikatne i skuteczne czyszczenie wrażliwych zębów i dziąseł¹⁴⁾



HX6052/07 - 2 szt. białe
HX6054/07 - 4 szt. białe

For Kids

Usuwa do 75% więcej płytki bakteryjnej w trudno dostępnych miejscach w porównaniu do szczoteczki manualnej dla dzieci¹⁵⁾



HX6032/33 (wiek 3+) - 2 szt. białe
HX6042/33 (wiek 7+) - 2 szt. białe

InterCare

Wyjątkowe czyszczenie przestrzeni międzyzębowych (dla zdrowszych zębów i dziąseł)⁹⁾



HX9002/10 - 2 szt. białe
HX9004/10 - 4 szt. białe

Tylko oryginalne końcówki to gwarancja najlepszych rezultatów oraz bezpieczeństwo dla dziąseł i zębów

Dla najlepszych efektów ważna jest wymiana końcówek regularnie **co 3 miesiące** zgodnie z rekomendacją dentysty (w przypadku aparatów ortodontycznych zaleca się nawet częstszą wymianę)

O wymianie końcówki przypomni:

- Podświetlona ikona na szczoteczce (technologia BrushSync wykrywa stopień zużycia końcówki)
- Blaknące niebieskie włókna końcówki

Pamiętaj

- Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację
- Wszystkie końcówki Philips Sonicare są w pełni kompatybilne z każdą szczoteczką Philips Sonicare

¹¹⁾ W porównaniu do szczoteczki manualnej; z końcówką W3 Premium White w programie czyszczenia White+ z użyciem wiodącej pasty wybielającej.

¹²⁾ Dotyczy usuwania przebarwień powierzchniowych ze szczoteczką Philips Sonicare w trybie White+ z użyciem wiodącej pasty wybielającej. ¹³⁾ 8 godzin świeżego oddechu. Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Tongue Care. ¹⁴⁾ Z rączką Philips Sonicare. ¹⁵⁾ Z rączką Philips Sonicare For Kids.



www.philips.pl