

**PHILIPS**

**sonicare**



## Utrzymanie dobrych nawyków higienicznych w domu

---

To co robisz przed i po umyciu zębów może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się bakterii i wirusów. Należy postępować zgodnie z tymi ważnymi wskazówkami:



Dowiedz się więcej na [philips.pl/sonicare](https://philips.pl/sonicare)



**Myj ręce** przed i po codziennej pielęgnacji jamy ustnej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się bakterii i wirusów.



**Nie używaj szczoteczki** do mycia zębów ani końcówki.



**Zalecenia po szczotkowaniu zębów**  
Zdejmij każdorazowo końcówkę szczoteczki z rękojeści. Dokładnie umyj końcówkę oraz rękojeść pod bieżącą wodą. Zwróć szczególną uwagę na powierzchnię dookoła trzpienia (miejsca łączenia końcówki z rękojeścią). Tam gromadzi się najwięcej zanieczyszczeń co może spowodować awarię rękojeści jeśli ta powierzchnia nie będzie regularnie czyszczona. Gdy rękojeść wyschnie, nałóż końcówkę na rękojeść i w razie potrzeby odstaw do ładowania.



**Nie umieszczaj mokrej końcówki szczoteczki w zamkniętym pojemniku,** ponieważ może to sprzyjać rozwojowi bakterii.



**Nie przechowuj swojej szczoteczki** razem ze szczoteczkami pozostałych członków rodziny.

## Dowiedz się więcej

© 2018 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). Wszystkie prawa zastrzeżone. PHILIPS i tarcza Philipsa są znakami towarowymi KPNV. SONICARE i logo Sonicare są znakami towarowymi KPNV i/lub Philips Oral Healthcare, LLC. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

