

PHILIPS

sonicare

Mycie zębów



Nr 1

Nr 1
szczoteczka soniczna
rekomendowana
przez dentystów
na świecie.

WYKORZYSTAJ 2 MINUTY MYCIA ZĘBÓW JAK NAJLEPIEJ Z PHILIPS SONICARE

Twoja nowa elektryczna szczoteczka soniczna Philips Sonicare jest wyposażona w funkcje, które pomagają w pełni wykorzystać codzienne mycie zębów. Szczoteczka Philips Sonicare jest zaprojektowana tak, aby zaspokoić różne potrzeby w zakresie higieny jamy ustnej, stosując odpowiednią siłę nacisku i rekomendowany czas szczotkowania. Dzięki technologii sonicznej Philips Sonicare pod wpływem dynamicznych ruchów włókien końcówki powstają mikrobąbelki wtłaczane w przestrzenie międzyczębowe oraz wzdłuż linii dziąseł. Szczoteczka Philips Sonicare skutecznie rozbija płytkę nazębną dzięki ruchom pulsacyjnym i usuwa wcześniej rozbitą już płytkę dzięki ruchom wmiatającym. Zapewnia to lepsze czyszczenie w porównaniu do szczoteczki manualnej.

*Na podstawie badania na próbie ponad 1800 dentystów i higienistek przeprowadzonego na przełomie 2020r. i 2021r. przez niezależne firmy badawcze w USA, Niemczech, Japonii, Chinach, Kanadzie, Holandii, Australii, Szwajcarii, Włoszech, Czechach i Słowacji.

W JAKI SPOSÓB MYĆ ZĘBY ELEKTRYCZNĄ SZCZOTECZKĄ SONICZNĄ PHILIPS SONICARE



Krok 1 Nałóż końcówkę szczoteczki na rękkość. Między końcówką a uchwytem jest niewielka przerwa. Umożliwia to prawidłowe drgania końcówki. Zwiłń włókna końcówki pod bieżącą wodą i nałóż niewielką ilość pasty do zębów.



Krok 2 Trzymaj delikatnie szczoteczkę do zębów lekkim chwytem dłoni. Pomocze to uniknąć wykonywania ruchów szorowania szczoteczką. Niewłaściwy uchwyt szczoteczki może powodować niewłaściwy dodatkowy ruch lub zastosowanie zbyt dużej siły nacisku podczas czyszczenia.



Krok 3 Podziel swoją jamę ustną na 6 części. Twoja szczoteczka Philips Sonicare będzie wibrować, gdy nadejdzie czas, aby przejść do czyszczenia następczej części jamy ustnej.




Krok 4 Umieść szczoteczkę na zębach pod kątem około 45° włóknami w kierunku linii dziąseł, lub trochę poniżej. Delikatnie przesuwaj końcówkę szczoteczki wzdłuż linii dziąseł. Nie wykonuj żadnych dodatkowych ruchów wymiatających. Nie dociskaj szczoteczki do zębów zbyt mocno. Nie szoruj.



Krok 5 Ustaw końcówkę pionowo, pod lekkim kątem. Wykonaj kilka pionowych nakładających się na siebie ruchów szczotkujących na każdym zębie.



Krok 6 Nie zapomnij o powierzchniach żujących, kontynuując ruch delikatnego przesuwania końcówki szczoteczki. Kroki od 4 do 6 powtórz w ten sam sposób na zębach dolnych.



Krok 7 Zdejmij końcówkę i oplucz pod bieżącą wodą. Oplucz rękkość szczoteczki pod bieżącą wodą. Odlóż końcówkę i rękkość szczoteczki aby wyschła.



Krok 8 Nie zapomnij użyć nici dentystycznej i irygatora do zębów!



Krok 9 Pamiętaj, aby wymieniać swoje końcówki Philips Sonicare co 3 miesiące w celu skutecznego usuwania płytki nazębnej.