

PHILIPS
sonicare



ZADBAJ O SWÓJ STAŁY APARAT ORTODONTYCZNY Z PHILIPS SONICARE

Twoja nowa elektryczna szczoteczka soniczna Philips Sonicare jest wyposażona w funkcje, które pomagają w pełni wykorzystać codzienne mycie zębów podczas noszenia stałego aparatu ortodontycznego. Dzięki technologii sonicznej pod wpływem dynamicznych ruchów włókien końcówki powstają mikrobąbelki wtłaczane w przestrzenie międzyzębowe oraz wzdłuż linii dziąseł. Szczoteczka Philips Sonicare skutecznie rozbija płytkę nazębną dzięki ruchom pulsacyjnym i usuwa wcześniej rozbitą już płytkę dzięki ruchom wymiatającym. Zapewnia to lepsze czyszczenie w porównaniu do szczoteczki manualnej.

¹ Na podstawie badania na próbie ponad 1800 dentystów i higienistek przeprowadzonego na przełomie 2020r. i 2021r. przez niezależne firmy badawcze w USA, Niemczech, Japonii, Chinach, Kanadzie, Holandii, Australii, Szwajcarii, Włoszech, Czechach i Słowacji.

W JAKI SPOSÓB MYĆ ZĘBY ELEKTRYCZNĄ SZCZOTECZKĄ SONICZNĄ PHILIPS SONICARE



Krok 1 Nałóż końcówkę szczoteczki na rękkość. Między końcówką a uchwytem jest niewielka przerwa. Umożliwia to prawidłowe drgania końcówki. Zwilż włókna końcówki pod bieżącą wodą i nałóż niewielką ilość pasty do zębów.



Krok 2 Podziel swoją jamę ustną na 6 części. Twoja szczoteczka Philips Sonicare będzie wibrować, gdy nadejdzie czas, aby przejść do czyszczenia następnej części jamy ustnej.



Krok 3 Umieść szczoteczkę na zębach pod kątem około 45° włóknami w kierunku linii dziąseł lub trochę poniżej. Delikatnie przesuwaj końcówkę szczoteczki wzdłuż linii dziąseł. Nie wykonuj żadnych dodatkowych ruchów wymiatających. Nie dociskaj szczoteczki do zębów zbyt mocno. Nie szoruj.



Krok 4 Umyj powierzchnie zębów nad łukiem aparatu ortodontycznego powoli przesuwając końcówkę ustawioną pod kątem około 45° włóknami w kierunku łuku aparatu.



Krok 5 Umyj zamki łuku aparatu ortodontycznego powoli przesuwając końcówkę.



Krok 6 Umyj powierzchnie zębów pod łukiem aparatu ortodontycznego powoli przesuwając końcówkę ustawioną pod kątem około 45° w kierunku łuku aparatu.



Krok 7 Ustaw końcówkę pionowo, pod lekkim kątem. Wykonaj kilka pionowych nakładających się na siebie ruchów szczotkujących na każdym zębie.



Krok 8 Nie zapomnij o powierzchniach żujących, kontynuując ruch delikatnego przesuwania końcówki szczoteczki. Kroki od 3 do 8 powtórz w ten sam sposób na zębach dolnych ze stałym aparatem ortodontycznym.



Krok 9 Zdejmij końcówkę i opłucz pod bieżącą wodą. Opłucz rękkość szczoteczki pod bieżącą wodą. Odlóż końcówkę i rękkość aby wyschła.