

Mai puțin efort, rezultate mai bune

Utilizarea aței dentare poate fi dificil de utilizat corect.

Philips Sonicare Power Flosser a fost creat pentru a fi eficient și ușor de utilizat.

Ideal pentru implanturi și aparat ortodontic.



Îndepărtează până la **99,9% placa bacteriană** în zonele curățate




Cu până la **180% mai eficient** decât ața dentară în îmbunătățirea sănătății gingivale



PHILIPS

sonicare

Power Flosser



1. Scanează QR code pentru a accesa site-ul
2. Adaugă în coș irigatorul oral Philips Sonicare Power Flosser
3. La finalizarea comenzii, introdu codul de reducere **SONICARE02** și bucură-te de reducere



[www.philips.ro/
recomandarea-medicului](http://www.philips.ro/recomandarea-medicului)

cod valabil până la 31.12.2022

*în limita stocului disponibil



1 Studiu in-vitro, rezultatele pot varia

2 Când este folosit capătul de curățare Quad Stream pe nivelul de intensitate 8 împreună cu periuța manuală în cazul pacienților care au gingivită de la moderată la severă vs periuța manuală și ața dentară

©2020 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). Toate drepturile rezervate. Philips și scutul Philips sunt mărci comerciale ale KPNV. Sonicare și logo-ul Sonicare sunt mărci comerciale ale KPNV.

CURĂȚARE INTERDENTARĂ REINVENTATĂ CU TEHNOLOGIA QUAD STREAM

Funcțiile unice ale irigatorului oral Philips Sonicare Power Flosser îndepărtează eficient și cu ușurință placa bacteriană acumulată interdentară și de-a lungul marginii gingivale.

Funcții avansate pentru o experiență personalizată

Alege din cele două moduri de curățare:


Clean: apa are o presiune standard pentru o curățare eficientă

Deep Clean: pulsații puternice și blânde ale apei pentru o curățare eficientă

10 nivele de intensitate pentru o îngrijire personalizată prin reglarea presiunii




Alege din cele două capete de curățare:



Capătul de curățare unic **Quad Stream** în formă de X creează 4 jeturi pentru o curățare eficientă și blândă



Capătul de curățare **Standard** îndepărtează eficient placa bacteriană și resturile alimentare



Tehnologia Quad Stream

Capătul de curățare unic creează un flux larg pentru o curățare completă atât interdentară, cât și de-a lungul marginii gingivale.



Tehnologia Pulse Wave

Pauzele scurte între pulsații permit pacientului să ghideze capătul de curățare de la un spațiu interdentar la altul pentru a asigura curățarea întregii cavități orale.