

Programa de limpeza e desinfecção RM

Observação: antes de limpar e desinfetar o equipamento, leia cuidadosamente a seção "Limpeza e Desinfecção" das "Instruções de Uso" da Philips para garantir a segurança e a operabilidade.

Programa de limpeza

1. Use um pano macio umedecido em **sabão ou detergente** (recomendamos usar sabão líquido em vez de desinfetante) e limpe a superfície do equipamento até que os contaminantes visíveis na superfície sejam removidos.
2. Use um **pano macio umedecido em água limpa** para remover as partículas e resíduos restantes.
3. Use um **pano seco macio** para secar a superfície do equipamento.
4. Para as tiras de posicionamento, recomenda-se a limpeza usando um **sabão neutro ou detergente** (podem ser lavadas na máquina a **40°C** ou menos) e colocar em uso após a secagem.
5. Ao limpar o conector da bobina digital, use o desinfetante recomendado, um pano macio e os cotonetes fornecidos com o sistema. Após a limpeza, deixe secar bem antes de utilizar novamente.
6. Os materiais de limpeza utilizados devem ser descartados de acordo com as normas de descarte de produtos contaminantes.
7. Se os colchonetes, sacos de areia ou almofadas do fone de ouvido estiverem danificados, substitua-os imediatamente e não continue a usá-los.
8. Se forem encontradas rachaduras ou danos nas bobinas ou cabos, não continue a utilizar.

A limpeza e a desinfecção do seu sistema de ressonância magnética devem estar em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis dentro da jurisdição na qual seu sistema está instalado.

Programa de desinfecção

Desinfetante recomendado: isopropanol 70%; etanol 70%; clorexidina 0,5% em 70% de etanol

1. Limpe a superfície do equipamento de acordo com o "Programa de Limpeza de RM".
2. Use um pano **macio umedecido no desinfetante recomendado** e limpe a superfície do equipamento.
3. Quando usar o **etanol**, deixe a superfície secar exposta ao ar.
4. Quando usar um desinfetante **contendo cloro**, após concluir a desinfecção **use um pano macio umedecido em água limpa para limpar os resíduos do desinfetante com cloro na superfície do dispositivo**. Em seguida, deixe secar exposta ao ar ou enxugue com um pano macio seco.
5. **Nunca use desinfetantes em spray inflamáveis ou propensos à explosão.** O vapor pode causar incêndio, lesões fatais ou outras lesões corporais graves e/ou danos ao equipamento.
6. **Não é recomendável usar desinfetante em spray** na sala do equipamento médico, pois o vapor pode entrar no equipamento e causar um curto-circuito ou corrosão.
7. Os materiais de limpeza utilizados devem ser descartados de acordo com as normas de descarte de produtos contaminantes.
8. Se os colchonetes, sacos de areia ou almofadas do fone de ouvido estiverem danificados, substitua-os imediatamente e não continue a usá-los.
9. Se forem encontradas rachaduras ou danos nas bobinas ou cabos, não continue a utilizar.