

Бележки по експлоатацията

Диагностична ултразвукова система Lumify
20 май 2023 г.



4535 621 67611 Rev A




За тези бележки по експлоатацията

Бележките по експлоатацията съдържат информация, обясняваща определени реакции на системата, които биха могли да предизвикат недоразумения или трудности за потребителите. Прочетете бележките по експлоатацията и пазете един екземпляр при ръководствата за системата. Ако е подходящо, поставете бележките по експлоатацията на видно място до ултразвуковата система.

Информация за означенията

За ваша информация запазете *Краткото ръководство*, включено в пратката; то съдържа информация за означенията на диагностична ултразвукова система Lumify.

Употреба на системата

- (Само за устройства с Android) В режим импулсен доплер бързото замразяване и освобождаване на изследването може да доведе до спиране на работата на звука. Излизането и повторното влизане в режима импулсен доплер понякога решава проблема.
- (Само за устройства с Android) Завъртането на устройството при преминаване от режим 2D в режим импулсен доплер може да доведе до спиране на работата на софтуера.
- (Само за устройства с Android) Фиксираното трасиране може да не се мащабира правилно, когато промените настройката за скорост на развивка.
- Само за устройства с Android) Когато преглеждате режима импулсен доплер в пейзажна ориентация на цял екран, изображението за излизане от контрола  за изглед на цял екран покрива изображението за инвертиране на контрола за  трасиране, но зоната за активиране за инвертиране на контрола за трасиране остава отгоре. Когато докоснете контролата, за да излезете от изгледа на цял екран, трасирането може да се обърне вместо това.
- (Само за устройства с Android) В режим импулсен доплер, 2D изображението може да се изкриви, ако след превключване към спектрално трасиране настроите диска за **Depth**  и превключите обратно към 2D изображение.
- Контролите **Fast Flow** и **Slow Flow** може леко да се припокриват в режим Цветен. Това най-често се появява на мобилни устройства iPad от 5-а генерация в пейзажна ориентация. Това не оказва отражение върху функционалността на контролите.
- (Само за устройства с iOS) Когато ръчно коригирате полето **Date of Birth** на пациента във формата **Patient Info**, изчистването и повторното въвеждане на всички четири цифри от годината води до грешка. За най-добри резултати въведете повторно цялата дата.
- (Само за устройства с iOS) Навигационната лента, включително контролата **Back**, липсва от формуляра **Contact Information** (до която получавате достъп от **Customer Information** в **Settings**). За да излезете от страницата, трябва да въведете вашата информация за клиента и след това да докоснете **Continue**.

- (Само за устройства с iOS) Lumify Power Module (LPM) може да влезе в спящ режим, ако излезете от приложението Lumify или оставите мобилното устройство да влезе в спящ режим. Ако опитате да продължите сканирането с LPM в спящ режим, получавате съобщение за грешка при връзката. За да събудите LPM, натиснете бутона на гърба на LPM.

Използване на Reacts (само за устройства с Android)

Отговаряне на повикване в Reacts от друго устройство Lumify може да доведе до това софтуерът Lumify да се изключи неочаквано. За да намалите появата на този проблем, предоставете достъп на камера и микрофон до приложението Lumify на приемащото устройство, преди да получите повикване в Reacts.

Преглед

- Възпроизвеждането на експортирани поредици в Windows Media Player на компютър с Windows може да причини пропуски във възпроизвеждането. Използвайте друг мултимедийен плейър, за да избегнете този проблем.
- (Само за устройства с Android) Завъртането на устройството може да доведе до изчезване на анотациите.
- (Само за устройства с Android) В режим М или режим импулсен доплер превключването към изглед на цял екран може да доведе до промяна на позицията на анотациите.
- (Само за устройства с Android) Анотациите, направени в режим М или импулсен доплер, могат да променят позицията си в прегледа.
- (Само за устройства с iOS) Когато плъзнете до края на дълъг списък със запазени изследвания, последното изследване в списъка може да е отрязано от ръба на екрана.
- (Само за устройства с iOS) Когато експортирате изследвания, изображения или поредици, трябва да поддържате Lumify активен на преден план, докато експортирането приключи, за да осигурите правилна работа и пренос на данни.

Поддръжка на системата

(Само за устройства с iOS) Мобилното устройство iPad mini 5 може да не успее да се зареди, когато е свързано към Lumify Power Module (LPM). За да се уверите, че LPM и мобилното устройство iPad mini 5 са напълно заредени, заредете ги отделно.

Philips Ultrasound LLC

22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA
www.philips.com/ultrasound

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Всички права запазени. Публикувано в САЩ. Възпроизвеждането или предаването изцяло или частично в каквато и да е форма и с каквито и да е средства – електронни, механични или други – е забранено без предварителното писмено съгласие на притежателя на авторските права.



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6
5684 PC Best
The Netherlands

