

Napomene o radu sustava

Dijagnostički ultrazvučni sustav Lumify
20. svibnja 2023.



4535 621 67721 Rev A




Više o ovim napomenama o radu

Napomene o radu sustava sadrže informacije koje pojašnjavaju pojedine reakcije sustava, a koje bi se mogle pogrešno tumačiti ili koje bi korisniku mogle uzrokovati poteškoće. Pregledajte napomene o radu sustava i zadržite kopiju uz priručnike sustava. Ako je to moguće, napomene o radu sustava držite blizu ultrazvučnog sustava.

Informacije o označavanju

Za vašu evidenciju sačuvajte *Kratki vodič* koji se nalazi u pošiljci. On sadrži informacije o označavanju dijagnostičkog ultrazvučnog sustava Lumify.

Korištenje sustava

- (Samo Android uređaji) U načinu rada PW Doppler, brzo zamrzavanje i odmrzavanje ispita može dovesti do prestanka rada zvuka. Ponekad možete riješiti taj problem tako da izađete i ponovno uđete u način rada PW Doppler.
- (Samo Android uređaji) Ako rotirate uređaj dok prebacujete iz načina rada 2D u PW Doppler, moglo bi doći do prestanka rada softvera.
- (Samo Android uređaji) Kad promijenite postavku brzine prelaska, zamrznuti trag možda neće pravilno promijeniti veličinu.
- (Samo Android uređaji) Kad pregledavate u načinu rada PW Doppler mode preko cijelog zaslona u vodoravnom usmjerenju, slika kontrole  za izlazak iz prikaza cijelog zaslona prekriva sliku kontrole  za obrtanje traga, no područje aktiviranja kontrole za obrtanje traga ostaje na vrhu. Kad dodirnete kontrolu za izlazak iz prikaza preko cijelog zaslona, umjesto toga može doći do obrtanja traga.
- (Samo Android uređaji) U načinu rada PW Doppler 2D slika može postati izobličena, a nakon što prebacite na spektralni trag, podesite okruglu skalu **Depth**  i prebacite se natrag na 2D sliku.
- Kontrole **Fast Flow** i **Slow Flow** mogle bi se lagano preklapati u načinu rada u boji. To se najčešće događa na mobilnim uređajima iPad 5. generacije u vodoravnom usmjerenju. To ne utječe na funkcionalnost kontrola.
- (Samo iOS uređaji) Kada ručno ispravite polje **Date of Birth** u obrascu **Patient Info**, brisanje i ponovni unos sve četiri znamenke godine rezultirat će pogreškom. Najbolje ćete rezultate postići ponovnim unosom cijelog datuma.
- (Samo iOS uređaji) Navigacijska traka, što uključuje kontrolu **Back**, nedostaje u obrascu **Contact Information** (kojem se može pristupiti iz **Customer Information** u **Settings**). Za napuštanje stranice morate unijeti podatke o korisniku, a zatim dodirnuti **Continue**.

- (Samo iOS uređaji) Lumify modul za napajanje (LPM) mogao bi ući u način mirovanja ako izađete iz aplikacije Lumify ili dozvolite mobilnom uređaju da uđe u način mirovanja. Ako pokušate nastaviti skeniranje dok je LPM u načinu mirovanja, primit ćete poruku o pogrešci pri povezivanju. Da biste probudili LPM, pritisnite gumb na pozadini LPM-a.

Korištenje Reactsa (samo Android uređaji)

Odgovaranje na poziv putem Reactsa s drugog Lumify uređaja može dovesti do neočekivanog rušenja softvera Lumify. Kako biste smanjili pojavljivanje ovog problema, dajte kameri i mikrofONU pristup do aplikacije Lumify na uređaju koji prima poziv prije nego odgovorite na poziv putem Reactsa.

Zaslon Review

- Reprodukcijska izvezenih sekvenci u Windows Media Playeru na Windows računalu može dovesti do prekida u reprodukciji. Kako biste izbjegli taj problem, koristite drugi medijski reproduktor.
- (Samo Android uređaji) Rotiranje uređaja može dovesti do nestanka bilješki.
- (Samo Android uređaji) U načinima rada M ili PW Doppler prebacivanje na prikaza na punom zaslonu moglo bi uzrokovati promjenu položaja bilješki.
- (Samo Android uređaji) Bilješke napravljene u načinima rada M ili PW Doppler mogu promijeniti položaj na zaslonu Review.
- (Samo iOS uređaji) Kada se pomaknete na dno dugog popisa spremljenih pregleda, rub ekrana mogao bi odrezati posljednji pregled na popisu.
- (Samo iOS uređaji) Kada izvezete bilo koji pregled, sliku ili sekvencu, Lumify bi trebao ostati aktivan u prvom planu do završetka izvoza kako biste omogućili ispravan rad i prijenos podataka.

Održavanje sustava

(Samo iOS uređaji) Mobilni uređaj iPad mini 5 možda se neće moći puniti kad je povezan na Lumify modul za napajanje (LPM). Kako biste bili sigurni da su LPM i mobilni uređaj iPad mini 5 napunjeni do kraja, zasebno ih puniti.

Philips Ultrasound LLC

22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA
www.philips.com/ultrasound

© 2023. Koninklijke Philips N.V. Sva prava pridržana. Objavljeno u SAD-u. Bez prethodnog pisanog odobrenja nositelja autorskih prava, zabranjeni su reprodukcija ili prijenos u cijelosti ili dijelom, u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvom, elektroničkim, mehaničkim ili drugim.



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6
5684 PC Best
The Netherlands

