

# Gebruiksaanwijzing

Diagnostisch Lumify echografiesysteem  
20 mei 2023



4535 621 67821 Rev A

## Over deze gebruiksaanwijzing

De gebruiksaanwijzing bevat informatie die bepaalde reacties van het systeem verklaart die tot verkeerd begrip of problemen bij de gebruiker zouden kunnen leiden. Lees de gebruiksaanwijzing en bewaar een exemplaar hiervan bij de systeemhandleidingen. Hang de gebruiksaanwijzing eventueel op bij het echografiesysteem.

## Informatie over de etikettering

Bewaar de meegeleverde *Beknopte handleiding*; hierin vindt u informatie over de etikettering van het diagnostische Lumify-echografiesysteem.

## Het systeem gebruiken

- (Alleen Android-apparaten) In de PW Doppler-modus kan de audio uitvallen door het snel stilzetten en weer vrijgeven van stilgezette beelden van het onderzoek. Soms wordt het probleem opgelost door het afsluiten en opnieuw openen van de PW Doppler-modus.
- (Alleen Android-apparaten) Wanneer u het apparaat draait terwijl u overgaat van 2D-modus naar PW Doppler-modus, kan de software vastlopen.
- (Alleen Android-apparaten) Een stilgezette tracering schaaft mogelijk niet correct wanneer u de instelling voor de sweepsnelheid wijzigt.
- (Alleen Android-apparaten) Wanneer u de PW Doppler-modus in de schermstand Liggend in volledig scherm bekijkt, bedekt het beeld voor het bedieningselement voor de weergave in volledig scherm  die wordt afgesloten het beeld voor het bedieningselement voor het omkeren van de tracering , maar blijft het activeringsgebied voor het bedieningselement voor het omkeren van de tracering bovenaan. Wanneer u het bedieningselement voor het afsluiten van de weergave in volledig scherm aanraakt, kan de tracering in plaats hiervan worden omgekeerd.
- (Alleen Android-apparaten) In de PW Doppler-modus kan het 2D-beeld vervormd worden als u, na het overschakelen naar de spectrumtracering, **Diepte**  aanpast en teruggaat naar het 2D-beeld.
- De bedieningselementen voor **Fast Flow** en **Slow Flow** kunnen elkaar een beetje overlappen in Color-modus. Dit gebeurt vooral op iPads van de 5e generatie in de liggende schermstand. Het heeft geen gevolgen voor de werking van de bedieningselementen.
- (Alleen iOS-apparaten) Wanneer u het veld **Geboortedatum** van de patiënt op het formulier **Patiëntinfo** handmatig corrigeert, treedt na het wissen en opnieuw invoeren van alle vier cijfers van het jaar een fout op. Voer voor de beste resultaten de volledige datum opnieuw in.
- (Alleen iOS-apparaten) De navigatiebalk, inclusief het bedieningselement **Vorige**, ontbreekt op het formulier **Contactinformatie** (dit opent u vanaf **Klantinformatie** in **Instellingen**). Om de pagina te verlaten, moet u uw klantinformatie invullen en vervolgens **Doorgaan** aanraken.

- (Alleen iOS-apparaten) De slaapmodus van de Lumify-voedingsmodule (LVM) kan worden geactiveerd als u de Lumify-applicatie verlaat of de slaapmodus van het mobiele apparaat laat activeren. Als u probeert de scan te hervatten terwijl de LVM in slaapmodus is, ontvangt u een bericht over een verbindingfout. Druk op de knop aan de achterkant van de LVM om de LVM te wekken.

## Reacts gebruiken (alleen Android-apparaten)

Wanneer u een Reacts-oproep van een ander Lumify-apparaat beantwoordt, kan de Lumify-software onverwachts worden afgesloten. Verleen camera- en microfoon toegang aan de Lumify-app op het ontvangende apparaat voordat u een Reacts-oproep ontvangt om het optreden van dit probleem te verminderen.

## Review

- Het afspelen van geëxporteerde lussen in Windows Media Player op een Windows-pc kan leiden tot hiaten in het afspelen. Gebruik een andere mediaspeler om dit probleem te voorkomen.
- (Alleen Android-apparaten) Als u het apparaat draait, kunnen annotaties verdwijnen.
- (Alleen Android-apparaten) In de M-modus of de PW Doppler-modus kan het overschakelen naar de weergave in volledig scherm ertoe leiden dat de positie van annotaties verandert.
- (Alleen Android-apparaten) Annotaties die zijn gemaakt in de M-modus of de PW Doppler-modus kunnen een andere positie krijgen in Review.
- (Alleen iOS-apparaten) Wanneer u tot onderaan een lange lijst opgeslagen onderzoeken bladert, kan het voorkomen dat het laatste onderzoek in de lijst niet zichtbaar is door de rand van het scherm.
- (Alleen iOS-apparaten) Wanneer u onderzoeken, beelden of lussen exporteert, moet u Lumify op de voorgrond actief houden totdat de export is voltooid om een juiste bewerking en gegevensoverdracht te waarborgen.

## Systeemonderhoud

(Alleen iOS-apparaten) Het iPad mini 5 mobiele apparaat kan mogelijk niet worden opgeladen wanneer het is aangesloten op de Lumify-voedingsmodule (LPM). Laad de LPM en het iPad mini 5 mobiele apparaat afzonderlijk op om ervoor te zorgen dat ze volledig worden opgeladen.

---

### Philips Ultrasound LLC

22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA  
[www.philips.com/ultrasound](http://www.philips.com/ultrasound)

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Alle rechten voorbehouden. Gepubliceerd in de VS. Reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, in enige vorm of op enige wijze, elektronisch, mechanisch of anderszins, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.



Philips Medical Systems Nederland B.V.  
Veenpluis 6  
5684 PC Best  
The Netherlands

