

# Σημειώσεις λειτουργίας

Διαγνωστικό Σύστημα Υπερήχων Lumify  
20 Μαΐου 2023



4535 621 67711 Rev A




## Χρήση των Σημειώσεων λειτουργίας

Οι Σημειώσεις λειτουργίας περιέχουν πληροφορίες που διασαφηνίζουν ορισμένες αντιδράσεις του συστήματος, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα ή να δυσκολέψουν το χειριστή. Διαβάστε τις σημειώσεις λειτουργίας και κρατήστε ένα αντίγραφο μαζί με τα εγχειρίδια του συστήματος. Εάν χρειάζεται, τοποθετήστε το έντυπο με τις σημειώσεις λειτουργίας κοντά στο σύστημα υπερήχων.

## Πληροφορίες σήμανσης

Κρατήστε στο αρχείο σας τον *Οδηγό Γρήγορης Αναφοράς* που περιλαμβάνεται στην παράδοση, καθώς περιέχει τις πληροφορίες σήμανσης για το Διαγνωστικό Σύστημα Υπερήχων Lumify.

## Χρήση του συστήματος

- (Μόνο για συσκευές Android) Στην απεικόνιση PW Doppler, αν «παγώσετε» και «ξεπαγώσετε» γρήγορα την εξέταση, ενδέχεται να προκληθεί διακοπή λειτουργίας του ήχου. Το πρόβλημα επιλύεται μερικές φορές με έξοδο και εκ νέου είσοδο στην απεικόνιση PW Doppler.
- (Μόνο για συσκευές Android) Αν η συσκευή περιστραφεί κατά την αλλαγή από την απεικόνιση 2D σε απεικόνιση PW Doppler, ενδέχεται να προκληθεί διακοπή λειτουργίας του λογισμικού.
- (Μόνο για συσκευές Android) Η προσαρμογή της κλίμακας ενός παγωμένου ίχνους ενδέχεται να μην πραγματοποιείται σωστά όταν αλλάζετε τη ρύθμιση ταχύτητας σάρωσης.
- (Μόνο για συσκευές Android) Κατά την προβολή της απεικόνισης PW Doppler σε πλήρη οθόνη με οριζόντιο προσανατολισμό, η εικόνα για το χειριστήριο εξόδου από την πλήρη οθόνη  καλύπτει την εικόνα για το χειριστήριο αντιστροφής του ίχνους , αλλά η περιοχή ενεργοποίησης για το χειριστήριο αντιστροφής του ίχνους παραμένει στο πάνω μέρος. Όταν αγγίζετε το χειριστήριο για έξοδο από την προβολή πλήρους οθόνης, αντί για αυτό, ενδέχεται να αντιστραφεί το ίχνος.
- (Μόνο για συσκευές Android) Στην απεικόνιση PW Doppler, η εικόνα 2D μπορεί να παραμορφωθεί εάν, μετά από αλλαγή στο φασματικό ίχνος, προσαρμόσετε τον επιλογέα **Depth**  και επανέλθετε στην εικόνα 2D.
- Τα χειριστήρια **Fast Flow** και **Slow Flow** μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται ελαφρώς στην απεικόνιση Color. Αυτό εμφανίζεται συχνότερα στις συσκευές iPad 5ης γενιάς στον οριζόντιο προσανατολισμό. Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα των χειριστηρίων.
- (Μόνο για τις συσκευές iOS) Όταν διορθώνετε με μη αυτόματο τρόπο το πεδίο **Date of Birth** στη φόρμα **Patient Info** και σβήσετε και ξαναγράψετε και τα τέσσερα ψηφία του έτους, θα προκύψει σφάλμα. Για βέλτιστα αποτελέσματα, προσθέστε ξανά ολόκληρη την ημερομηνία.
- (Μόνο για συσκευές iOS) Η μπάρα πλοήγησης, συμπεριλαμβανομένου του χειριστηρίου **Back**, λείπει από τη φόρμα **Contact Information** (έχετε πρόσβαση σε αυτήν στο **Customer Information** στο **Settings**). Για έξοδο από τη σελίδα, πρέπει να προσθέσετε τα στοιχεία πελάτη και στη συνέχεια να αγγίζετε το **Continue**.

- (Μόνο για συσκευές iOS) Η Μονάδα Τροφοδοσίας Lumify (LPM) μπορεί να εισέλθει σε λειτουργία αναμονής αν βγείτε από την εφαρμογή Lumify ή επιτρέψετε στην κινητή συσκευή να μπει σε λειτουργία αναμονής. Αν δοκιμάσετε να συνεχίσετε τη σάρωση με την LPM σε λειτουργία αναμονής, θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος σύνδεσης. Για να βγάλετε την LPM από τη λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί στο πίσω μέρος της LPM.

## Χρήση του Reacts (μόνο συσκευές Android)

Αν απαντήσετε σε μια κλήση Reacts από άλλη συσκευή Lumify, αυτό μπορεί να προκαλέσει το ξαφνικό κλείσιμο του λογισμικού Lumify. Για να μειώσετε την εμφάνιση αυτού του προβλήματος, παραχωρήστε στη φωτογραφική μηχανή και στο μικρόφωνο πρόσβαση στην εφαρμογή Lumify στη συσκευή λήψης πριν λάβετε κλήση Reacts.

## Ανασκόπηση

- Η αναπαραγωγή εξαγμένων βρόχων στο Windows Media Player σε υπολογιστή Windows προκαλεί κενά στην αναπαραγωγή. Χρησιμοποιήστε ένα διαφορετικό πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα.
- (Μόνο για συσκευές Android) Με την περιστροφή της συσκευής, οι σχολιασμοί ενδέχεται να σταματήσουν να εμφανίζονται.
- (Μόνο για συσκευές Android) Στη μέθοδο-M ή την απεικόνιση PW Doppler, με τη μετάβαση σε προβολή πλήρους οθόνης οι σχολιασμοί ενδέχεται να αλλάξουν θέση.
- (Μόνο για συσκευές Android) Οι σχολιασμοί που πραγματοποιούνται σε μέθοδο-M ή απεικόνιση PW Doppler μπορεί να αλλάξουν θέση στην Ανασκόπηση.
- (Μόνο για συσκευές iOS) Όταν κάνετε κύλιση μέχρι το τέλος της μακράς λίστας των αποθηκευμένων εξετάσεων, η τελευταία εξέταση μπορεί να κρύβεται από την άκρη της οθόνης.
- (μόνο για συσκευές iOS) Όταν εξαγάγετε τυχόν εξετάσεις, εικόνες ή βρόχους, θα πρέπει να διατηρείτε το Lumify ενεργό στο προσκήνιο μέχρι να ολοκληρωθεί η εξαγωγή για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία και μεταφορά δεδομένων.

## Συντήρηση συστήματος

(Μόνο για συσκευές iOS) Η κινητή συσκευή iPad mini 5 ενδέχεται να μην μπορεί να φορτιστεί όταν είναι συνδεδεμένη με τη Μονάδα Τροφοδοσίας Lumify (LPM). Για να είστε βέβαιοι ότι η LPM και η κινητή συσκευή iPad mini 5 είναι πλήρως φορτισμένες, φορτίζετε τις ξεχωριστά.

---

Philips Ultrasound LLC  
22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA  
[www.philips.com/ultrasound](http://www.philips.com/ultrasound)

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  
Δημοσιεύθηκε στις Η.Π.Α.  
Απαγορεύεται η ολική ή τμηματική αναπαραγωγή ή μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων



Philips Medical Systems Nederland B.V.  
Veenpluis 6  
5684 PC Best  
The Netherlands

CE 2797