

# Üzemeltetési megjegyzések

Lumify diagnosztikai ultrahangrendszer  
2020. július 15.

4535 620 37181 Rev A

## Az üzemeltetési megjegyzésekről

Az üzemeltetési megjegyzések olyan információkat tartalmaznak, amelyek egyértelművé teszik a rendszer bizonyos félreérthető vagy a felhasználót esetlegesen összezavaró válaszreakcióit. Olvassa át az üzemeltetési megjegyzéseket, és tartson belőlük egy példányt a rendszer használati utasításai mellett. Ha megoldható, helyezze az üzemeltetési megjegyzéseket az ultrahangrendszer mellé.

## Címkével kapcsolatos információk

Őrizze meg a kapott *Gyors útmutatót*, mivel az tartalmazza a Lumify diagnosztikai ultrahangrendszer címkézésével kapcsolatos információt.

## CE-jelölés és EK képviselő címe

A Philips Ultrasound, Inc. jelenlegi CE0086 Notified Body (UK) CE-jelölését felváltja az új CE2797 Notified Body (EU-27) CE-jelöléssel, 2019. március 1-ei hatállyal. Ezen kívül az Európai Közösség mellé rendelt meghatalmazott képviselőnk új címe a következő:

Philips Medical Systems Nederland B.V.  
Veenpluis 6  
5684 PC Best  
Hollandia

Az átmenet során még előfordulhat a CE-jel feltüntetése a használati útmutatón, az ultrahangos rendszeren és annak tartozékain.

## A rendszer használata

- A **Fast Flow** és **Slow Flow** vezérlő színes üzemmódban kissé átfedésben lehet egymással. Ez leggyakrabban 5. generációs iPad-mobileszközökön jelentkezik, fekvő elrendezésnél. Ez nem befolyásolja a vezérlők működését.
- (Csak iOS eszközökön) Amikor a **Patient Info** űrlapon kézzel javítja a beteg **Date of Birth** mezőjének adatait, mind a négy számjegy törlése és ismételt beírása hibát eredményez. A lehető legjobb eredmény érdekében adja meg újból a teljes dátumot.
- (Csak iOS eszközökön) A navigációs sáv a **Back** vezérlővel együtt hiányzik a **Contact Information** űrlapról (elérhető a **Settings** menü **Customer Information** lapjáról). A lap elhagyásához adja meg az ügyféladatokat, majd érintse meg a **Continue** lehetőséget.

- (Csak iOS eszközökön) Ha pásztázás közben egymás után többször, gyorsan megérinti a **Save** lehetőséget, a Lumify szoftvere váratlanul leállhat.
- Csak iOS eszközökön) Ha kilép a Lumify alkalmazásból, vagy ha hagyja a mobilkészítőt alvó üzemmódbba lépni, a Lumify áramellátási modulja (LPM) alvó üzemmódbba léphet. Ha megpróbál visszatérni a pásztázáshoz, miközben az LPM alvó üzemmódban van, megjelenik az **LPM Connection Error** üzenet. Az LPM felébresztéséhez nyomja meg az LPM hátulján található gombot.

## Áttekintés

- (Csak iOS eszközökön) Amikor egy mentett vizsgálatokat tartalmazó, hosszú lista aljára görget, előfordulhat, hogy a listában szereplő utolsó vizsgálat nem látszik a képernyő szélén.
- (Csak iOS eszközökön) Amikor több vizsgálatot exportál helyi könyvtárba, minden vizsgálatnál meg kell erősítenie az exportálás célállomását; nem kezelhető az összes vizsgálat exportálása egyetlen ablakban.
- (Csak iOS eszközökön) A vizsgálatban megjelenő kijelölt képek és képsorozatok nem ugyanolyan sorrendben jelennek meg, mint az Android eszközökön.
- (csak iOS eszközökön) Vizsgálat exportálása közben az **Export Queue** az exportálást **Aborted** állapotúnak mutatja. Az exportálásnak **In Progress** állapotúként kellene megjelennie.
- (Csak iOS eszközökön) Amikor a **Saved Exams** ablakban a vizsgálatok listáját nézi, majd megérinti a **Select** lehetőséget, a lista elmozdul a kívánt kijelöléstől.

## Változások a felhasználói útmutatóban

Az alábbi tájékoztatás az USB-adathordozón elérhető *Felhasználói információk* alatt található tudnivalók helyébe lép vagy kiegészíti azokat.

### Újrahasznosítás, újrafelhasználás és hulladékként történő kezelés

Az alábbi tájékoztatás kiegészíti a *Használati útmutató* információit.

#### Perklorátot tartalmazó anyagok













Ebben a rendszerben perklorátot tartalmazó anyagok a lítiumos gombelemekben és akkumulátorokban lehetnek jelen. Ezeket az anyagokat óvatosan kell kezelni. További információkért lásd a következő honlapot:











[www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)






#### Biztonság

Az alábbi tájékoztatás a *Használati útmutató* információinak helyébe lép, vagy azokat kiegészíti.

## Szimbólumok

Szimbólum	Szabványok és referencia	Referencia leírása	További információk
	--	A termék veszélyes anyagot tartalmaz. Megfelelően ártalmatlanítandó. (A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezésekre (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) vonatkozó irányelv által előírt; lásd EN 50419.)	--
	ISO 7000-3725	Importőr.	--
	ISO 15223-1, Szimbólum 5.4.3 ISO 7000-1641	Lásd a használati útmutatót.	--
	ISO 15223-1, Szimbólum 5.1.3 ISO 7000-2497	A gyártás időpontja.	--
	ISO 15223-1, Szimbólum 5.1.1 ISO 7000-3082	Gyártó.	--
	IEC 60417	Származási hely.	--
	ISO 15223-1, Szimbólum 5.1.4 ISO 7000-2607	Lejárati időpontja.	--
	IEC 60878, Szimbólum 1135 ISO 7000-1135	A helyreállítás/újrahasznosítás általános szimbóluma.	Ne dobja el. A helyi, állami vagy szövetségi törvényeknek megfelelően ártalmatlanítandó.
	ISO 15223-1, Szimbólum 5.1.7 ISO 7000-2498	Sorozatszám.	--
	ISO 15223-1, Szimbólum 5.1.5 ISO 7000-2492	Tételkód.	--
	ISO 15223-1, Szimbólum 5.1.6 ISO 7000-2493	Katalógusszám.	--
	ISO 15223-1, Szimbólum 5.2.3 ISO 7000-2501	Etilén-oxiddal sterilizálva.	--

Szimbólum	Szabványok és referencia	Referencia leírása	További információk
	Az Európai Bizottság 93/42/EEC 2007/47/EC irányelve az orvosi eszközökről EU MDR 2017/745, Article 20, 5. melléklet	CE megfelelési jelzés.	--
	Az Európai Bizottság 93/42/EEC 2007/47/EC irányelve az orvosi eszközökről EU MDR 2017/745, Article 20, 5. melléklet	CE0086 - CE megfelelési jelzés.	--
	Az Európai Bizottság 93/42/EEC 2007/47/EC irányelve az orvosi eszközökről EU MDR 2017/745, Article 20, 5. melléklet	CE2797 - CE megfelelési jelzés.	--
	ISO 15223-1, Szimbólum 5.4.2 ISO 7000-1051	Ne használja fel újra.	--
	ISO 15223-1, Szimbólum 5.4.4 ISO 7000-0434A	Vigyázat! (ISO 7000-0434).	--
	ISO 15223-1, Szimbólum 5.3.2 ISO 7000-0624	Óvja a napfénytől.	--
	ISO 15223-1, Szimbólum 5.2.7 ISO 7000-2609	Nem steril.	--
	ISO 15223-1, Szimbólum 5.2.8 ISO 7000-2606	Ne használja, ha a csomag sérült.	--
	ISO 15223-1, Szimbólum 5.3.7 ISO 7000-0632	Hőmérsékleti határérték.	Jelzi a tároláshoz és szállításhoz szükséges (páralecsapódás nélküli) hőmérséklettartományt. Nem érvényes az adathordozókra.
	IEC 15223-1, Szimbólum 5.3.8 ISO 7000-2620	Páratartalmi határérték.	A tároláshoz és szállításhoz szükséges (páralecsapódás nélküli) relatív páratartalom.

Szimbólum	Szabványok és referencia	Referencia leírása	További információk
	IEC 15223-1, Szimbólum 5.3.9 ISO 7000-2621	Légköri nyomáshatár.	A tároláshoz és szállításhoz szükséges légköri nyomás.
	ISO 15223-1, Szimbólum 5.3.4 ISO 7000-0626	Tartsa szárazon.	--
	ISO 15223-1, Szimbólum 5.3.1 ISO 7000-0621	Törékeny, óvatosan kezelendő.	--
	IEC 60878, Szimbólum 2794 ISO 7000-2794	Csomagolási egység.	--
	ISO 7000-3724	Forgalmazó.	--

## Műszaki adatok

Az alábbi tájékoztatás kiegészíti a *Használati útmutató* információit.

## Szolgálati élettartam

A Lumify rendszert legalább 3 év szolgálati élettartamra tervezték. A Lumify rendszer szolgálati élettartama a használat és a környezeti feltételek függvényében változhat.

Philips Ultrasound, Inc.  
22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA  
[www.philips.com/ultrasound](http://www.philips.com/ultrasound)

 2797

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Minden jog fenntartva. Kiadva az Egyesült Államokban.  
A szerzői jog birtokosának előzetes írásos beleegyezése nélkül a sokszorosítás és az átadás sem részben, sem egészben nem engedélyezett semmilyen formában vagy módon, beleértve az elektronikus, mechanikai vagy egyéb lehetséges módokat is.

