

운영 노트

Lumify 진단 초음파 시스템
2020년 7월 15일

4535 620 37221 Rev A

이 운영 노트 정보

운영 노트에는 오해나 사용자 문제를 초래할 수 있는 특정 시스템 응답을 명확히 설명하는 정보가 포함되어 있습니다. 운영 노트를 검토하고, 한 부를 시스템 설명서와 함께 보관하십시오. 필요한 경우 운영 노트를 초음파 시스템 근처에 붙여 놓으십시오.

라벨 표시 정보

배송 시 함께 제공된 **빠른 안내서**를 보관해 두십시오. 여기에는 Lumify 진단 초음파 시스템의 라벨 표시 정보가 포함되어 있습니다.

CE 마크 및 EC 대리인 주소

Philips Ultrasound, Inc.는 2019년 3월 1일부터 CE0086 인증 기관(영국) CE 마크를 새로운 CE2797 인증 기관(EU-27) CE 마크로 변경합니다. 이와 함께 당사의 EU 대리인(EC 대리인)도 새 주소를 사용합니다.

Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6
5684 PC Best
The Netherlands

전환 과정 중에는 초음파 시스템과 그 부속품 및 사용 지침에 종전의 CE 마크 및 주소가 표시될 수 있습니다.

시스템 사용

- 컬러 모드에서는 **Fast Flow**와 **Slow Flow**가 약간 겹칠 수 있습니다. 이 현상은 5세대 iPad 모바일 장치에서 가로 방향으로 볼 때 가장 흔하게 나타납니다. 이렇게 해도 컨트롤 기능에는 영향이 없습니다.
- (iOS 장치에 한함) **Patient Info** 양식에서 환자 **Date of Birth** 필드를 수동으로 수정할 때 연도의 네 자리 숫자를 모두 다시 입력하면 오류가 발생합니다. 최고의 결과를 얻으려면 날짜 전체를 다시 입력하십시오.
- (iOS 장치에 한함) **Contact Information** 양식(**Settings**의 **Customer Information**에서 액세스)에는 탐색 표시줄과 **Back** 컨트롤이 없습니다. 이 페이지에서 나가려면 고객 정보를 입력한 다음 **Continue**를 터치해야 합니다.
- (iOS 장치에 한함) 스캔 중 **Save**를 여러 번 빠르게 터치하면 Lumify 소프트웨어가 갑자기 종료될 수 있습니다.

- (iOS 장치에 한함) Lumify 애플리케이션을 종료하거나 모바일 장치의 절전 모드 전환을 허용하면 Lumify 전원 모듈(LPM)이 절전 모드로 들어갈 수 있습니다. 절전 모드에서 LPM으로 스캔을 재개하려고 하면 **LPM Connection Error** 메시지가 나타납니다. LPM을 일반 모드로 전환하려면 LPM 뒷면에 있는 버튼을 누릅니다.

검토

- (iOS 장치에 한함) 저장된 긴 검사 목록의 맨 아래로 스크롤할 때, 목록의 마지막 검사가 화면 가장자리에서 잘릴 수 있습니다.
- (iOS 장치에 한함) 검사 여러 개를 로컬 디렉터리로 내보낼 때는 각 검사의 내보내기 대상을 확인해야 합니다. 모든 검사의 내보내기를 창 하나에서 제어할 수는 없습니다.
- (iOS 장치에 한함) 선택한 이미지와 루프가 검사에 표시되는 순서는 Android 장치에 표시되는 순서와 다릅니다.
- (iOS 장치에 한함) 검사 내보내기 중, **Export Queue**에 내보내기 상태가 **Aborted**로 표시됩니다. 내보내기 상태가 **In Progress**여야 합니다.
- (iOS 장치에 한함) **Saved Exams** 창에서 검사 목록을 보다가 **Select**를 터치하면 목록이 원하는 선택 항목과 다른 방향으로 스크롤됩니다.

사용자 정보 변경 사항

다음 정보가 *사용자 정보* USB 미디어에 포함된 정보에 추가되거나 해당 정보를 대체합니다.

재활용, 재사용 및 폐기

*사용자 설명서*의 정보에 다음 정보가 추가됩니다.

과염소산염 물질













이 시스템의 리튬 배터리나 코인 배터리에는 과염소산염 물질이 있습니다. 이러한 품목에는 특별한 취급이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 참조하십시오.











www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate





안전

*사용자 설명서*에서 다음 정보가 추가되거나 교체됩니다.

기호

기호	표준 및 참조	참조 설명	추가 정보
	--	제품에는 유해 물질이 포함되어 있습니다. 적절하게 폐기하십시오. (WEEE 지침을 준수해야 합니다. EN 50419 를 참조하십시오.)	--
	ISO 7000-3725	수입업체.	--
	ISO 15223-1, 기호 5.4.3 ISO 7000-1641	사용 지침을 참조하십시오.	--
	ISO 15223-1, 기호 5.1.3 ISO 7000-2497	제조 날짜.	--
	ISO 15223-1, 기호 5.1.1 ISO 7000-3082	제조업체.	--
	IEC 60417	제조 국가.	--
	ISO 15223-1, 기호 5.1.4 ISO 7000-2607	사용 기한	--
	IEC 60878, 기호 1135 ISO 7000-1135	복구 / 재활용에 대한 일반 기호.	그냥 버리지 마십시오. 현지법, 주법 또는 연방법에 따라 폐기하십시오.
	ISO 15223-1, 기호 5.1.7 ISO 7000-2498	일련 번호.	--
	ISO 15223-1, 기호 5.1.5 ISO 7000-2492	배치 코드	--
	ISO 15223-1, 기호 5.1.6 ISO 7000-2493	카탈로그 번호.	--
	ISO 15223-1, 기호 5.2.3 ISO 7000-2501	에틸렌옥사이드로 살균되었습니다.	--

기호	표준 및 참조	참조 설명	추가 정보
	유럽연합 집행위원회 의료 장비 지침 93/42/EEC 2007/47/EC EU MDR 2017/745, 문서 20, 부록 5	CE 적합성 마크 .	--
	European Commission Medical Device Directive 93/42/EEC 2007/47/EC EU MDR 2017/745, Article 20, Annex 5	CE0086 - CE 적합성 마크 .	--
	European Commission Medical Device Directive 93/42/EEC 2007/47/EC EU MDR 2017/745, Article 20, Annex 5	CE2797 - CE 적합성 마크 .	--
	ISO 15223-1, 기호 5.4.2 ISO 7000-1051	재사용하지 마십시오 .	--
	ISO 15223-1, 기호 5.4.4 ISO 7000-0434A	주의 (ISO 7000-0434).	--
	ISO 15223-1, 기호 5.3.2 ISO 7000-0624	직사광선에 노출되지 않도록 하십시오 .	--
	ISO 15223-1, 기호 5.2.7 ISO 7000-2609	비멸균	--
	ISO 15223-1, 기호 5.2.8 ISO 7000-2606	포장이 손상된 경우 사용하지 마십시오 .	--
	ISO 15223-1, 기호 5.3.7 ISO 7000-0632	온도 한도 .	배송 및 보관 시의 온도 범위 (비응축) 를 나타냅니다 . 미디어에는 적용되지 않습니다 .
	IEC 15223-1, 기호 5.3.8 ISO 7000-2620	습도 제한 .	배송 및 보관 시의 상대 습도 범위 (비응축) .
	IEC 15223-1, 기호 5.3.9 ISO 7000-2621	기압 제한 .	배송 및 보관 시의 기압 범위 .

기호	표준 및 참조	참조 설명	추가 정보
	ISO 15223-1, 기호 5.3.4 ISO 7000-0626	건조한 상태로 유지하십시오 .	--
	ISO 15223-1, 기호 5.3.1 ISO 7000-0621	파손될 수 있으므로 , 취급 에 주의하십시오 .	--
	IEC 60878, 기호 2794 ISO 7000-2794	포장 단위 .	--
	ISO 7000-3724	유통업체 .	--

사양

사용자 설명서의 정보에 다음 정보가 추가됩니다.

사용 수명

Lumify 시스템은 서비스 수명 3년 이상으로 설계되었습니다. Lumify 시스템의 서비스 수명은 사용 및 환경 조건에 따라 달라집니다.

Philips Ultrasound, Inc.
22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA
www.philips.com/ultrasound

CE 2797

© 2020 Koninklijke Philips N.V. 모든 권리 보유 . 미국에서 출판됨 .
저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전체 또는 일부를 특정 형식으로 또는 전기적 , 기계적 또는 기타 방법으로 복사 또는 전송하는 것은 금지됩니다 .

