

# Pastabos dėl eksploatacijos

„Lumify“ diagnostinė ultragarso sistema  
2023 m. gegužės 20 d.



4535 621 67801 Rev A

## Apie šias eksploatacijos pastabas

Eksploatacijos pastabos apima informaciją, paaiškinančią tam tikras sistemos reakcijas, kurios gali būti neteisingai suprastos arba sukelti sunkumų naudotojui. Peržiūrėkite pastabas dėl eksploatacijos ir laikykite jų kopiją kartu su sistemos vadovais. Pakabinkite pastabas dėl eksploatacijos netoli ultragarso sistemos (jei galima).

## Ženklinimo informacija

Išsaugokite pristatytą *trumpąją instrukciją* ateičiai; joje pateikiama informacijos apie „Lumify“ ultragarso sistemos ženklinimą.

## Sistemos naudojimas

- (Tik „Android“ prietaisuose) „PW Doppler“ veiksena greitai sustabdžius ir vėl paleidus tyrimą, gali nustoti veikti garsas. Šią problemą galima išspręsti išėjus iš „PW Doppler“ veiksenos ir vėl ją įjungus.
- (Tik „Android“ prietaisuose) Jeigu pasuksite prietaisą tuo metu, kai 2D veiksena bus perjungiamą į „PW Doppler“ veikseną, gali nustoti veikti programinė įranga.
- (Tik „Android“ prietaisuose) Pakeitus skleistinės greičio nuostatą, užfiksuota kreivė gali gautis neproporcinga.
- (Tik „Android“ prietaisuose) „PW Doppler“ veiksenos ridinį atvėrus per visą ekraną ir gulsčiai, išėjimo iš viso ekrano rodinio  valdiklio vaizdas uždengia kreivės apskukimo  valdiklio vaizdą, bet kreivės apskukimo valdiklio aktyvinimo sritis vis tiek liks viršuje. Todėl palietus išėjimo iš viso ekrano rodinio valdiklį gali būti apsukta kreivė.
- (Tik „Android“ prietaisuose) „PW Doppler“ veiksena 2D vaizdas gali būti gautas iškreiptas, jeigu perjungę spektrinę kreivę pareguliuosite skalę **Depth**  ir vėl perjungsitė 2D vaizdą.
- **Fast Flow** ir **Slow Flow** valdikliai spalviniu režimu gali šiek tiek persidengti. Tai dažniausiai pasitaiko su 5-osios kartos „iPad“ mobiliaisiais prietaisais, veikiančiais gulsčio vaizdo režimu. Nuo to valdiklių funkcijos nepasikeičia.
- (Tik „iOS“ prietaisuose) Kai rankiniu būdu pakoreguojate paciento **Date of Birth** laukelį **Patient Info** formoje, išvalius ir vėl įvedus visus keturis metų skaitmenis gaunama klaida. Siekdami geriausių rezultatų, iš naujo įveskite visą datą.
- (Tik „iOS“ prietaisuose) Naršymo juostos, įskaitant **Back** valdiklį, nėra **Contact Information** formoje (prieinama iš **Customer Information** dalyje **Settings**). Norėdami išėiti iš puslapio, turėsite įvesti savo kliento informaciją, tada palieskite **Continue**.

- (Tik „iOS“ prietaisuose) „Lumify Power Module“ (LPM) gali persijungti į miego režimą, jei išeiniate iš „Lumify“ programos arba leidžiate mobiliajam prietaisui persijungti į miego režimą. Jei bandote tęsti nuskaitymą, kai LPM veikia miego režimu, gausite ryšio klaidos pranešimą. Norėdami pažadinti LPM, paspauskite mygtuką LPM gale.

## „Reacts“ naudojimas (tik „Android“ prietaisuose)

Atsiliepus į „Reacts“ skambutį iš kito „Lumify“ prietaiso, „Lumify“ programinė įranga gali netikėtai išsijungti. Kad sumažintumėte šios problemos tikimybę, suteikite „Lumify“ programėlei prieigą prie priimančiojo prietaiso kameros ir mikrofono dar prieš atsiliepdami į „Reacts“ skambutį.

## Peržiūra

- „Windows“ kompiuteryje per „Windows Media Player“ leidžiant eksportuotus ciklus gali atsirasti atkūrimo spragų. Kad išvengtumėte šios problemos, naudokite kitą laikmenų leistuvą.
- (Tik „Android“ prietaisuose) Pasukus prietaisą gali pradingti komentarai.
- (Tik „Android“ prietaisuose) M veiksena arba „PW Doppler“ veiksena perjungus viso ekrano vaizdą gali pasikeisti komentarų padėtis.
- (Tik „Android“ prietaisuose) M veiksena arba „PW Doppler“ veiksena įvestų komentarų padėtis peržiūros rodinyje gali pasikeisti.
- (Tik „iOS“ prietaisuose) Kai slenkate į ilgo įrašytų tyrimų sąrašo apačią, paskutinis tyrimas sąrašė gali būti nukirstas ties ekrano kraštu.
- (Tik „iOS“ įrenginiai) Eksportuojant tyrimus, vaizdus arba ciklus, siekiant užtikrinti tinkamą veikimą ir duomenų perkėlimą, „Lumify“ turi būti aktyvi priekiniame plane, kol eksportavimas baigiamas.

## Sistemos priežiūra

(Tik „iOS“ prietaisuose) Gali nepavykti įkrauti „iPad mini 5“ mobiliojo prietaiso, prijungto prie „Lumify“ maitinimo modulio (LPM). Norėdami užtikrinti, kad LPM ir „iPad mini 5“ mobilusis įrenginys bus visiškai įkrauti, įkraukite juos atskirai.

---

### Philips Ultrasound LLC

22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA  
www.philips.com/ultrasound

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Visos teisės saugomos. Išleista JAV.  
Negavus išankstinio raštiško autorių teisių savininko sutikimo, atkurti arba perduoti visą medžiagą arba jos dalį bet kokia forma arba priemonėmis (elektroninėmis, mechaninėmis arba kitomis) yra draudžiama.



Philips Medical Systems Nederland B.V.  
Veenpluis 6  
5684 PC Best  
The Netherlands

