

# Merknader for operatøren

Lumify diagnostisk ultralydsystem  
15. juli 2020

4535 620 37271 Rev A

## Om Merknader for operatøren

Merknader for operatøren inneholder informasjon som forklarer visse systemsvar som kan misforstås eller skape problemer for brukeren. Les gjennom merknadene for operatøren, og oppbevar et eksemplar sammen med brukerhåndbøkene. Hvis det er mulig, bør du også henge opp merknadene for operatøren i nærheten av ultralydsystemet.

## Informasjon om merking

Ta vare på *Hurtigveiledning* som er inkludert i leveransen som dokumentasjon. Den inneholder informasjon om merking for Lumify diagnostisk ultralydsystem.

## CE-merke og adresse til representant i EF

Philips Ultrasound, Inc., går over fra CE-merket fra teknisk kontrollorgan CE0086 (UK) til et nytt CE-merke fra teknisk kontrollorgan CE2797 (EU-27) med virkning fra 1. mars 2019. Dessuten har vår autoriserte representant i Europaunionen (EF-representant) ny postadresse:

Philips Medical Systems Nederland B.V.  
Veenpluis 6  
5684 PC Best  
The Netherlands

Under overgangen kan tidligere CE-merke og adresse forekomme på bruksanvisningen og på ultralydsystemet og dets ekstrautstyr.

## Bruke systemet

- **Rask flow-** og **Sakte flow-**kontroller kan overlape litt i fargemodus. Dette vises oftest på femte generasjon iPad mobile enheter i liggende retning. Dette påvirker ikke funksjonaliteten til kontrollene.
- (Bare iOS-enheter) Når du korrigerer pasientens **Fødselsdato**-felt i skjemaet **Pasientinfo**, oppstår det en feil hvis alle fire siffer i året fjernes og settes inn igjen. For å oppnå best mulig resultat legger du inn hele datoen igjen.
- (Bare iOS-enheter) Navigeringsfeltet, inkludert **Tilbake**-kontrollen, mangler i **Kontaktinformasjon**-skjemaet (åpnes fra **Kundeinformasjon** i **Innstillinger**). Hvis du vil forlate siden, må du legge inn kundeinformasjonen og deretter trykke på **Fortsett**.
- (Bare iOS-enheter) Hvis du berører **Lagre** raskt flere ganger når du skanner, kan det føre til at Lumify-programvaren slår seg av uventet.

- (Bare iOS-enheter) Lumify-strømmodulen (LPM) kan gå til i hvilemodus hvis du avslutter Lumify-applikasjonen eller lar den mobile enheten gå over i hvilemodus. Hvis du prøver å gjenoppta skanningen med LPM i hvilemodus, vises meldingen **LPM-tilkoblingsfeil**. For å vekke LPM trykker du på knappen på baksiden av LPM.

## Oversikt

- (Bare iOS-enheter) Når du blar til bunnen av en lang liste med lagrede undersøkelser, kan den siste undersøkelsen i listen bli kuttet av ved kanten av skjermen.
- (Bare iOS-enheter) Når du eksporterer flere undersøkelser til en lokal katalog, må du bekrefte eksportmålet for hver undersøkelse. Du kan ikke bruke ett enkelt vindu til å kontrollere eksporten av alle undersøkelsene.
- (Bare iOS-enheter) Sekvensen av valgte bilder og sløyfer som vises i en undersøkelse, er forskjellig fra sekvensen som vises på Android-enheter.
- (Bare iOS-enheter) Under eksport av undersøkelser viser **Eksportkø** eksportstatus som **Avbrutt**. Eksportstatus skal vises som **Pågår**.
- (Bare iOS-enheter) Når du viser en liste over undersøkelser i **Lagrede undersøkelser**-vinduet og deretter berører **Velg**, ruller listen bort fra ditt tiltenkte valg.

## Endringer i brukerinformasjon

Informasjonen nedenfor erstatter eller kommer i tillegg til informasjonen som finnes på USB-mediet med *brukerinformasjon*.

### Resirkulering, gjenbruk og kassering

Den følgende informasjonen er et tillegg til informasjonen i *brukerhåndboken*.

### Materiale med perklorat






I dette systemet finnes materiale med perklorat i litiumknappceller eller -batterier. Det kan gjelde spesielle regler for håndtering av disse elementene. Du finner mer informasjon på dette nettstedet:












[www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)





### Sikkerhet

Den følgende informasjonen er et tillegg til eller erstatter informasjon i *brukerhåndboken*.

## Symboler

Symbol	Standarder og referanse	Beskrivelse av referanse	Ytterligere informasjon
	--	Produktet inneholder farlig materiale. Må avhendes korrekt. (Kreves i henhold til WEEE-direktivet. Se EN 50419.)	--
	ISO 7000-3725	Importør.	--
	ISO 15223-1, symbol 5.4.3 ISO 7000-1641	Se bruksanvisningen.	--
	ISO 15223-1, symbol 5.1.3 ISO 7000-2497	Produksjonsdato.	--
	ISO 15223-1, symbol 5.1.1 ISO 7000-3082	Produsent.	--
	IEC 60417	Produksjonsland.	--
	ISO 15223-1, symbol 5.1.4 ISO 7000-2607	Utløpsdato.	--
	IEC 60878, symbol 1135 ISO 7000-1135	Generelt symbol for gjenvinning/resirkulering.	Skal ikke kastes. Kasserer i samsvar med lokal eller nasjonal lovgivning.
	ISO 15223-1, symbol 5.1.7 ISO 7000-2498	Serienummer.	--
	ISO 15223-1, symbol 5.1.5 ISO 7000-2492	Batchkode.	--
	ISO 15223-1, symbol 5.1.6 ISO 7000-2493	Katalognummer.	--
	ISO 15223-1, symbol 5.2.3 ISO 7000-2501	Sterilisert med etylenoksid.	--

Symbol	Standarder og referanse	Beskrivelse av referanse	Ytterligere informasjon
	Europakommisjonens direktiv om medisinsk utstyr 93/42/ EØF 2007/47/EF  EU MDR 2017/745, artikkel 20, vedlegg 5	CE-samsvarsmerke.	--
	Europakommisjonens direktiv om medisinsk utstyr 93/42/ EØF 2007/47/EF  EU MDR 2017/745, artikkel 20, vedlegg 5	CE0086 – CE-samsvarsmerke.	--
	Europakommisjonens direktiv om medisinsk utstyr 93/42/ EØF 2007/47/EF  EU MDR 2017/745, artikkel 20, vedlegg 5	CE2797 – CE-samsvarsmerke.	--
	ISO 15223-1, symbol 5.4.2  ISO 7000-1051	Må ikke gjenbrukes.	--
	ISO 15223-1, symbol 5.4.4  ISO 7000-0434A	Obs! (ISO 7000-0434).	--
	ISO 15223-1, symbol 5.3.2  ISO 7000-0624	Holdes unna sollys.	--
	ISO 15223-1, symbol 5.2.7  ISO 7000-2609	Ikke-sterilt.	--
	ISO 15223-1, symbol 5.2.8  ISO 7000-2606	Skal ikke brukes hvis emballasjen er skadet.	--
	ISO 15223-1, symbol 5.3.7  ISO 7000-0632	Temperaturgrense.	Angir temperaturområdet (ikke-kondenserende) for transport og oppbevaring. Gjelder ikke for medier.
	IEC 15223-1, symbol 5.3.8  ISO 7000-2620	Begrensning av luftfuktighet.	Området for relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende) for transport og oppbevaring.
	IEC 15223-1, symbol 5.3.9  ISO 7000-2621	Begrensning av atmosfærisk trykk.	Område for atmosfærisk trykk for transport og oppbevaring.

Symbol	Standarder og referanse	Beskrivelse av referanse	Ytterligere informasjon
	ISO 15223-1, symbol 5.3.4 ISO 7000-0626	Holdes tørr.	--
	ISO 15223-1, symbol 5.3.1 ISO 7000-0621	Skjør, skal behandles varsomt.	--
	IEC 60878, symbol 2794 ISO 7000-2794	Pakningsenhet.	--
	ISO 7000-3724	Distributør.	--

## Spesifikasjoner

Den følgende informasjonen er et tillegg til informasjonen i *brugerhåndboken*.

### Levetid

Lumify-systemet er utformet for å ha minst 3 års levetid. Levetiden til Lumify-systemet vil variere avhengig av bruks- og miljøforholdene.

Philips Ultrasound, Inc.  
22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA  
[www.philips.com/ultrasound](http://www.philips.com/ultrasound)

CE 2797

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Med enerett. Publisert i USA.  
Gjengivelse eller overføring, helt eller delvis, i enhver form og med enhver metode, elektronisk, mekanisk eller annen, er forbudt uten skriftlig godkjenning fra opphavsrettsinnehaveren på forhånd.

