

Merknader for operatøren

Lumify Diagnostisk ultralydsystem
20. mai 2023



4535 621 67831 Rev A




Om Merknader for operatøren

Merknader for operatøren inneholder informasjon som forklarer visse systemsvar som kan misforstås eller skape problemer for brukeren. Gå gjennom merknadene for operatøren, og oppbevar et eksemplar sammen med systemhåndbøkene. Hvis det er mulig, bør du også henge opp merknadene for operatøren i nærheten av ultralydsystemet.

Informasjon om merking

Ta vare på *Hurtigveiledning* som er inkludert i leveransen som dokumentasjon. Den inneholder informasjon om merking for Lumify diagnostisk ultralydsystem.

Bruke systemet

- (Bare Android-enheter) I PW-dopplermodus kan rask frysing og oppheving av frysing av undersøkelsen føre til at lyden slutter å fungere. Av og til kan problemet løses ved å avslutte og deretter gå tilbake til PW-dopplermodus.
- (Bare Android-enheter) Hvis du roterer enheten mens du bytter fra 2D-modus til PW-dopplermodus, kan det føre til at programvaren slutter å fungere.
- (Bare Android-enheter) Det kan hende at en fryst sporing ikke skaleres korrekt når du endrer sveiphastighetsinnstillingen.
- (Bare Android-enheter) Når du viser PW-dopplermodus i liggende retning på fullskjerm, dekker bildet for kontrollen  for avslutning av fullskjermvisning bildet for kontrollen  for invertering av sporingen, men aktiveringsområdet for kontrollen for invertering av sporing blir værende øverst. Når du berører kontrollen for å avslutte fullskjermvisning, kan sporingen bli invertert i stedet.
- (Bare Android-enheter) I PW-dopplermodus kan 2D-bildet bli forvrengt hvis du, etter å ha byttet til spektralsporingen, justerer **Dybde**-hjulet  og bytter tilbake til 2D-bildet.
- **Rask flow**- og **Sakte flow**-kontroller kan overlape litt i fargemodus. Dette vises oftest på femte generasjon iPad mobile enheter i liggende retning. Dette påvirker ikke funksjonaliteten til kontrollene.
- (Bare iOS-enheter) Når du korrigerer pasientens **Fødselsdato**-felt i skjemaet **Pasientinfo**, oppstår det en feil hvis alle fire siffer i året fjernes og settes inn igjen. For å oppnå best mulig resultat legger du inn hele datoen igjen.
- (Bare iOS-enheter) Navigeringsfeltet, inkludert **Tilbake**-kontrollen, mangler i **Kontaktinformasjon**-skjemaet (åpnes fra **Kundeinformasjon** i **Innstillinger**). Hvis du vil forlate siden, må du legge inn kundeinformasjonen og deretter berøre **Fortsett**.

- (Bare iOS-enheter) Lumify-strømmodule (LPM) kan gå til i hvilemodus hvis du avslutter Lumify-applikasjonen eller lar den mobile enheten gå over i hvilemodus. Hvis du prøver å fortsette skanningen med LPM i hvilemodus, får du en tilkoblingsfeilmelding. For å vekke LPM trykker du på knappen på baksiden av LPM.

Bruke Reacts (bare Android-enheter)

Hvis du svarer på et Reacts-anrop fra en annen Lumify-enhet, kan det føre til at Lumify-programvaren slår seg av uventet. For å begrense dette problemet kan du gi kamera og mikrofon tilgang til Lumify-appen på mottakerenheten før du mottar et Reacts-anrop.

Oversikt

- Hvis eksporterte sløyfer spilles av i Windows Media Player på en Windows-PC, kan det føre til opphold i avspillingen. Bruk en annen medieavspiller for å unngå dette problemet.
- (Bare Android-enheter) Hvis du roterer enheten, kan det føre til at merknader forsvinner.
- (Bare Android-enheter) Hvis du er i M-modus eller PW dopplermodus og bytter til fullskjermvisning, kan det føre til at merknader endrer plassering.
- (Bare Android-enheter) Merknader som er opprettet i M-modus eller PW dopplermodus, kan endre plassering i Oversikt.
- (Bare iOS-enheter) Når du blar til bunnen av en lang liste med lagrede undersøkelser, kan den siste undersøkelsen i listen bli kuttet av ved kanten av skjermen.
- (Bare iOS-enheter) Når du eksporterer en undersøkelse, bilder eller sløyfer, må du holde Lumify aktiv i forgrunnen til eksporten er fullført for å sikre korrekt virkemåte og dataoverføring.

Systemvedlikehold

(Bare iOS-enheter) Det kan hende at den mobile enheten iPad mini 5 ikke kan lades når den er koblet til Lumify-strømmodule (LPM). For å sikre at LPM og den mobile enheten iPad mini 5 er fulladet, må du lade dem separat.

Philips Ultrasound LLC
22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA
www.philips.com/ultrasound

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Med enerett. Publisert i USA.
Gjengivelse eller overføring, helt eller delvis, i enhver form og med enhver metode, elektronisk, mekanisk eller annen, er forbudt uten skriftlig godkjenning fra opphavsrettsinnehaveren på forhånd.



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6
5684 PC Best
The Netherlands

