

Notas de funcionamento

Sistema de diagnóstico por ultrassom Lumify
20 de maio de 2023



4535 621 67621 Rev A




Sobre as notas de funcionamento

As notas de funcionamento contêm informações que explicam determinadas respostas do sistema que podem ser mal interpretadas ou causar dificuldades ao usuário. Leia as notas de funcionamento e guarde uma cópia junto aos manuais do sistema. Se achar necessário, mantenha as notas de funcionamento perto do sistema de ultrassom.

Informações do rótulo

Para seus registros, mantenha o *Guia de início rápido* incluído no envio. Ele contém as informações de rótulo do Sistema de Diagnóstico por Ultrassom Lumify.

Uso do sistema

- (Somente dispositivos Android) No modo PW Doppler, congelar rapidamente e descongelar o exame pode fazer com que o áudio pare de funcionar. Sair e entrar novamente no modo PW Doppler às vezes corrige o problema.
- (Somente dispositivos Android) Girar o dispositivo ao mudar do modo 2D para o modo PW Doppler pode fazer com que o software pare de funcionar.
- (Somente dispositivos Android) Um traço congelado pode não dimensionar corretamente ao alterar a configuração de velocidade de varredura.
- (Somente dispositivos Android) Quando você estiver visualizando o modo PW Doppler na orientação de paisagem em tela cheia, a imagem para o controle  de exibição em tela cheia de saída cobre a imagem do controle de inversão do traçado  mas a área de ativação para a inversão do controle de traçado permanecerá no topo. Quando você tocar no controle para sair da exibição em tela cheia, o traçado poderá se inverter.
- (Somente dispositivos Android) No modo PW Doppler, a imagem 2D pode ficar distorcida se, após alternar para o traço espectral, você ajustar o mostrador **Prof**  e voltar para a imagem 2D.
- Os controles **Fluxo rápido** e **Fluxo lento** podem se sobrepor ligeiramente no Modo colorido. Essa sobreposição geralmente ocorre nos dispositivos móveis iPad de 5ª geração na orientação paisagem. Ela não afeta a funcionalidade dos controles.
- (Somente dispositivos iOS) Quando você corrige manualmente o campo **Data de nascimento** do paciente no formulário **Inform. do paciente**, limpar e reinserir todos os quatro dígitos do ano resulta em um erro. Para obter melhores resultados, digite novamente a data inteira.
- (Somente dispositivos iOS) A barra de navegação, incluindo o controle **Voltar**, está ausente do formulário **Informações de contato** (acessado a partir de **Informações do cliente** em **Configurações**). Para sair da página, você deve inserir as informações do cliente e tocar em **Continuar**.

- (Somente dispositivos iOS) O Módulo de energia do Lumify (LPM) pode entrar no modo de espera se você sair do aplicativo Lumify ou permitir que o dispositivo móvel entre no modo de espera. Se tentar retomar a varredura com o LPM no modo de espera, você receberá uma mensagem de erro de conexão. Para ativar o LPM, pressione o botão na parte traseira do LPM.

Uso do Reacts (somente dispositivos Android)

Atender uma chamada do Reacts em outro dispositivo Lumify pode fazer com que o software Lumify seja encerrado inesperadamente. Para reduzir a ocorrência deste problema, conceda acesso à câmera e ao microfone ao aplicativo Lumify no dispositivo receptor antes de receber uma chamada de Reacts.

Revisão

- A reprodução de loops exportados no Windows Media Player em um PC com Windows pode causar falhas na reprodução. Use um reproduzidor de mídia diferente para evitar esse problema.
- (Somente dispositivos Android) Girar o dispositivo pode fazer com que anotações desapareçam.
- (Somente dispositivos Android) No modo-M ou PW Doppler, alternar para a exibição em tela cheia pode fazer com que as anotações mudem de posição.
- (Somente dispositivos Android) As anotações feitas no modo M-ou PW Doppler podem mudar de posição em Rever.
- (Somente dispositivos iOS) Quando você rola para a parte inferior de uma longa lista de exames salvos, o último exame da lista pode ser cortado pela borda da tela.
- (Somente dispositivos iOS) Ao exportar exames, imagens ou loops, você deve manter o Lumify ativo em primeiro plano até que a exportação seja concluída para garantir a operação correta e a transferência de dados.

Manutenção do sistema

(Somente dispositivos iOS) O dispositivo móvel iPad mini 5 pode não carregar quando estiver conectado ao Módulo de energia do Lumify (LPM). Para garantir que o LPM e o dispositivo móvel iPad mini 5 estejam totalmente carregados, carregue-os separadamente.

Philips Ultrasound LLC

22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA
www.philips.com/ultrasound

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados. Publicado nos EUA.
A reprodução ou transmissão, no todo ou em parte, em qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico, mecânico ou Outro é proibida sem o consentimento prévio por escrito do proprietário do copyright.



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6
5684 PC Best
The Netherlands

