

Note de operare

Sistemul cu ultrasunete pentru diagnostic Lumify
20 mai 2023



4535 621 67851 Rev A




Despre aceste note de operare

Notele de operare conțin informații ce clarifică anumite răspunsuri ale sistemului care pot fi greșit înțelese sau care pot crea utilizatorului anumite dificultăți. Citiți notele de operare și păstrați o copie a acestora cu manualele sistemului. În cazul în care considerați necesar, afișați o copie a notelor de operare lângă sistemul cu ultrasunete.

Informații despre etichetare

Păstrați împreună cu documentele personale *Ghidul rapid* inclus, primit la livrarea sistemului; acesta conține informații despre etichetare pentru Sistemul de diagnostic cu ultrasunete Lumify.

Utilizarea sistemului

- (Numai pentru dispozitivele Android) În modul PW Doppler, blocarea și deblocarea rapidă a examinării ar putea determina oprirea sunetului. Închiderea și redeschiderea modului PW Doppler rezolvă uneori această problemă.
- (Numai pentru dispozitivele Android) Rotirea dispozitivului în timp ce treceți din modul 2D în modul PW Doppler ar putea determina oprirea software-ului.
- (Numai pentru dispozitivele Android) Este posibil ca o proiecție blocată să nu fie reprezentată corect atunci când modificați setarea vitezei de defilare.
- (Numai pentru dispozitivele Android) Când vizualizați modul PW Doppler în orientarea tip portret pe întregul ecran, imaginea pentru comanda de ieșire din întregul ecran  acoperă imaginea pentru comanda de inversare a proiecției , dar regiunea de activare pentru comanda de inversare a proiecției rămâne deasupra. Când atingeți comanda pentru a ieși din vizualizarea pe întregul ecran, proiecția se poate inversa.
- (Numai pentru dispozitivele Android) În modul PW Doppler, imaginea 2D poate fi distorsionată dacă, după ce ați trecut la proiecția spectrală, ajustați scala **Depth**  și treceți înapoi la imaginea 2D.
- Comenzile **Fast Flow** și **Slow Flow** se pot suprapune puțin în modul Color. Aceasta se întâmplă cel mai adesea pe dispozitivele mobile iPad de a 5-a generație, în orientarea tip portret. Aceasta nu afectează funcționalitatea comenzilor.
- (Numai pentru dispozitivele iOS) Când corecți manual câmpul **Date of Birth** - data de naștere a pacientului în formularul **Patient Info**, golirea și reintroducerea tuturor celor patru cifre pentru an determină o eroare. Pentru cele mai bune rezultate, reintroduceți întreaga dată.
- (Numai pentru dispozitivele iOS) Bara de navigare, inclusiv comanda **Back**, lipsește din formularul **Contact Information** (accesat din **Customer Information** din **Settings**). Pentru a închide pagina, trebuie să introduceți mai întâi informațiile dvs. de client și, apoi, să atingeți **Continue**.

- (Numai pentru dispozitivele iOS) Este posibil ca Lumify Power Module (LPM) să intre în modul repaus dacă închideți aplicația Lumify sau permiteți dispozitivului mobil să intre în modul repaus. Dacă încercați să reluați scanarea cu LPM în modul repaus, veți primi un mesaj de eroare de conectare. Pentru a reactiva LPM, apăsați butonul din spate al LPM.

Utilizarea Reacts (numai dispozitivele Android)

Răspunsul la un apel Reacts de pe un alt dispozitiv Lumify poate determina închiderea neașteptată a software-ului Lumify. Pentru a reduce frecvența de apariție a acestei probleme, acordați acces la cameră și microfon în aplicația Lumify de pe dispozitivul care va recepționa apelul, înainte de a primi un apel Reacts.

Revizuirea

- Redarea buclelor exportate în Windows Media Player pe un PC Windows ar putea determina apariția unor lacune în redare. Pentru a evita această problemă, utilizați un alt media player.
- (Numai pentru dispozitivele Android) Rotirea dispozitivului poate determina dispariția adnotărilor.
- (Numai pentru dispozitivele Android) În modul-M sau în modul Doppler PW, trecerea la vizualizarea pe ecran complet poate determina modificarea pozițiilor adnotărilor.
- (Numai pentru dispozitivele Android) Adnotările efectuate în modul-M sau în modul Doppler PW își pot modifica poziția în Review.
- (Numai pentru dispozitivele iOS) Când defilați în partea de jos a unei liste lungi de examinări salvate, ultima examinare din listă poate fi eliminată din partea de jos a ecranului.
- (Numai pentru dispozitivele iOS) Când exportați orice examinări, imagini sau bucle, trebuie să păstrați Lumify activ în prim plan până la finalizarea exportării, pentru a asigura funcționarea corectă și transferul corect al datelor.

Întreținerea sistemului

(Numai pentru dispozitivele iOS) Este posibil ca dispozitivul mobil iPad mini 5 să nu se poată încărca atunci când este conectat la Lumify Power Module (LPM). Pentru a vă asigura că LPM și dispozitivul mobil iPad mini 5 sunt complet încărcate, încărcați-le separat.

Philips Ultrasound LLC

22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA
www.philips.com/ultrasound

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Toate drepturile rezervate. Publicat în SUA.
Reproducerea sau transmiterea, în întregime sau parțial, sub orice formă sau prin orice mijloace, electronice, mecanice sau de altă natură, este interzisă fără acordul prealabil al deținătorului drepturilor de autor.



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6
5684 PC Best
The Netherlands

