

# Napomene u vezi sa radom

Dijagnostički ultrazvučni sistem Lumify  
20. maj 2023.



4535 621 67941 Rev A




## O ovim napomenama u vezi sa radom

Napomene u vezi sa radom sadrže informacije koje objašnjavaju određene odgovore sistema koji se mogu pogrešno protumačiti ili otežati rad korisniku. Pročitajte napomene u vezi sa radom i čuvajte primerak uz priručnike za sistem. Ako je prikladno, istaknite napomene u vezi sa radom u blizini ultrazvučnog sistema.

## Informacije o označavanju

Za svoju evidenciju zadržite *Brzi vodič* koji je uključen u pošiljku; sadrži informacije o označavanju za dijagnostički ultrazvučni sistem Lumify.

## Korišćenje sistema

- (Samo Android uređaji) U režimu PW dopler, brzo zamrzavanje i odmrzavanje pregleda može dovesti do prestanka rada zvuka. Izlazak i ponovni ulazak u režim PW dopler ponekad rešava problem.
- (Samo Android uređaji) Rotiranje uređaja dok prelazite iz režima 2D u režim PW dopler može dovesti do prestanka rada softvera.
- (Samo Android uređaji) Zamrznuti trag možda neće imati pravilnu razmeru kada promenite postavku brzine snimanja.
- (Samo Android uređaji) Kada gledate režim PW dopler u pejzažnom položaju preko celog ekrana, slika kontrole za izlaz iz prikaza preko celog ekrana  pokriva sliku kontrole za obrtanje traga,  ali oblast aktivacije kontrole za obrtanje traga ostaje na vrhu. Kada dodirnete kontrolu da biste izašli iz prikaza preko celog ekrana, umesto toga se može obrnuti trag.
- (Samo Android uređaji) U režimu PW dopler, 2D slika može da postane izobličena ako, nakon prelaska na spektralni trag, podesite brojačnik **Depth**  i vratite se na 2D sliku.
- Kontrole **Fast Flow** i **Slow Flow** mogu se blago preklapati u režimu u boji. To se najčešće pojavljuje na mobilnim uređajima iPad pete generacije u pejzažnom položaju. Ovo ne utiče na funkcionalnost kontrola.
- (Samo iOS uređaji) Kada ručno ispravljate polje **Date of Birth** pacijenta u obrascu **Patient Info**, brisanje i ponovno unošenje sve četiri cifre godine rezultiraju greškom. Za najbolje rezultate, ponovo unesite ceo datum.
- (Samo iOS uređaji) Traka za navigaciju, uključujući kontrolu **Back**, nedostaje u obrascu **Contact Information** (kome se pristupa iz opcije **Customer Information** u odeljku **Settings**). Da biste napustili stranicu, morate uneti podatke o klijentu, a zatim dodirnuti **Continue**.
- (Samo iOS uređaji) Modul za napajanje Lumify (LPM) može da uđe u režim spavanja ako izađete iz aplikacije Lumify ili dozvolite mobilnom uređaju da uđe u režim spavanja. Ako pokušate da nastavite skeniranje LPM-om u režimu spavanja, dobijate poruku o grešci pri povezivanju. Da biste probudili LPM, pritisnite dugme na njegovoj zadnjoj strani.

## Korišćenje tehnologije Reacts (samo Android uređaji)

Odgovaranje na poziv na platformi Reacts sa drugog uređaja sa aplikacijom Lumify može dovesti do neočekivanog isključivanja softvera Lumify. Da biste smanjili pojavu ovog problema, odobrite pristup aplikacije Lumify kameri i mikrofONU na uređaju na kome primete poziv pre nego što primite poziv preko Reacts-a.

## Opcija „Review“ (Pregled)

- Puštanje izvezenih sekvenci u Windows Media Player-u na Windows računaru može dovesti do prekida u reprodukciji. Koristite drugi medijski plejer da biste izbegli ovaj problem.
- (Samo Android uređaji) Rotiranje uređaja može dovesti do nestanka napomena.
- (Samo Android uređaji) U režimu M- ili režimu PW dopler, prelazak na prikaz preko celog ekrana može dovesti do promene položaja napomena.
- (Samo Android uređaji) Napomene zabeležene u režimu M- ili režimu PW dopler mogu da promene položaj u prikazu Review.
- (Samo iOS uređaji) Kada se pomerite do dna dugačke liste sačuvanih pregleda, poslednji pregled na listi može biti odsečen ivicom ekrana.
- (Samo iOS uređaji) Kad izvozite bilo koje preglede, slike ili petlje, Lumify treba da bude aktivan u prvom planu dok se izvoz ne završi kako bi se osigurao ispravan rad i prenos podataka.

## Održavanje sistema

(Samo iOS uređaji) Mobilni uređaj iPad mini 5 možda neće moći da se puni kada je povezan na Modul za napajanje Lumify (LPM). Da biste bili sigurni da su LPM i mobilni uređaj iPad mini 5 potpuno napunjeni, punite ih odvojeno.

---

### Philips Ultrasound LLC

22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA  
[www.philips.com/ultrasound](http://www.philips.com/ultrasound)

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Sva prava zadržana. Objavljeno u SAD.  
Umnožavanje i prenos u celini ili delimično, u bilo kom obliku i na bilo koji način, elektronski, mehanički ili drugačije, zabranjeni su bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika autorskih prava.



Philips Medical Systems Nederland B.V.  
Veenpluis 6  
5684 PC Best  
The Netherlands

