

# Notas de funcionamiento

Sistema de diagnóstico por ultrasonido Lumify  
20 de mayo de 2023



4535 621 67681 Rev A




## Acerca de estas notas de funcionamiento

Las notas de funcionamiento contienen información que aclara el significado de ciertas respuestas del sistema que podrían interpretarse de manera incorrecta o causar dificultades para el usuario. Revise las notas de funcionamiento y guarde una copia junto con los manuales del sistema. Si corresponde, ponga las notas de funcionamiento en un lugar visible cerca del sistema de ultrasonido.

## Información de rotulación

Aconsejamos conservar con sus documentos la *Guía rápida* que viene en el paquete proporcionado; contiene la información de rotulación para el sistema de diagnóstico por ultrasonido Lumify.

## Utilizar el sistema

- (Solo dispositivos Android) En modo Doppler pulsado, congelar y descongelar rápidamente el examen podría hacer que el sonido deje de funcionar. Salir del modo Doppler pulsado y volver a entrar en el mismo corrige a veces el problema.
- (Solo dispositivos Android) Girar el dispositivo mientras se cambia del modo 2D al modo Doppler pulsado podría hacer que el software deje de funcionar.
- (Solo dispositivos Android) Es posible que la escala de un trazo congelado no se adapte correctamente cuando se cambia el ajuste de velocidad de barrido.
- (Solo dispositivos Android) Cuando se está visualizando el modo Doppler pulsado en orientación horizontal a pantalla completa, la imagen del control para salir de la vista de pantalla completa  cubre la imagen del control para invertir el trazo , pero el área de activación del control para invertir el trazo permanece encima. Cuando se toca el control para salir de la vista de pantalla completa, es posible que, en lugar de esto, se invierta el trazo.
- (Solo dispositivos Android) En modo Doppler pulsado, la imagen 2D puede distorsionarse si después de cambiar al trazo espectral se ajusta el selector **Profund.**  y se vuelve a la imagen 2D.
- Los controles **Flujo rápido** y **Flujo lento** podrían superponerse ligeramente en modo color. Esto ocurre más a menudo en los dispositivos móviles iPad de quinta generación en la orientación horizontal. Esto no afecta a la funcionalidad de los controles.
- (Solo dispositivos iOS) Cuando se corrige manualmente el campo **Fecha de nacim.** del paciente en el formulario **Inform. pcnte.**, si se borran y se vuelven a introducir los cuatro dígitos del año se genera un error. Para obtener los mejores resultados, vuelva a introducir la fecha completa.
- (Solo dispositivos iOS) Falta la barra de navegación, incluido el control **Atrás**, en el formulario **Información de contacto** (al que se accede desde la **Información del cliente** en los **Ajustes**). Para salir de la página, deberá introducir la información del cliente y después tocar **Continuar**.

- (Solo dispositivos iOS) El módulo de alimentación de Lumify (LPM) podría entrar en modo reposo si se sale de la aplicación Lumify o se permite que el dispositivo móvil entre en modo reposo. Si intenta reanudar la exploración con el LPM en modo reposo, recibirá un mensaje de error de conexión. Para reactivar el LPM, pulse el botón en la parte posterior del mismo.

## Utilizar Reacts (solo dispositivos Android)

Responder a una llamada de Reacts desde otro dispositivo Lumify podría hacer que el software Lumify se cierre inesperadamente. Para reducir la frecuencia de este problema, otorgue acceso a la cámara y al micrófono a la aplicación Lumify en el dispositivo receptor antes de recibir una llamada de Reacts.

## Modo revisión

- La reproducción de imágenes exportadas utilizando el reproductor de Windows Media en un PC con Windows podría causar vacíos en la reproducción. Utilice un reproductor multimedia diferente para evitar este problema.
- (Solo dispositivos Android) Girar el dispositivo podría hacer que desaparezcan las anotaciones.
- (Solo dispositivos Android) En modo-M o Doppler pulsado, cambiar a una vista de pantalla completa podría causar que las anotaciones cambien de posición.
- (Solo dispositivos Android) Las anotaciones realizadas en modo-M o Doppler pulsado podrían cambiar de posición en la Revisión.
- (Solo dispositivos iOS) Cuando se desplaza hasta la parte inferior de una larga lista de exámenes guardados, el último examen de la lista podría quedar truncado por el borde de la pantalla.
- (Solo dispositivos iOS) Al exportar cualquier examen, imagen o bucle, debe mantener lumify activo en primer plano hasta que se complete la exportación para asegurar el funcionamiento correcto y la transferencia de datos.

## Mantenimiento del sistema

(Solo dispositivos iOS) Es posible que el dispositivo móvil iPad mini 5 no pueda cargarse cuando está conectado al módulo de alimentación de Lumify (LPM). Para asegurarse de que el LPM y el dispositivo móvil iPad mini 5 estén completamente cargados, cárguelos por separado.

---

### Philips Ultrasound LLC

22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA  
[www.philips.com/ultrasound](http://www.philips.com/ultrasound)

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados. Publicado en EE. UU.  
La reproducción o transmisión completa o parcial, de cualquier modo o mediante cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico o de otro tipo, está prohibida sin el consentimiento previo por escrito del titular de los derechos de autor.



Philips Medical Systems Nederland B.V.  
Veenpluis 6  
5684 PC Best  
The Netherlands

