

# Information om användning

Lumify diagnostiskt ultraljudssystem  
20 maj 2023



4535 621 67871 Rev A




## Om denna information om användning

Information om användning innehåller information som klargör vissa systemresponser som kan missuppfattas eller ge upphov till svårigheter för användaren. Granska informationen om användning och spara ett exemplar tillsammans med systemets manualer. Anslå om så är lämpligt informationen i närheten av ultraljudssystemet.

## Information om märkning

Spara *snabbhandboken* som medföljer leveransen. Den innehåller märkningsinformation om Lumify diagnostiskt ultraljudssystem.

## Använda systemet

- (Endast Android-enheter) I PW Doppler-läget kan ljudet sluta att fungera om du fryser och sedan snabbt stoppar frysningen av undersökningen. Ibland kan problemet lösas genom att du avslutar och startar om PW Doppler-läget.
- (Endast Android-enheter) Om du roterar enheten medan du byter från 2D-läge till PW Doppler-läge kan programmet sluta att fungera.
- (Endast Android-enheter) Ett fruset spår kanske inte skalas korrekt när du ändrar inställningen för svephastighet.
- (Endast Android-enheter) När du visar PW Doppler-läge i liggande helskärmvisning täcker bilden för reglaget avsluta helskärmsvy  bilden för reglaget för invertering av spåret, men aktiveringsområdet för reglaget för invertering av spåret  ligger kvar överst. När du trycker på reglaget för att avsluta helskärmsvyn kan spåret i stället inverteras.
- (Endast Android-enheter) I PW Doppler-läget kan 2D-bilden bli förvrängd om du, efter att du växlat till spektralkurvan, justerar reglaget **Djup**  och växlar tillbaka till 2D-bilden.
- Reglagen **Snabbt flöde** och **Långsamt flöde** kan överlappa något i färgläget. Detta framstår oftast på 5:e generationens mobila iPad-enheter i liggande orientering. Det påverkar inte reglagens funktion.
- (Endast iOS-enheter) När du manuellt korrigerar fältet för patientens **Födelsedatum** på formuläret **Patientinfo**, uppstår det ett fel när du tar bort och sedan anger alla fyra siffrorna i året på nytt. För bästa resultat anger du hela datumet på nytt.
- (Endast iOS-enheter) Navigeringsfältet, inklusive **Bakåt**-reglaget, saknas på formuläret **Kontaktinformation** (som kan nås från **Kundinformation** i **Inställningar**). Om du vill lämna sidan måste du ange kundinformationen och sedan trycka på **Fortsätt**.
- (Endast iOS-enheter) Lumify-strömmodulen (LPM) kan gå in i viloläge om du avslutar Lumify-programmet eller låter mobilenheten gå in i viloläge. Om du försöker återuppta skanningen med LPM i viloläge visas ett meddelande om anslutningsfel. Tryck på knappen på baksidan av LPM för att väcka upp den.

## Använda Reacts (endast Android-enheter)

Om du svarar på ett Reacts-samtal från en annan Lumify-enhet kan det göra att Lumify-programvaran stängs av plötsligt. För att begränsa förekomsten av det här problemet beviljar du Lumify-appen åtkomst till kameran och mikrofonen på den mottagande enheten innan du tar emot ett Reacts-samtal.

## Granskning

- Uppspelning av exporterade loopar i Windows Media Player på en Windows-dator kan orsaka luckor i uppspelningen. Undvik detta problem genom att använda en annan mediaspelare.
- (Endast Android-enheter) Om du roterar enheten kan det leda till att noteringar försvinner.
- (Endast Android-enheter) I M-läget eller PW Doppler-läget kan växling till helskärmsvy leda till att noteringarna ändrar position.
- (Endast Android-enheter) Noteringar i M-läge eller PW Doppler-läge kan ändra position i Granska.
- (Endast iOS-enheter) När du rullar längst ned i en lång lista över sparade undersökningar kan den sista undersökningen i listan skäras av vid kanten av skärmen.
- (Endast iOS-enheter) När du exporterar undersökningar, bilder eller loopar ska du hålla Lumify aktivt i förgrunden tills exporten är klar för att säkerställa korrekt funktion och dataöverföring.

## Systemunderhåll

(Endast iOS-enheter) iPad mini 5 kan eventuellt inte laddas när den är ansluten till Lumify-strömmodulen (LPM). Kontrollera att LPM och iPad mini 5 är fulladdade genom att ladda dem separat.

---

### Philips Ultrasound LLC

22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA  
[www.philips.com/ultrasound](http://www.philips.com/ultrasound)

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Med ensamrätt. Publicerat i USA.  
Återgivning eller överföring av hela eller delar av detta dokument, i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt eller på annat sätt, är förbjudet utan föregående skriftligt samtycke från upphovsrättsinnehavaren.



Philips Medical Systems Nederland B.V.  
Veenpluis 6  
5684 PC Best  
The Netherlands

