

# 操作註記

Lumify 診斷超音波系統

2023 年 5 月 20 日



4535 621 67911 Rev A

## 關於本操作註記

操作註記包含相關資訊，釐清某些可能造成使用者誤解或困擾的系統回應。請檢閱操作註記，並隨系統手冊留存備份。請在超音波系統附近適當張貼操作說明。

## 標示資訊

建議您保留出貨時隨附的*快速指南*，其中包含 Lumify 診斷超音波系統的標示資訊。

## 使用系統

- (僅限 Android 裝置) 在 PW 都卜勒模式中，快速將檢驗停格和取消停格可能導致音訊停止運作。退出並重新進入 PW 都卜勒模式有時可以解決問題。
- (僅限 Android 裝置) 從 2D 模式變更為 PW 都卜勒模式時旋轉裝置可能導致軟體停止運作。
- (僅限 Android 裝置) 變更掃描速度設定時，凍結的描繪可能無法正確縮放。
- (僅限 Android 裝置) 以全螢幕橫向檢視 PW 都卜勒模式時，退出全螢幕檢視  控制項的影像會覆蓋翻轉描繪  控制項的影像，但翻轉描繪控制項的啟動區仍維持在上方。輕觸控制項以退出全螢幕檢視時，描繪有可能翻轉。
- (僅限 Android 裝置) 在 PW 都卜勒模式中，如果切換至光譜描繪後調整 **Depth**  旋鈕並且切換回 2D 影像，2D 圖像可能發生扭曲。
- **Fast Flow** 和 **Slow Flow** 控制項在彩色 (Color) 模式中可能稍微重疊。此情形最常出現在第五代 iPad 行動裝置橫向擺放時。這並不會影響影像控制項的功能。
- (僅限 iOS 裝置) 當您手動更正患者在 **Patient Info** 表單上的 **Date of Birth** 欄位時，若清除和重新輸入年份的全部四位數，將會導致錯誤發生。要獲得最佳結果，請重新輸入整個日期。
- (僅限 iOS 裝置) 導覽列 (包括 **Back** 控制項) 從 **Contact Information** 表單上消失 (從 **Settings** 的 **Customer Information** 存取)。若要離開頁面，您必須輸入您的客戶資訊，然後輕觸 **Continue**。
- (僅限 iOS 裝置) 如果您離開 Lumify 應用程式或允許行動裝置進入休眠模式，Lumify 電源模組 (LPM) 可能進入休眠模式。如果您嘗試在休眠模式下恢復使用 LPM 掃描，會收到連線錯誤訊息。若要喚醒 LPM，按下 LPM 背面的按鈕。

## 使用 Reacts (僅限 Android 裝置)

接聽其他 Lumify 裝置的 Reacts 來電，可能導致 Lumify 軟體無預警關閉。爲了減少這類問題發生，在接收 Reacts 來電之前，請將接收裝置的 Lumify 應用程式開啓攝影機和麥克風存取權限。

## 檢閱

- 在 Windows PC 的 Windows Media Player 中播放匯出的連續畫面，可能導致播放時出現間隙。使用不同的媒體播放器以避免此問題。
- (僅限 Android 裝置) 旋轉裝置可能導致造影註記消失。
- (僅限 Android 裝置) 在動態-模式或 PW 都卜普勒模式中，切換至全螢幕檢視可能導致造影註記變更位置。
- (僅限 Android 裝置) 在動態-模式或 PW 都卜普勒模式中生成的造影註記，可能在 Review 中變更位置。
- (僅限 iOS 裝置) 當您捲動至儲存檢驗的長列清單底部時，清單中的最後檢驗可能會被螢幕邊緣截除。
- (僅限 iOS 裝置) 在匯出任何檢驗、影像或連續畫面時，Lumify 應保持在前景，直到匯出完成，確保操作及資料傳輸正確。

## 系統維護

(僅限 iOS 裝置) iPad mini 5 行動裝置連接至 Lumify 電源模組 (LPM) 時可能無法充電。爲了確保 LPM 和 iPad mini 5 行動裝置皆充滿電，請分開充電。

---

Philips Ultrasound LLC  
22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA  
[www.philips.com/ultrasound](http://www.philips.com/ultrasound)

© 2023 Koninklijke Philips N.V. 版權所有。出版地點：美國。  
未經版權所有人事先書面同意，任何人均不得以任何形式或電子、機械或其他任何方式，複製或傳送本出版品之全部或部分。



Philips Medical Systems Nederland B.V.  
Veenpluis 6  
5684 PC Best  
The Netherlands

