

Accessory Cleaning and Inspection Instructions - EN

Before resuming therapy on your new or replacement machine, **visually inspect the following accessories** for evidence of black foam particles:

- Tubing
- Mask components (mask, cushions, and integrated tubing)
- Humidifier tank and seals (if applicable)

If there is no evidence of black foam particles on any of these components:

- Clean each component per their respective instructions for use.
- Reassemble and resume therapy on your new device.

If visible black foam particles are evident on any of these components:

- Contact your equipment provider for replacement options (prior to restarting therapy).

Directives de nettoyage et d'inspection des accessoires - FR-CA

Avant de reprendre le traitement à l'aide de votre nouvel appareil ou votre appareil de remplacement, **inspectez visuellement les accessoires suivants** pour vous assurer qu'il n'y a pas de traces de particules de mousse noires :

- tubulure;
- composants du masque (masque, coussinets et tubes intégrés);
- réservoir d'eau et joints d'étanchéité (s'il y a lieu).

S'il n'y a aucune trace de particules de mousse noires sur l'un de ces composants :

- nettoyez chaque composant selon leurs instructions respectives;
- réassemblez votre nouvel appareil et reprenez le traitement.

S'il y a des traces de particules de mousse noires apparentes sur l'un de ces composants :

- communiquez avec votre fournisseur d'équipement pour connaître les options de remplacement (avant de reprendre le traitement).

Instrucciones de limpieza e inspección de accesorios - ES

Antes de reanudar la terapia en su dispositivo nuevo o de sustitución, **inspeccione visualmente los siguientes accesorios** para comprobar si presentan evidencia de partículas de espuma negra:

- Tubos.
- Componentes de la mascarilla (mascarilla, almohadillado y tubos integrados).
- Tanque y juntas del humidificador (si corresponde).

Si no hay evidencia de partículas de espuma negra en cualquiera de estos componentes:

- Limpie cada componente según sus respectivas instrucciones de uso.
- Reensamble y reanude la terapia en su nuevo dispositivo.

Si hay evidencia de partículas de espuma negra visibles en cualquiera de estos componentes:

- Póngase en contacto con el proveedor de su dispositivo para consultar las opciones de sustitución que tiene (antes de reiniciar la terapia).

REF 1151515



1151515 R02
RWS 09/22/2021