

Accessory Cleaning and Inspection Instructions - EN

Before starting or resuming therapy on your new or replacement machine, **visually inspect the following accessories** for evidence of black foam particles or any particulate contamination:

- Tubing
- Mask components (mask, cushions, and integrated tubing)
- Humidifier airflow path, including tank and seals (if applicable)

If there is no evidence of black foam particles or any particulate contamination on any of these components:

- Clean each component per their respective instructions for use.
- Reassemble and resume therapy on your new device.

If visible black foam particles or any particulate contamination are evident on any of these components:

- DO NOT USE.
- Contact your equipment provider for replacement options (prior to restarting therapy).

Directives de nettoyage et d'inspection des accessoires - FR-CA

Avant de commencer ou de continuer la thérapie sur votre nouvel appareil ou sur votre appareil de remplacement, **inspectez visuellement les accessoires suivants** afin de déceler toute trace de particules de mousse noire ou de particules contaminées :

- la tubulure;
- les composants du masque (masque, coussinets et tubes intégrés);
- le conduit d'air de l'humidificateur, ainsi que le réservoir et les joints (le cas échéant)

S'il n'y a aucune trace de particules de mousse noire ou de particules contaminées sur l'un de ces composants :

- nettoyez chaque composant selon leurs instructions respectives;
- réassemblez votre nouvel appareil et reprenez le traitement.

Si des traces de particules de mousse noire ou de particules contaminées sont visibles sur l'un de ces composants :

- NE PAS UTILISER.
- communiquez avec votre fournisseur d'équipement pour connaître les options de remplacement (avant de reprendre le traitement).

Instrucciones de limpieza e inspección de accesorios - ES

Antes de iniciar o reanudar la terapia en su dispositivo nuevo o de sustitución, **inspeccione visualmente los siguientes accesorios** para comprobar si presentan evidencia de partículas de espuma negra o cualquier contaminación por partículas:

- Tubos.
- Componentes de la mascarilla (mascarilla, almohadillado y tubos integrados).
- Ruta del flujo de aire del humidificador, incluidos el tanque y las juntas (si corresponde).

Si no hay evidencia de partículas de espuma negra ni cualquier contaminación por partículas en ninguno de estos componentes:

- Limpie cada componente según sus respectivas instrucciones de uso.
- Reensamble y reanude la terapia en su nuevo dispositivo.

Si hay evidencia de partículas de espuma negra visibles o cualquier contaminación por partículas en cualquiera de estos componentes:

- NO UTILIZAR.
- Póngase en contacto con el proveedor de su dispositivo para consultar las opciones de sustitución que tiene (antes de reiniciar la terapia).

REF 1151515



1151515 R04
RWS 03/17/2022