

Pålidelig inhalationsbehandling

OptiChamber Diamond hjælper dig med at få din inhalationsmedicin helt ned i lungerne, der hvor det virker.

Følg disse instruktioner, og læs også brugsvejledningen i æsken som følger med din OptiChamber Diamond.



Fjern hæfterne fra både inhalationsmedicinen samt din OptiChamber Diamond. Hvis der er nogen form for fremmedelegemer i kammeret, skal disse fjernes før brug.



Indsæt mundstykket fra din inhalationsmedicin i den flexible del på OptiChamber Diamond



Hvis det er nødvendigt med en maske, placer da masken på din OptiChamber Diamond i modsatte ende af kammeret, og vrid let så masken sidder tæt og stabilt.



Ryst din OptiChamber Diamond.



Slut læberne tæt omkring mundstykket. Pust ud. Tryk én gang på inhalationsmedicinen og tag 2-5 indåndinger.*



Hvis OptiChamber Diamond 'fløjter' under indånding. Træk da vejret roligere. Hold vejret i op til 8 sekunder, og ånd derefter ud.



Hvis du benytter en maske, skal denne placeres tæt omkring næse og mund. Tryk én gang på inhalationsmedicinen og tag 2-5 indåndinger.*



Når du trækker vejret vil en udåndningsventil åbne sig så du bedre kan følge din inhalationsbehandling.

*Hvis din læge har ordineret mere end ét pust, vent da ca. 1 minut og gentag herefter trin 4-8.