

PHILIPS

InnoSpire Go

Nébuliseur portable
en maille

Réduit la durée de traitement de 25%*

L'appareil InnoSpire Go, simple et silencieux, a été conçu spécialement pour réduire la durée de traitement et simplifier la vie de vos patients.

À l'aide d'une technologie de maille vibrante cliniquement prouvée, adoptée dans les hôpitaux du monde entier, InnoSpire Go permet d'administrer tous les traitements respiratoires habituels.



Simple comme un jeu d'enfant...



1. Remplissage

Soulevez le couvercle vert, versez le médicament et InnoSpire Go est prêt à l'emploi.



2. Traitement

Appuyez sur le bouton Marche et l'appareil InnoSpire Go lance la nébulisation.



3. Nettoyage

Retirez l'embout buccal et rincez-le rapidement à l'eau chaude.

* Par rapport à son prédécesseur Aeroneb Go.

InnoSpire Go propose de suivre un traitement en toute simplicité et permet aux patients de prendre leur traitement correctement.



Traitement en 4 minutes**

Traitement efficace par aérosol, avec signaux sonores et visuels pour indiquer la fin du traitement – avant l'arrêt automatique de l'appareil.



Un silence presque complet

Un petit appareil de thérapie, portable et discret, permettant à vos patients de prendre leur traitement où et quand ils le souhaitent.



Batterie intégrée

Une batterie rechargeable longue durée offrant jusqu'à 30 traitements en une seule charge.



Simple, en deux parties

L'embout buccal, facilement détachable, simplifie l'utilisation, le nettoyage et l'entretien d'InnoSpire Go, pour une meilleure adhérence.***

Données concernant l'aérosol InnoSpire Go

	Salbutamol 2,5 ml	Bromure d'ipratropium 2 ml	Budésonide 2 ml
DAMM μm	3,99	3,93	4,84
Fraction alvéolaire en % particules < 5 μm	64,4%	65,3%	52,1%
Durée de traitement (min:s)	4,18	3,44	3,34
Volume résiduel ml	0,3	0,2	0,3



Tableau des caractéristiques techniques

Batterie	Lithium ion
Dimensions	7,0 cm x 4,5 cm x 13,5 cm
Poids	111 g
Garantie	Nébuliseur 2 ans Embout buccal 1 an

** Avec 2,5 ml de salbutamol

*** Un masque pour les enfants ayant des difficultés à utiliser l'embout buccal est fourni.

Pour en savoir plus – <http://www.philips.ch/respironics>



© 2017 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.
Les spécifications techniques sont sujettes à modifications sans préavis.
Philips Respironics et Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd sont des filiales de Philips.



Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd
Chichester Business Park, City Fields Way
Tangmere, Chichester PO20 2FT Royaume-Uni
DS 8/31/17 PN483913
<http://www.philips.ch/respironics>