

PHILIPS

Ultrasonido

Lumify



Philips Lumify

Un sistema de ultrasonido
en un transductor.

La primera solución de ultrasonido basada en aplicaciones.



Lumify aporta tres décadas de **experiencia e innovación en imágenes** a los profesionales en el punto de atención.

¿Y si...ya no tuviese que sacrificar la calidad de imagen por la portabilidad y la facilidad de uso?


Lumify ofrece imágenes de calidad Philips y flexibilidad con tres transductores para ayudarlo a realizar un diagnóstico inmediato:

- Matriz curva de banda ancha C5-2
- Conjunto lineal de banda ancha L12-4
- Conjunto en fase de banda ancha S4-1


Philips Lumify le brinda el poder de enviar y compartir rápidamente imágenes, notas y datos de diagnóstico por correo electrónico, DICOM a PACS, una red compartida o un directorio local.

Simplemente conecte el transductor al puerto USB del dispositivo inteligente compatible y estará listo para comenzar a escanear.

Nuestros transductores y nuestra aplicación móvil incorporan décadas de experiencia e innovación en imágenes de ultrasonido para ayudarlo a tomar decisiones informadas.



Manguito rotador/hombro




Carótida



Vesícula biliar




Vena cava inferior



Arteria carótida y vena yugular



Quiste de riñón



Tendón del bíceps



Eje corto del ventrículo izquierdo



Un emocionante avance en la tecnología de imágenes en el **punto de atención.**

Lumify es un sistema de ultrasonido móvil basado en aplicaciones en su dispositivo Android compatible.



Lleve imágenes con calidad de Philips directamente a sus pacientes cuando sea necesario, para un diagnóstico y tratamiento más rápido.

Con tres simples pasos, está listo para comenzar.

1



Descargue

la aplicación Lumify para su dispositivo inteligente.

2



Conecte

el transductor Lumify a su dispositivo inteligente compatible.

3



Escanee

con la calidad excepcional de la tecnología para imagenología de Philips.



Lumify combina todas las ventajas de la innovación de Philips para ofrecerle una capacidad de ultrasonido verdaderamente móvil.

Lumify combina todas las ventajas de la innovación de Philips para ofrecerle una capacidad de ultrasonido verdaderamente móvil.

Diagnóstico y tratamiento más rápidos

Nuestros transductores ofrecen una calidad de imagen excepcional y un desempeño fiable. Lumify también cuenta con una interfaz simplificada para realizar un escaneo en el punto de atención.

Las imágenes de ultrasonido de alta calidad ahora están disponibles en su dispositivo inteligente compatible con Lumify, la aplicación móvil y la solución de hardware de Philips. El transductor más nuevo de Lumify, el S4-1, tiene preajustes para exámenes cardíacos, abdominales con pulmón, obstetricia/ginecología y FAST. Nuestro transductor L12-4 es compatible con una variedad de aplicaciones clínicas, incluida la exploración de tejidos blandos, musculoesquelética, pulmonar y vascular. El C5-2 ofrece ajustes preestablecidos abdominales con pulmón y vesícula biliar, y capacidades de obstetricia y ginecología.

Brindar atención a los pacientes

Lumify permite a los pacientes recibir una ecografía en el punto de atención, cuando sea necesario.

Lumify es un ultrasonido móvil basado en una aplicación en un dispositivo Android. Sus transductores pequeños, ergonómicos y livianos permiten que los médicos en el punto de atención lleven Lumify a los pacientes. Lumify es un ultrasonido portátil confiable, ya que puede escanear continuamente durante 2 a 4 horas, según su dispositivo.

Mejorar el acceso al ultrasonido

Puede mezclar y combinar la cantidad de transductores y dispositivos inteligentes para satisfacer sus necesidades.

Cuando compre Philips Lumify, recibirá:

- Un transductor Lumify de Phillips
- Una aplicación para ultrasonido Lumify
- Actualizaciones de software constantes
- Garantía del fabricante en el hardware
- Acceso al mantenimiento y la educación de Philips

Para obtener más información sobre la flexibilidad, simplicidad y calidad del ultrasonido Lumify, visite www.philips.com/lumify.

©2017 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Philips se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones o a discontinuar cualquier producto en cualquier momento, sin previo aviso ni obligación, y no será responsable por las consecuencias que resulten del uso de esta publicación. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos propietarios.



www.philips.com/lumify

JUL 2017