

PHILIPS

Tomografia
computadorizada

Acesse mais

Philips Access CT



Acesse

o verdadeiro valor

Os profissionais de saúde estão sendo solicitados a fornecer diagnósticos confiáveis para um vasto tipo de necessidades dos pacientes, enquanto gerenciam simultaneamente as restrições de custos. E, ao procurarem atender a essas demandas, eles precisam de parceiros de tecnologia confiáveis que possam simplificar a propriedade da TC e permitir que se concentrem nos pacientes. Essas questões levantam um desafio significativo:

Como as instituições podem fornecer o nível de atendimento clínico de que seus pacientes precisam, garantindo, ao mesmo tempo, que sua prática opere com lucro?



Seja para investir no seu primeiro scanner de TC ou expandir sua capacidade de atender às necessidades de saúde da sua comunidade, o Access CT fornece o que você precisa em uma solução de TC - desde sua amplitude clínica ao valor econômico e ao suporte e serviço confiáveis.

O Access CT permite que você acesse mais:

- + **Aumento de encaminhamentos**
- + **Mais economia**
- + **Um parceiro de confiança**

Descubra como o Access CT o ajudará a concretizar a visão que você tem da sua prática com um investimento inteligente. E permitirá que você **acesse mais**.

Acesse

aumento de encaminhamentos

Oferecendo qualidade de imagem consistente em uma ampla variedade de necessidades clínicas, o Philips Access CT ajudará a aumentar as oportunidades de encaminhamento.


+ Satisfação dos médicos responsáveis pelo encaminhamento

A plataforma de fluxo de trabalho inteligente iFlow automatiza e simplifica o fluxo de trabalho no console. Possibilite uma alta qualidade de imagem para médicos responsáveis por encaminhamento usando as ferramentas inteligentes iFlow para melhorar a consistência de operador para operador a cada etapa.



+ Maior amplitude clínica

comoda pacientes de tamanhos diferentes sem comprometer a qualidade da imagem.



Expanda de maneira eficiente os seus recursos com aplicações avançadas disponíveis no console para permitir um pós-processamento simplificado.



Perfusão cerebral



Análise de nódulo pulmonar



Planejamento odontológico



Colonoscopia CT




Análise de vasos

+ **Confiança no diagnóstico**

Obtenha a confiança no diagnóstico necessária para atrair e reter pacientes.



O modo de escaneamento de 70 kVp reduz a dose em até 20%.



O escaneamento de 1220 mm mostra alta resolução em comprimentos longos.

Acesse mais economia



Indisponível nos EUA.


O Philips Access CT está equipado com ferramentas que possibilitarão que sua organização opere com mais eficiência e economia.

+ Maior vida útil do tubo

Reduza o custo de substituição de tubos - o custo contínuo mais significativo da propriedade de TC - com o iDose4, um algoritmo de reconstrução comprovado que permite a redução de mA enquanto mantém a qualidade da imagem.

+ Qualidade consistente das imagens

Melhore a consistência de operador para operador com o conjunto de recursos de automação iFlow que ajuda a minimizar os custos associados aos novos escaneamentos.



O fluxo de trabalho automatizado iFlow reduz a variabilidade em cada etapa da rotina do tecnólogo.



Indisponível nos EUA.

Acesse um parceiro de confiança

+ Maximize seu tempo de atividade e elimine preocupações com a propriedade de TC com a especialização, as ferramentas e o treinamento da Philips.



Fácil integração

Comece a escanear os pacientes mais rapidamente com a interface de usuário automatizada iFlow, que simplifica o treinamento para seus tecnólogos.



Monitoramento proativo 24/7

Mantenha seu foco no atendimento ao paciente com monitoramento contínuo que resolve problemas antes que eles possam afetar suas operações diárias.



Serviços remotos

Os serviços remotos permitem uma taxa de resolução em primeira instância de 74%* - possibilitando que você faça o escaneamento rapidamente caso haja um problema.



Indisponível nos EUA.

A aquisição de um scanner de TC é um investimento importante que afetará sua prática e a saúde da sua comunidade por muitos anos. O Philips Access CT permite aumento dos encaminhamentos, custos operacionais mais eficientes e suporte confiável - criando o retorno sobre o investimento que você procura. Para que você e seus pacientes possam verdadeiramente **acessar mais**.



+ Acesse mais flexibilidade

O Access CT está disponível para 6, 16 e 32 cortes, proporcionando o valor certo para qualquer orçamento.



© 2018 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

A Philips reserva o direito de realizar alterações nas especificações e/ou descontinuar qualquer produto a qualquer momento sem aviso prévio ou obrigações e não será responsável por quaisquer consequências do uso desta publicação.

Acesse www.philips.com/AccessCT

Impresso nos Países Baixos.
4522 991 33801 * MAR 2018
Access CT não está disponível nos EUA.