

PHILIPS

Ultrassom

Série Compacto 5000



MSK e procedimentos Compacto, sem comprometer o desempenho

A série Compacto 5000 para procedimentos musculoesqueléticos e POC

Alguns sistemas de ultrassom compactos têm capacidades tão pequenas quanto seu tamanho. A série Compacto 5000 para Point of Care é diferente. É compacto sem comprometer o desempenho, atendendo às necessidades de orientação e avaliação de procedimentos em consultórios com alta demanda de ultrassom musculoesquelético, vascular, mamário, endócrino ou intervencionista.

Desempenho avançado para avaliação e procedimentos

A série Compacto 5000 inclui muitos dos avanços do ultrassom premium da Philips—incluindo uma ampla variedade de transdutores lineares de alta frequência da Philips, como PureWave eL18-4, L12-3ERGO e L15-7io — em um sistema portátil com fluxo de trabalho otimizado, para gerar insights valiosos no local de atendimento.



Portabilidade

Leve recursos de varredura avançados, como o MicroFlow Imaging (MFI) e o transdutor eL18-4 com visualização de agulhas para avaliação e orientação de procedimentos com um sistema compacto que possui arquitetura compartilhada com os sistemas de ultrassom premium da Philips.



Desempenho

Melhore sua capacidade de chegar a um diagnóstico definitivo ou obtenha orientação clara durante procedimentos com os recursos avançados de ultrassom da Philips, algoritmos de imagem e tecnologias de ponta, como transdutores PureWave, xRes e SonoCT para uma qualidade de imagem excepcional, mesmo em pacientes tecnicamente difíceis.




Fluxo de trabalho otimizado

Aproveite a arquitetura compartilhada dos sistemas de ultrassom Philips EPIQ e Affiniti para examinar mais pacientes, mais rapidamente, com interfaces de usuário, touch screen, recursos e fluxo de trabalho familiares, oferecendo alta produtividade com clareza de nível premium.

Leve o cuidado onde for necessário

Obtenha uma qualidade de imagem excepcional por meio do transdutor PureWave eL18-4 com visualização de agulhas.



Realize exames com conforto, aproveitando a ergonomia do sistema, que inclui um touch screen de 10" com ângulo de visão ajustável.



Conte com um conhecimento especializado mais amplo diretamente do sistema de ultrassom usando a colaboração em tempo real com teleultrassom multiprofissional* para acesso a outros membros da equipe para consulta e treinamento.



Simplifique o serviço e a manutenção com um sistema modular com arquitetura e transdutores familiares.



A série Compacto 5000 apresenta mobilidade premiada.



red dot award
product design



Inicialize rapidamente a partir do modo de transporte e faça varreduras por até 2 horas usando baterias estendidas.



Apoie suas práticas de controle de infecções com um painel de controle selado que responde ao toque com luvas e é compatível com uma variedade de desinfetantes e soluções de limpeza. †




Direcione seus dados facilmente ao destino certo com relatórios estruturados DICOM.



Escolha uma configuração flexível de notebook com carrinho e/ou maleta de transporte. ‡

Compatível com transdutores de todo o portfólio da Philips para aproveitar ao máximo seu investimento



* * Contrato necessário. O uso para diagnóstico, o acesso remoto por meio de dispositivo móvel ou navegador, o recurso multiprofissional e a conexão sistema a sistema exigem a versão 2.0 ou superior. Não se destina ao uso com QApps.

† <https://www.philips.com.au/healthcare/resources/feature-detail/ultrasound-care-and-cleaning>.

‡ As malas de transporte são vendidas separadamente.

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados. A Philips se reserva o direito de alterar especificações e/ou de descontinuar qualquer produto a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação, e não se responsabiliza por quaisquer consequências resultantes do uso desta publicação.



www.philips.com
Impresso nos Países Baixos.

0000908-00-01 * MAR 2025