



Lumify*



Serie Compact 5000



Affiniti



EPIQ

Comunicación por voz	●	●	●	●
Mensajería de texto		●	●	●
Compartir pantalla	●	●	●	●
Control remoto*,†		●	●	●
Calidad de diagnóstico remoto*			●	●
Compartición de activost		●	●	●
Multiconferencia*			●	●
Conexión sistema a sistema*			●	●
Sistema operativo del usuario remoto:				
- Windows (a través de aplicación, navegadores Chrome y Edge)	●	●	●	●
- Mac OS con navegadores Chrome y Edge*	●		●	●
- iOS*	●		●	●
- Android*	●		●	●

*Requiere versión 7.0.5 o superior. El uso diagnóstico y el acceso remoto mediante dispositivo móvil o navegador requieren versión 9.0 o superior.

La multiconferencia y la conexión sistema a sistema requieren versión 10.0 o superior.

** Lumify se utiliza con dispositivo Android.

† Disponible solo con la aplicación de Windows.