



PHILIPS

RESPIRONICS

Terapia do sono

Acessórios para dispositivo PAP

Doce
despertar



Acessórios para dispositivo PAP

para maior conforto e liberdade de movimento

Descubra novas formas de otimizar a sua experiência de terapia:

- Desfrute de uma melhor qualidade de vida com uma diversidade de acessórios que lhe permitem viajar comodamente com o seu sistema de terapia do sono ou guardar os componentes discretamente em casa





Bateria para dispositivo PAP

Ligue o seu dispositivo de terapia do sono em casa ou em viagem com a bateria de íões de lítio para o dispositivo PAP da Philips Respironics, a qual foi concebida para proporcionar uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) aos seus dispositivos de terapia do sono DreamStation ou System One.

Concebida para ter tranquilidade

Ao utilizar a fonte de alimentação ininterrupta (UPS) integrada na bateria, ajudará a reduzir as interrupções da terapia quando ocorrem cortes de energia. Se a bateria permanecer ligada à fonte de alimentação do seu dispositivo de terapia do sono da Philips Respironics, este estará sempre carregado e pronto para viajar.

Cómoda para viagens

Esta é a nossa bateria mais leve e compacta. É ideal para quem faça campismo ou se hospede em hotéis, etc. A bateria utiliza a fonte de alimentação do seu dispositivo de terapia do sono da Philips Respironics para reduzir o número de cabos necessários durante uma viagem.



Principais benefícios

- A bateria proporciona mais de 14 horas de autonomia*.
- Tempo de recarregamento: 3-4 horas.
- Indicação de carga/descarga através de iluminação de botão de pressão
- É compacta e leve, pesando apenas 1,02 kg.
- Cumpre os requisitos da FAA (Administração Federal de Aviação) estabelecidos para viagens de avião (bateria de íões de lítio de 90 W).
- Não é necessária qualquer prescrição médica.
- Possui uma garantia de seis meses.
- A sua bateria de íões de lítio é ecológica.



Mala de transporte

Cabo e adaptadores do dispositivo

Componentes

O kit de bateria é compatível com os dispositivos de terapia do sono DreamStation e System One da Philips Respironics. Inclui uma bateria de íões de lítio recarregável, um cabo para o dispositivo, 2 adaptadores (para utilização apenas com a série System One 50) e uma mala para a bateria.

É compatível com os dispositivos CPAP e BiPAP da DreamStation, da série System One 60 e da série System One 50. Utiliza a fonte de alimentação da DreamStation ou System One. Não está incluída uma fonte de alimentação adicional.

Especificações

Dimensões: 3,175 cm x 13,335 cm x 22,86 cm
Peso: 1,02 kg.

Informação para encomendas

Bateria de íões de Lítio para Dispositivo PAP**

Referência

1126942



*Condições de teste de tempo de funcionamento do dispositivo: Modo CPAP, pressão de 10 cm H₂O, sem humidificação aquecida nem tubos aquecidos.

**Bateria de íões de Lítio para Dispositivo PAP para utilização com os dispositivos CPAP, BiPAP, autoSV e BiPAP AVAPS e os dispositivos de terapia do sono BiPAP S/T DreamStation e System One da Philips Respironics. Inclui um conjunto de bateria de íões de lítio recarregável, um cabo para o dispositivo PAP e uma mala para a bateria.



Mala de transporte da DreamStation

A mala de transporte da DreamStation* permite-lhe transportar de forma discreta, cómoda e compacta o seu dispositivo de terapia do sono e consumíveis DreamStation sempre que viajar.

Cómoda

A mala inclui uma fonte de alimentação de 65 W da DreamStation que é mais leve e compacta do que a fonte de alimentação de 80 W padrão da DreamStation. A fonte de alimentação de 65 W alimenta o dispositivo DreamStation** e a porta USB incluída pode ser utilizada para carregar equipamentos, tais como um smartphone e outros dispositivos eletrónicos durante as viagens.

Compacta

A mala leve, em tecido rígido, oferece a combinação ideal de proteção e portabilidade. Os respetivos compartimentos individuais acomodam o dispositivo DreamStation** e permitem manter os consumíveis arrumados. A bolsa de rede mantém os tubos em segurança no lugar.

Discreta

A mala foi concebida para tornar as viagens com o equipamento de terapia do sono mais cómodas. O revestimento do encaixe moldado ajuda-o a embalar cuidadosamente o dispositivo PAP e acessórios. A mala pode ser acoplada a uma mala com rodinhas e a parte superior com fecho facilita a inspeção de segurança nos aeroportos. Num avião, cabe facilmente no compartimento superior ou debaixo no banco.

Principais benefícios

- Tranquilidade, porque o tecido rígido da mala protege o seu dispositivo de terapia do sono durante a viagem.
- A fonte de alimentação incluída proporciona uma maior comodidade quando se viaja.
- A porta USB existente na fonte de alimentação de 65 W suprime a necessidade de um carregador adicional.
- O revestimento do encaixe moldado foi concebido para o ajudar a arrumar cuidadosamente os componentes do dispositivo PAP.



Máscara

Fonte de alimentação com porta USB

Cabo da fonte de alimentação

DreamStation sem humidificador

Tubos

Componentes

A mala acomoda o seu dispositivo de terapia do sono DreamStation da Philips Respironics (apenas insuflador, sem humidificador), a sua máscara e tubos, uma fonte de alimentação de 65 W c/ porta USB e uma correia da mala amovível.

Especificações

Dimensões: 26,46 cm x 10 cm x 35 cm

Informação para encomendas

Kit de Viagem DreamStation (incl. fonte de alimentação de 65 W c/ porta USB)

Referência

EU1120135

*O dispositivo DreamStation não inclui nem a máscara nem o tubo

**Sem humidificador



Correia da mala

Correia de ombro amovível



Mala de viagem para dispositivo PAP com bolsa amovível para portátil

A mala de viagem para dispositivo PAP* oferece-lhe a opção de transporte multifuncional que acomoda a maioria dos dispositivos de terapia PAP e humidificadores, um portátil e outros itens pequenos. Viajar com um sistema de terapia do sono é agora mais fácil e eficiente.

A mala de viagem inclui duas bolsas que podem ser comodamente unidas com um fecho de correr e transformadas numa mala de bagagem de mão. O dispositivo de terapia e os acessórios adaptam-se confortavelmente aos compartimentos personalizáveis num dos lados da mala, sendo possível encaixar de forma segura, no outro lado, o portátil e respetivos acessórios em bolsas de grandes dimensões. Dispõe ainda de espaço para livros, revistas e outros artigos de viagem pequenos.

Principais benefícios

- Os compartimentos da mala protegem o dispositivo de terapia do sono e os acessórios durante a viagem.
- A parte superior com fecho facilita a inspeção de segurança nos aeroportos.
- As duas bolsas fecham-se e abrem-se facilmente para que qualquer uma delas possa ser transportada separadamente.
- As suas dimensões são inferiores ao tamanho máximo estabelecido pela FAA para bagagem de mão (Administração Federal de Aviação).
- Graças ao seu baixo peso, pode ser transportada facilmente.
- Foi concebida para encaixar numa mala com rodinhas.



Fonte de alimentação

Tubo

DreamStation com humidificador**



Bolsa para portátil amovível

Correia de ombro amovível

Componentes

A mala acomoda a maioria dos dispositivos de terapia PAP e acessórios e computadores portáteis de tamanho padrão.

Especificações

Dimensões: 40,99 cm x 30,5 cm x 19,99 cm
Cor: Preta

Informação para encomendas

Mala de viagem para dispositivo PAP/Portátil

Referência

1114784

*DreamStation, fonte de alimentação e tubos não incluídos.

**Ou outro sistema de terapia PAP com humidificador.



Organizador de máscara e tubos para cabeceira da cama

O organizador para cabeceira da cama permite-lhe arrumar de forma cómoda a sua máscara e tubo sem que a sua mesinha de cabeceira fique desorganizada – tanto em casa como em viagem. Além disso, protege os componentes do pó e assegura que estão sempre prontos para serem utilizados.

O organizador possui uma aba pesada que permite pendurá-lo na mesinha de cabeceira ou entre o colchão e o estrado. Inclui até um compartimento com fecho para colocar a máscara e os tubos, o que faz do organizador o companheiro ideal para viagens.

Principais benefícios

- O organizador proporciona um local limpo e discreto para armazenar a máscara e o tubo quando não estiverem a ser utilizados.
- O seu design enquadra-se muito bem no quarto.
- Pode ser utilizado numa mesinha de cabeceira ou entre o colchão e o estrado.

Especificações

Dimensões: 20,3 cm x 27,8 cm x 9,5 cm
Cor: Cinzento claro

Informação para encomendas

Organizador para cabeceira da cama

Referência

1122135



Almofadas CPAP nasais LiquiCell®

A LiquiCell* é uma almofada fina e maleável infundida com um fluido, que pode ser aplicada virtualmente em qualquer local da face, tornando-a muito versátil. A almofada melhora o conforto atuando como uma barreira entre a face e a máscara do utilizador. Um suave adesivo prende a almofada, no lugar.

Informação para encomendas

Almofadas CPAP nasais LiquiCell, embalagem de 30

Referência

1109097

*LiquiCell é uma marca comercial registada da Birchwood Laboratories, Inc.





© 2017 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.