

PHILIPS

Monitorização
de pacientes

Deteção precoce. Intervenção inteligente.

Monitor de sinais vitais
EarlyVue VS30 da Philips



Procura uma forma eficiente de identificar pacientes em risco? De reduzir erros e atrasos por causa da transcrição manual de sinais vitais para o registo médico eletrónico (EMR)? E de melhorar as comunicações entre os profissionais de saúde?

Conheça o EarlyVue VS30 da Philips de forma mais detalhada



Quanto mais cedo, melhor

O EarlyVue VS30 da Philips foi concebido para alterar a monitorização de sinais vitais. O EarlyVue VS30 liberta o poder da escala de alerta precoce (EWS, *Early Warning Scoring*), combinada com recomendações à cabeceira, para que possa prestar cuidados de saúde de forma confiante e proativa.

Consultar as notificações à cabeceira

- Apresente os graus e as recomendações de risco com protocolos de EWS personalizáveis

Agilizar o fluxo de trabalho

- Documente avaliações completas dos pacientes com até 35 campos personalizáveis (QuickCapture)
- Automatize os cálculos da EWS e as recomendações baseadas em riscos (QuickAlerts)
- Desfrute de novas opções de eficiência nos fluxos de trabalho clínicos seguros (QuickCheck e SSO)

Monitorizar com precisão os sinais vitais e muito mais

Quando as condições do paciente requerem uma atenção redobrada, altere a estratégia de verificação pontual para a monitorização automática do intervalo da pressão arterial e para a monitorização contínua de SpO₂, impulsos, CO₂ e frequência de respiração.

Inclui as seguintes opções Masimo rainbow SET™:

- SpO₂ com definições de sensibilidade
- Frequência de respiração contínua
- Hemoglobina total não invasiva

Ligar-se diretamente aos sistemas de informação do hospital

Digitalize as etiquetas e a ID do paciente com um leitor de códigos de barras/RFID sem licença. Em seguida, reproduza os dados do paciente do VS30 diretamente para o EMR através de HL-7 ou indiretamente através do Centro de informações de pacientes da Philips (PIC iX).



Criar eficiência

Pode personalizar o EarlyVue VS30 para aumentar a eficiência e a adesão ao protocolo e satisfazer as suas necessidades do fluxo de trabalho clínico.



Facilitar os cuidados de forma atempada

Apresente notificações baseadas em riscos no VS30 à cabeceira ou centralmente no Centro de informações de pacientes da Philips (PIC iX).



Proteger os dados do paciente

A nossa abordagem de segurança profunda combina o SO Linux, Wi-Fi seguro com a opção FIPS 140-2 e uma variedade de opções de configuração para proteger a privacidade e a segurança dos dados dos pacientes.

O investimento de monitorização que o acompanha

O monitor de sinais vitais EarlyVue VS30 é ajustado mediante pedido para acompanhar as diferentes exigências do seu hospital ou consultório.

Comece com as medições dos sinais vitais no EarlyVue VS30 e atualize conforme necessário. Escolha entre as opções disponíveis, tais como:

- Capnografia Microstream™
- Masimo rainbow SET™
- Várias opções para monitorização da respiração
- Hemoglobina total não invasiva
- Leitor de códigos de barras para aquisição automática de dados de identificação do paciente
- Módulo sem fios interno 802.11
- FIPS 140-2 para segurança sem fios adicional
- Registo de impressão integrado para cópias impressas no POC
- Capacidades de EWS avançadas

Consulte o seu representante de vendas local da Philips para saber mais sobre alertas móveis alargados e a forma como as soluções de cuidados gerais da Philips podem ajudar os profissionais de saúde a dar prioridade aos cuidados dos pacientes com base nas avaliações de risco da EWS e nos protocolos de práticas.

A educação clínica facilita o fluxo de trabalho

Os serviços de gestão clínica e de alterações da Philips podem ajudar a simplificar o fluxo de trabalho de cuidados gerais do seu hospital. Escolha entre uma gama de opções concebidas para o ajudar a aproveitar todo o potencial dos monitores Early VS30 para melhorar o fluxo de trabalho clínico e melhorar os cuidados dos pacientes.

Simplificar o fluxo de trabalho clínico e ficar atento aos seus pacientes de dia e de noite com o monitor de sinais vitais EarlyVue VS30.

Deteção precoce. Intervenção inteligente.

Para saber mais sobre o EarlyVue VS30, contacte o seu representante de vendas local da Philips.