



PHILIPS

Ultrassom

Soluções em
Point of Care

Poderosa ferramenta
em Point of Care.

Soluções de ultrassom da Philips em Point of Care

Temos o compromisso de oferecer a você uma solução inovadora de ultrassom que proporciona o atendimento rápido sempre que você precisar prestar cuidados independentemente do lugar. Inspirados em suas ideias, reunimos pessoas e tecnologia avançada para que você possa tomar decisões confiáveis em Point of Care.

Inovando para a melhor decisão com precisão e confiança.

Trabalhando com os médicos no dia a dia, criamos uma gama de soluções para atender às suas necessidades em Point of Care.

Nossa inovação é impulsionada por você

Trabalhamos para entender seus maiores desafios em Point of Care e, em seguida, usamos nossa experiência para desenvolver soluções que ajudam você a enfrentá-los de maneira eficaz. Criamos o Lumify, o primeiro sistema de ultrassom baseado em app da Philips, para que você possa ter a liberdade de transformar seu dispositivo smart em um sistema de ultrassom portátil para prestar cuidados onde necessário. O SPARQ tem detalhes pensados, como uma interface de usuário inteira em vidro fácil de limpar, porque você nos disse o quanto valoriza o suporte para suas iniciativas no controle de infecções. Além disso, cada sistema de ultrassom Philips possui os recursos DICOM e de transferência de imagens que você espera. Plataformas de educação e presenciais ajudam você a tornar o ultrassom no Point of Care mais eficaz e a manter nosso serviço classificado como o melhor da sua categoria a mais de 20 anos.




Primeiro sistema de ultrassom baseado em aplicativo da Philips, o Lumify realiza imagens de ultrassom excepcionais para qualquer dispositivo móvel compatível.

Philips Lumify Um ultrassom ultraportátil excepcional a partir do seu dispositivo smart

O Philips Lumify está pronto quando você estiver, oferecendo recursos de diagnóstico em ultrassom ultraportátil a partir do seu smartphone ou dispositivo portátil compatível. Leve a tecnologia diretamente aos seus pacientes sempre que necessário, proporcionando diagnóstico e tratamento oportunos. O Lumify também oferece o primeiro recurso de teleultrassom integrado da Philips, desenvolvido com a plataforma **Reacts**, para que você possa transmitir simultaneamente exames de ultrassom ao vivo, em vídeo e áudio.



Philips SPARQ e CX50 contam com a tecnologia do PureWave para imagens de alta qualidade até mesmo com pacientes tecnicamente difíceis



PZT convencional (x800)

Cristal PureWave (x800)

Os cristais puros e uniformes PureWave são 85% mais eficientes que a tecnologia piezoelétrica convencional, resultando em um desempenho excepcional.



O **SPARQ** equilibra harmoniosamente capacidade de limpeza, confiabilidade, desempenho e facilidade de uso com uma interface de usuário inteira em vidro e uma tela articulada.



Este sistema de ultrassom compacto de Point of Care oferece desempenho e recursos premium em uma ampla gama de aplicações.



Philips SPARQ Fazendo mais no Point of Care

Trabalhando com médicos, o Philips SPARQ foi projetada especificamente para o Point of Care, com toques bem pensados, como uma interface de usuário inteira em vidro para controle de infecções. Aplicações clínicas variadas permitem que você trabalhe com rapidez e facilidade, oferecendo mais tempo para se concentrar no paciente. Compatível com os transdutores PureWave, o sistema permite que você obtenha imagens mesmo em pacientes tecnicamente difíceis com alta qualidade de imagem.

Philips InnoSight A portabilidade para scaneamentos rápidos e de rotina com facilidade

O Philips InnoSight é um sistema de ultrassom altamente portátil e fácil de usar, com uma ampla variedade de recursos para várias aplicações de Point of Care. O InnoSight fornece o desempenho e a portabilidade de um sistema baseado em tablet com os recursos de um sistema avançado no Point of Care.





Praticidade e confiança no atendimento **Point of Care**

Sistema de ultrassom	Compatibilidade com transdutor	Presets específicos		
Lumify	C5-2, L12-4, S4-1	Abdominal ¹ , Cardíaco, FAST, Vesícula Biliar, Ginecologia, Pulmão, Musculoesquelético, Obstetrícia ² , Tecido mole ³ , Superficial, Vascular		
SPARQ	C5-1 PureWave, C6-2, C9-4v, L12-4, L12-5 50, L15-7io, S4-2, S5-1 PureWave, X7-2t PureWave	Abdominal, Cardíaco, FAST, Ginecologia, Pulmão, Musculoesquelético ¹ , Nervo ¹ Obstetrícia, Ocular, Coluna Vertebral, Superficial, TEE, Vascular ⁴ , Acesso vascular		
CX50	C5-1, C10-3v, L12-3, L15-7io, S4-2, S5-1, X7-2t, X8-2t, D2cwc, D5cwc	Abdominal, Cardíaco, FAST, Ginecologia, Pulmão, Musculoesquelético ¹ , Nervo ¹ , Obstetrícia ² , Pediátrico ⁵ , Partes pequenas ^{1,3} , Tecido mole ³ , Superficial, TEE, TEE pediátrico, Vascular ⁴ , Acesso vascular		
InnoSight	C6-2, C9-4v, L12-4, S4-2	Abdominal, Cardíaco, Ginecologia, Musculoesquelético ¹ , Nervo ¹ , Obstetrícia ³ , Pediátrico ⁶ , Partes Pequenas ^{1,3} , Superficial, Urologia ⁷ , Vascular ^{1,4}		

Os sistemas de ultrassom da Philips para Point of Care incluem otimizações adicionais e específicas para o seguinte:

- 1 Exames superficiais e profundos
- 2 Ecocardiografia fetal e coração fetal
- 3 Tireoide, testículo e mama
- 4 Arterial, venoso e TCD
- 5 Cabeça, abdômen e rim

©2019 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados. A Philips reserva o direito de realizar alterações nas especificações e/ou descontinuar qualquer produto a qualquer momento sem aviso prévio ou obrigações e não será responsável por quaisquer consequências do uso desta publicação.



Philips do Brasil
 Av. Marcos Pentead de Ulhoa Rodrigues, 939
 Barueri – SP
 CEP: 06460-040
 + 55 11 2529 0600 de segunda a sexta-feira das 8h00 às 17h00.

<https://www.philips.com.br/healthcare/resources/landing/ultrassom>