



PHILIPS

Ultrassonografia

3300

Versátil, acessível com recursos avançados

Sistema de Ultrassom Philips 3300 para Obstetrícia e Ginecologia

O Sistema de Ultrassom Philips 3300 para Obstetrícia e Ginecologia é um sistema de ultrassom versátil e confiável que ajuda você a oferecer cuidados obstétricos de alta qualidade sem sobrecarregar orçamentos ou recursos. O sistema é fácil de aprender e de usar, com design ergonômico, ferramentas de automação para OB e fluxo de trabalho simples e eficiente, permitindo que você se concentre no que mais importa: oferecer um atendimento positivo para a mãe e o bebê.

Fácil de usar

O sistema de ultrassom foi ergonomicamente projetado para ajudar a deixar seu fluxo de trabalho diário mais eficiente.

Uma variedade de aplicações clínicas

- Abdominal
- Obstetria
- Ginecologia
- Cardiologia
- Vascular
- Pediátrica
- Pequenas partes
- Músculo-esquelético
- Transcraniana
- Contraste
- Compatível com guias de biópsia

Monitor de 54,6 cm (21,5 pol.) articulado para facilitar a visualização e dobrável para facilitar o transporte

Aquecedor de gel com controle de temperatura

Teclado retrátil para facilitar o uso

Entrada para ECG

Rodas giratórias de quatro direções

A tela sensível ao toque semelhante a um tablet de 25,7 cm (10,1 pol.) oferece fácil navegação para os controles mais usados, reduzindo o pressionamento de botões

Painel de controle elegante, simplificado para o seu fluxo de trabalho diário

Unidade de CD/DVD

Quatro portas ativas e acesso ao transdutor com uma mão

Treinamento no local em que você precisa



Aumente a confiança para novos usuários em seu local de trabalho e ajude a manter os custos de treinamento gerenciáveis com um módulo de treinamento *on-cart* que oferece uma orientação passo a passo na realização de exames e procedimentos obstétricos padrão.

Automação avançada para resultados confiáveis

Simplificar leituras e obter resultados confiáveis com recursos de automação para OB

Com suporte a uma ampla gama de pacientes, o sistema conta com a automação avançada Philips para ajudar você a monitorar de forma eficiente mãe e bebê sempre que uma análise for necessária. A excelente qualidade de imagem oferece uma base sólida para a tomada de decisões clínicas informadas.

Biometry Assist




Praticamente todos os exames de ultrassom obstétrico incluem medidas padronizadas de estruturas fetais para avaliar tendências de idade e crescimento. Uso de inteligência anatômica da anatomia fetal para precolocar automaticamente os cursores de medição em estruturas selecionadas, que os usuários podem rapidamente aceitar ou editar. Isso ajuda a reduzir as etapas de medição convencionais e agiliza a criação do relatório obstétrico.

NT Assist



Mede automaticamente a espessura da translucência nucal durante os exames do primeiro trimestre. Simplifica seu fluxo de trabalho e ajuda a aumentar a confiabilidade da medição. Disponível nos transdutores C6-2 e V6-2.

Contagem de folículos



Uso de algoritmo proprietário da Philips para identificar automaticamente folículos ovarianos e calcular o tamanho e o número de folículos durante um exame ginecológico 2D. Simplifica, encurta e padroniza o processo de avaliação de folículo para melhorar ambos os resultados e a experiência da paciente. Não requer software 3D/4D e está disponível no transdutor convexo C9-4v 2D, que é 50% mais barato do que um transdutor de volume 3D.*

Renderização facial do bebê



Suporte para um amplo conjunto de ferramentas 3D/4D, incluindo uma nova ferramenta de visualização que produz imagens altamente realistas da anatomia fetal e ginecológica. Fonte de luz interna virtual para iluminação em qualquer local dentro do volume 3D para uma clareza excepcional da anatomia.

Transdutores de banda larga Philips que também são compatíveis com nossos sistemas *premium* e *high end*, com excelente qualidade de imagem, reduzindo o custo geral de propriedade.



*Com base na comparação dos preços de referência mundial dos transdutores de volume Philips ClearVue e Affiniti com os do transdutor C9-4v 2D 3300.

Serviços que funcionam para você

O valor do sistema de ultrassom da Philips vai muito além da tecnologia. Com todos os sistemas de ultrassom Philips 3300, você tem acesso à nossa premiada organização de serviços, nosso financiamento competitivo e programas educacionais que o ajudam a obter o máximo do seu sistema.

©2020 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados. A Philips reserva-se o direito de fazer alterações nas especificações e/ou de descontinuar qualquer produto, a qualquer momento, sem aviso ou obrigação prévios e não será responsabilizada por possíveis consequências resultantes do uso desta publicação.



www.philips.com

Impresso na Holanda 4522 991
60891 * AGOSTO DE 2020