



IntelliVue Support Tool (Biomed Lizenz) Software Gebühren:
 Erstlizenz 5.500,00 € zzgl. MwSt.
 Jede weitere Lizenz 2.000,00 € zzgl. MwSt.

- Die Software muss grundsätzlich immer käuflich erworben werden.
- Beim Kauf einer Software Lizenz erhält der Kunde lebenslangen Support.
- Vertragskunden, bei denen das IVST Bestandteil des Vertrags ist, erhalten Produktsupport über die gesamte Vertragslaufzeit.
- **Hinweis:** Support Tool Lizenzen sind Personengebunden. Alle Aktivitäten mit dem Support Tool werden gespeichert.

Technische Weiterbildungen – Philips IntelliVue Patientenmonitore

Update/Advanced Training + SupportTool Mark2



Zielgruppe und Voraussetzung

Die Teilnahme am IntelliVue Basiskurs IV 1.x (ehemals MP/MX 1.x) ist Voraussetzung. Andernfalls kann keine Buchung in dem IV 2.x (ehemals MP/MX 2.x) erfolgen. Techniker und Ingenieure von Philips Krankenhauskunden mit ersten technischen und applikativen Grunderfahrungen am Philips IntelliVue Patientenmonitorsystem und physiologischen Grundkenntnissen. Es werden Kenntnisse in der Patientenüberwachung vorausgesetzt. Der Teilnehmer sollte mit der Gebrauchsanweisung des Support Tools und mit dem Configuration Guide vertraut sein.

Kursinhalte

- Diskussion der praktischen Erfahrungen
- vertiefende Applikation MP/MX-Serie
- Transportkonzept
- PIIC Classic und PIIC iX Übersicht
- Systemwerkzeuge und good to know
- Troubleshooting Netzwerke und zentrale Überwachung
- Praktische Übungen zur Fehlersuche und Reparatur
- Detaillierte Übersicht über die Anwendungsmöglichkeiten des IntelliVue Biomed Support Tools Mark2
 - Überblick Biomed Lizenz
 - Unterstützte Produkte
 - Systemvoraussetzungen
 - Übersicht der Anwendungsmöglichkeiten
 - Installation des Support Tools
 - Einstellungen am PC
 - Einführung in die Support Tool Oberfläche
 - Monitor Konfigurationen auslesen und erstellen
 - Auslesen von Status Logs und Device Reports
 - Screenshot am Patientenmonitor aufnehmen
 - Software Up- oder Downgrade durchführen
 - Ändern der Produkt- und Seriennummer und Software Reload nach Reparatur
- Praktische Beispiele/Übungen zur Anpassung von Bildschirmlayouts

- Archivieren und Clonen von Einstellungen und Konfigurationen
- Software Reload nach Tausch von Ersatzteilen
- Systempflege durch Firmware & Software Updates der Komponenten
- Möglichkeiten der erweiterten Fehleranalyse und proaktive Systemfernüberwachung

Lernziele

Dieser Kurs vermittelt den Teilnehmern aufbauendes Know-how zur professionellen Betreuung der installierten Monitorsysteme durch Optimierung der vorhandenen Konfiguration und Erfahrungsaustausch in Zusammenhang mit wiederkehrenden Fehlerquellen und deren effizienter Beseitigung unter Hilfenahme des Philips IntelliVue Biomed Support Tools Mark2.

Konditionen

Dauer 4 Tage
Teilnehmer max. 12 Personen
Veranstaltungsort Hamburg
Kursgebühr 2.830,00 € zzgl. MwSt.

Falls vorhanden, bringen Sie Ihren Laptop mit der installierten Support Tool Software mit. Das Support Tool wird Ihnen ansonsten, während des Trainings, von uns bereitgestellt. Ihre persönliche IntelliVue Support Tool Lizenz kann erst nach dem Training beantragt werden.

Kurs-Nr.	Termine	Zeiten
2019-IV 2.1	19.03.–22.03.2019	Tag 1–3: 09.00–17.00 Uhr
2019-IV 2.2	18.06.–21.06.2019	
2019-IV 2.3	21.10.–24.10.2019	Tag 4: 09.00–14.00 Uhr
2019-IV 2.4	19.11.–22.11.2019	