

Οδηγίες χρήσης:

Το ακόλουθο αντίγραφο ιστοσελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ιστοσελίδα της επιχείρησής σας για επικοινωνία με πελάτες.

Η Philips Respironics ανακοίνωσε μια ενημερωτική επιστολή ειδοποίησης ασφαλείας για αναπνευστήρες συνεχούς και μη συνεχούς πίεσης (συγκεκριμένες συσκευές CPAP, BiLevel PAP και αναπνευστήρες) εξαιτίας δύο ζητημάτων που σχετίζονται με τον αφρό πολυουρεθάνης με βάση πολυεστέρα (PE-PUR) για τη μείωση του ήχου που χρησιμοποιείται σε αυτές τις συσκευές. Για πληροφορίες σχετικά με την ενημερωτική επιστολή ειδοποίησης ασφαλείας, την πλήρη λίστα των επηρεαζόμενων προϊόντων και τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα philips.com/src-update. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για τυχόν απορίες.