


Veradius Unity



Технические характеристики			
№ п/п	Характеристика	При эксплуатации	Доставка/Хранение
	Габариты (ШхГхВ)		2800x1150x1650
	Вес, кг	с- дуга: 310 мобильная станция: 195	750
	Подключение к эл. сети	200-240 В, 50-60 Гц	
	Тепловыделение, Вт	1000	
	Напряжение на трубке, кВ	120	
	Сетевой предохранитель	16 А (медленный)	

BV Endura 9" & 12"



Технические характеристики			
№ п/п	Характеристика	При эксплуатации	Доставка/Хранение
	Габариты (ШхГхВ)		2800x1150x1650
	Вес, кг	с- дуга: 310 мобильная станция: 195	670
	Подключение к эл. сети	200-240 В, 50-60 Гц	
	Тепловыделение, Вт	ожидание: 1000 при работе: 1500	
	Напряжение на трубке, кВ	????	
	Сила тока при 220 В	длительно 10 А в моменте до 25 А	
	Сетевой предохранитель	16 А (медленный)	

Zenition 70



Технические характеристики			
№ п/п	Характеристика	При эксплуатации	Доставка/Хранение
	Габариты (ШхГхВ)		2800x1150x1650
	Вес, кг	с- дуга: 310 мобильная станция: 195	670
	Подключение к эл. сети	200-240 В, 50-60 Гц	
	Тепловыделение, Вт	1000 Вт	
	Напряжение на трубке, кВ	120	
	Сила тока при 220 В	длительно 5 А в моменте до 12 А	

Zenition 50



Технические характеристики			
№ п/п	Характеристика	При эксплуатации	Доставка/Хранение
	Габариты (ШхГхВ)		2800x1150x1650
	Вес, кг	с- дуга: 312 мобильная станция: 140	705
	Подключение к эл. сети	200-240 В, 50-60 Гц	
	Тепловыделение, Вт	1000 Вт	
	Напряжение на трубке, кВ	120	
	Сила тока при 220 В	длительно 6 А в моменте до 10 А	