



Библиотека интерфейсов IntelliBridge

Семейство решений для подключения устройств IntelliBridge позволяет подключать устройства от ряда производителей медицинских устройств к системам мониторинга пациентов Philips IntelliVue. Архитектура решений Philips IntelliBridge выходит за рамки простого сбора данных для целей ведения документации и может поддерживать интеграцию комплексных данных в реальном времени, таких как кривые сигналов (только ЕС10) и информацию о тревогах от устройств, а также пересылку таких данных из подключенных медицинских устройства для дальнейшей обработки в такие системы, как:

- Централизованный мониторинг и управление тревогами.
- Передача сигналов тревог на мобильные устройства медицинского персонала.
- Загрузка соответствующих данных в электронную медицинскую карту.

Оглавление

Библиотека интерфейсов IntelliBridge.....	1
Индивидуальный мониторинг пациентов (1).....	2
Индивидуальный мониторинг пациентов (2).....	3
Системы мониторинга пациентов	4
Респираторная поддержка	5
Наркозно дыхательные аппараты	6
Аппараты Гемодиализа.....	7
Инфузионные устройства (1)	8
Инфузионные устройства (2)	9
Внутриартериальный баллонный контрпульсатор.....	10
Система для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)	10
Нагреватель для новорожденных (вормер).....	10
Системы для экстракорпорального плазмафереза.....	11
Системы парентерального/энтерального питания	11

*Проконсультируйтесь с производителем устройства для получения детальной информации

**Обозначает соединение с концентратором Philips IntelliBridge EC40/80

Индивидуальный мониторинг пациентов (1)

Производитель	Устройство	EC5, номер интерфейса	EC10, номер драйвера	EC10, Поддержка тревог	Драйвер	IBS/PIC iX с поддержкой сигнализации DEV	Тип подключения
Aspect	<i>См. Medtronic</i>						
CASMED	FORE-SIGHT MC-2030(C) FORE-SIGHT	101	101	Да	Да	Да	Хаб**
	ELITE	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
Cheetah Medical	NICOM	101	101	Да	Да	Да	Хаб**
	Starling SV	102	101	Да	Да	Да	Хаб**
Cosmed	Quark RMR7/Omnia	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
Danmeter	Cerebral State Monitor	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
Datascope	Смотрите Mindray						
Deltex	CardioQ-ODM/EDM CardioQ-	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
	ODM+/EDM+	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
Ewards Lifesciences	EV1000	711	711	Да	Да	Да	Хаб**
	EV1000NI	711	-	-	Да	Да	Хаб**
	Vigilance	701	701	Да	Да	Да	Хаб**
	Vigilance II	702	702	Да	Да	Да	Хаб**
	Vigileo	703	703	Да	Да	Да	Хаб**
FLOWSENSE	URINFO2000 *	Специальный	101	Да	Да	Да	Хаб**
Fujita Medical	TOS-OR	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
Hamamatsu	NIRO 200NX	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
	tNIRS	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
Hospira	<i>См. ICU Medical и Masimo</i>						
ICU Medical (Hospira)	Q2 Plus	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
Kohken	Model 9200 tcpO2/pCO2 *	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
LiDCO	LiDCOplus	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
	LiDCOrapid	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
Linde	<i>См. Radiometer</i>						
Maquet	EIRUS	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
Maquet (Pulsion)	PiCCO2	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
	PulsioFlex *	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
Masimo	Radical (+ RDS1)	101	101	Да	Да	Да	Хаб**
	Radical 7 (+ RDS1)	101	101	Да	Да	Да	Хаб**
	Radical 7C (+ RDS1)	101	101	Да	Да	Да	Хаб**
	Radical 7 touch (+ RDS1 or Root)	101	101	Да	Да	Да	Хаб**
	SEDline (+ Root) (not Hospira)	101	101	Да	Да	Да	Хаб**
Medis	CardioScreen 1000	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
	CardioScreen 2000	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
	Niccomo	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
Medtronic (Aspect)	BIS VISTA	808	808	Да	Да	Да	Хаб**
Medtronic (Somanetics)	INVOS 5100C *	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
Narcotrend	NI Module *	Недоступно	101	Да	Да	Да	Хаб**
Nihon Kohden	OLG-2800 series	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
	9200 transcutaneous pO2/pCO2 monitor	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
Nonin Medical	EQUANOX™, Model 7600 SenSmart™	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
	Model X-100	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
Osypka Medical	AESLON	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
	ICON / AESLON-mini *	Специальный	101	Да	Да	Да	Хаб**
Philips (Respironics)	NM3	102	101	Нет	Да	Нет	Хаб**
Philips	TcG10 tcgas monitor***	301	301	Да	-	-	Хаб**
Pulsion	<i>См. Maquet</i>						

***Драйвер EC10 и интерфейс EC5 могут быть заказаны только вместе с монитором TcG10 tcgas.

Если необходимо, драйвер EC10 может быть установлен на любой модуль EC10 специалистами сервисной поддержки Philips.

*Проконсультируйтесь с производителем устройства для получения детальной информации

**Обозначает соединение с концентратором Philips IntelliBridge EC40/80

Индивидуальный мониторинг пациентов (2)

Производитель	Устройство	EC5, номер интерфейса	EC10, номер драйвера	EC10, Поддержка тревог	Драйвер	IBS/PIC iX с поддержкой сигнализации DEV	Тип подключения
Radiometer (Linde)	MicroGas 7650*	101	101	Да	Да	Да	Хаб**
Radiometer	TCM CombiM*	101	101	Да	Да	Да	Хаб**
	TCM4*	101	101	Да	Да	Да	Хаб**
	TCM40*	101	101	Да	Да	Да	Хаб**
	TCM TOSCA*	101	101	Да	Да	Да	Хаб**
	TOSCA 500*	101	101	Да	Да	Да	Хаб**
Respiratory Motion	ExSpirom 1Xi*	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
Respironics	См. Philips						
RGB-Medical	TOFF-CUFF	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
Senspec	V-Spec™ Monitoring	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
SenTec	Digital Monitor (SDM)*	Специальный	101	Да	Да	Да	Хаб**
	OxiVent (SDM)*	Специальный	101	Да	Да	Да	Хаб**
Shinsei	PO-850 A	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
Somanetics	См. Medtronic						
Sphere	Proxima	104	101	Да	Да	Да	Хаб**

*Проконсультируйтесь с производителем устройства для получения детальной информации

**Обозначает соединение с концентратором Philips IntelliBridge EC40/80

Системы мониторинга пациентов

Производитель	Устройство	EC5, номер интерфейса	EC10, номер драйвера	EC10, Поддержка тревог	Драйвер	IBS/PIC iX с поддержкой сигнализации DEV	Тип подключения
Dräger	Infinity Delta	720	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Infinity Delta XL	721	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Infinity Gamma	728	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Infinity Gamma XL	729	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Infinity Gamma XXL	730	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Infinity Kappa	731	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Infinity Kappa XLT	732	-	-	Да	Нет	Хаб**
GE Healthcare	S/5	717	-	-	Да	Нет	Хаб**
	S/5 Compact	717	-	-	Да	Нет	Хаб**
	S/5 Light	717	-	-	Да	Нет	Хаб**
	S/5 FM	717	-	-	Да	Нет	Хаб**
	S/5 with ADU	717	-	-	Да	Нет	Хаб**
	CARESCAPE B450	736	-	-	Да	Нет	Хаб**
	CARESCAPE B650	716	-	-	Да	Нет	Хаб**
	CARESCAPE B850	710	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Dash 3000	718	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Dash 4000	719	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Dash 5000	722	-	-	Да	Нет	Хаб**
	PROCARE B20	733	-	-	Да	Нет	Хаб**
	PROCARE B30	734	-	-	Да	Нет	Хаб**
	PROCARE B40	735	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Solar 8000i	709	-	-	Да	Нет	Хаб**
Solar 8000M	709	-	-	Да	Нет	Хаб**	
Solar 9500	712	-	-	Да	Нет	Хаб**	
Invivo	<i>См. Philips</i>						
Mindray (Datascope)	Accutorr Plus	706	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Passport 2	705	-	-	Да	Нет	Хаб**
Philips	Efficia Series	737	-	-	Да	Да	Хаб**
	Invivo Expression	713	-	-	Да	Нет	Хаб**
	IntelliVue MX Series	704	-	-	Да	Нет	Хаб**
	IntelliVue MP Series (w/o MP5)	704	-	-	Да	Нет	Хаб**
Siemens	SC 6000XL	728	-	-	Да	Нет	Хаб**
	SC 6002XL	729	-	-	Да	Нет	Хаб**
	SC 7000	720	-	-	Да	Нет	Хаб**
	SC 8000	731	-	-	Да	Нет	Хаб**
	SC 9000XL	721	-	-	Да	Нет	Хаб**
Spacelabs	Ultraview SL2200	723	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Ultraview SL2400	723	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Ultraview SL2600	723	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Ultraview SL2700	723	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Ultraview SL2800	723	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Ultraview SL2900	723	-	-	Да	Нет	Хаб**

*Проконсультируйтесь с производителем устройства для получения детальной информации

**Обозначает соединение с концентратором Philips IntelliBridge EC40/80

Респираторная поддержка							
Производитель	Устройство	EC5, номер интерфейса	EC10, номер драйвера	EC10, Поддержка тревог	Драйвер	IBS/PIC iX с поддержкой сигнализации DEV	Тип подключения
ACUTRONIC Med. System	fabian +nCPAP evolution	101	101	Да	Да	Да	Хаб**
	fabian HFO	101	101	Да	Да	Да	Хаб**
	fabian Therapy evolution	101	101	Да	Да	Да	Хаб**
Air Liquide Medical	Monnal T60	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
	Monnal T75	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
CareFusion (Viasys)	AVEA Comprehensive*	101	101	Да	Да	Да	Хаб**
	AVEA Standard*	101	101	Да	Да	Да	Хаб**
	LTV 1200	229	-	-	Да	Да	Хаб**
	VELA Comprehensive	236	-	-	Да	Да	Хаб**
	VELA Standard	236	-	-	Да	Да	Хаб**
	VELA Plus	236	-	-	Да	Да	Хаб**
Dräger Medical	Babylog 8000/ 8000 Plus/ 8000 SC	208	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Babylog VN500	213	213	Да	Да	Да	Хаб**
	Carina	218	218	Да	Да	Да	Хаб**
	Evita 2	204	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Evita 2 Dura	205	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Evita 4	203	203	Да	Да	Да	Хаб**
	Evita V300	231	231	Да	Да	Да	Хаб**
	Evita V500	206	206	Да	Да	Да	Хаб**
	Evita XL	202	202	Да	Да	Да	Хаб**
	Savina 300	207	207	Да	Да	Да	Хаб**
GE Healthcare	Engström Carestation	217	217	Да	Да	Да	Хаб**
	CARESCAPE R860	233	233	Да	Да	Да	Хаб**
Hamilton	C1	102	101	Да	Да	Да	Хаб**
	C2	102	101	Да	Да	Да	Хаб**
	C3	102	101	Да	Да	Да	Хаб**
	G5	102	101	Да	Да	Да	Хаб**
	Galileo	102	101	Да	Да	Да	Хаб**
	S1	102	101	Да	Да	Да	Хаб**
	T1*	102	101	Да	Да	Да	Хаб**
	Veolar ft.	230	-	-	Да	Нет	Хаб**
Imtmedical	bellavista*	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
Maquet	SERVO-i	209	209	Да	Да	Да	Хаб**
	SERVO-n	225	225	Да	Да	Да	Хаб**
	SERVO-s	210	210	Да	Да	Да	Хаб**
	SERVO-U	224	224	Да	Да	Да	Хаб**
	SERVO-air	234	234	Да	Да	Да	Хаб**
Medtronic	Puritan Bennett 840	201	201	Да	Да	Да	Хаб**
	Puritan Bennett 980	232	232	Да	Да	Да	Хаб**
Metran	Calliope α	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
	R100	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
Newport Medical	e360	238	-	-	Да	Да	Хаб**
Philips (Respironics)	Esprit	211	-	-	Да	Да	Хаб**
	V200	221	-	-	Да	Да	Хаб**
	V60	105	101	Да	Да	Да	Хаб**
	V680	105	101	Да	Да	Да	Хаб**
	Trilogy 202 (Trilogy O ₂ in Japan)	237	237	Да	Да	Да	Хаб**
Puritan Bennett	См. Medtronic						
Respironics	См. Philips						
SLE Limited	SLE5000	227	-	-	Да	Нет	Хаб**
Stephan	Sophie	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
	Stephanie	104	101	Да	Да	Да	Хаб**

*Проконсультируйтесь с производителем устройства для получения детальной информации

**Обозначает соединение с концентратором Philips IntelliBridge EC40/80

Наркозно дыхательные аппараты

Производитель	Устройство	EC5, номер интерфейса	EC10, номер драйвера	EC10, Поддержка тревог	Драй-вер	IBS/PIC iX с поддержкой сигнализации DEV	Тип подключения
ACOMA	KMA 1300Vi / Vs	105	101	Да	Да	Да	Хаб**
	PRO-NEXT +i / +s	105	101	Да	Да	Да	Хаб**
Dameca	IntelliSave AX700	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
Dräger Medical	Apollo	402	402	Да	Да	Да	Хаб**
	Fabius GS*	404	404	Да	Да	Да	Хаб**
	Fabius GS premium*	404	404	Да	Да	Да	Хаб**
	Fabius MRI*	404	404	Да	Да	Да	Хаб**
	Fabius OS*	404	404	Да	Да	Да	Хаб**
	Fabius Plus*	404	404	Да	Да	Да	Хаб**
	Fabius Tiro*	404	404	Да	Да	Да	Хаб**
	Narkomed 2B	409	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Narkomed GS	410	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Pallas	403	403	Да	Да	Да	Хаб**
	Perseus A500	412	412	Да	Да	Да	Хаб**
	PM 8050	416	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Primus	401	401	Да	Да	Да	Хаб**
	Primus IE	401	401	Да	Да	Нет	Хаб**
	Zeus	405	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Zeus IE	420	420	Да	Да	Да	Хаб**
GE Healthcare	Aespire 7100	414	414	Да	Да	Нет	Хаб**
	Aespire 7900	418	418	Да	Да	Нет	Хаб**
	Aespire View	419	419	Да	Да	Нет	Хаб**
	Aestiva, Aestiva/5, Aestiva/S5, Aestiva MRI со следующим вентиляторами:						
	-7100	408	408	Да	Да	Нет	Хаб**
	-7900	417	417	Да	Да	Нет	Хаб**
	Aisys	407	407	Да	Да	Да	Хаб**
	Aisys CS ²	422	422	Да	Да	Да	Хаб**
	Avance	406	406	Да	Да	Да	Хаб**
	Avance CS ²	421	421	Да	Да	Да	Хаб**
Carestation 600 series (650/650c/620)	423	423	Да	Да	Да	Хаб**	
Heinen & Loewenstein	Leon	101	101	Нет	Да	Нет	Хаб**
	LeonPlus	101	101	Нет	Да	Нет	Хаб**
Maquet	FLOW-i	411	411	Да	Да	Да	Хаб**
Mindray	Anesthesia A3	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
	Anesthesia A5	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
	Anesthesia A7	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
Senko Medical	MERA PIXYS	102	101	Нет	Да	Да	Хаб**

*Проконсультируйтесь с производителем устройства для получения детальной информации

**Обозначает соединение с концентратором Philips IntelliBridge EC40/80

Аппараты Гемодиализа

Производитель	Устройство	EC5, номер интерфейса	EC10, номер драйвера	EC10, Поддержка тревог	Драйвер	IBS/PIC iX с поддержкой сигнализации DEV	Тип подключения
Baxter Gambro	Prismaflex	803	803	Да	Да	Да	Хаб**
Fresenius Kabi	MultiFiltrate	-	-	-	Да	Нет	LAN

*Проконсультируйтесь с производителем устройства для получения детальной информации

**Обозначает соединение с концентратором Philips IntelliBridge EC40/80

Инфузионные устройства (1)

Производитель	Устройство	EC5, номер интерфейса	EC10, номер драйвера	EC10, Поддержка тревог	Драйвер	IBS/PIC iX с поддержкой сигнализации DEV	Тип подключения
Acromed	UniQueDOC (UniQueCONCEPT) со следующими устройствами: - Syramed μSP6000 Classic - Syramed μSP6000 Premium - Volumed μVP7000 Classic - Volumed μVP7000 Premium	Недоступно***	-	-	Да	Нет	LAN
B.Braun	fmComputer со следующими устройствами: - Infusomat fmS - Perfusor Compact - Perfusor Compact S - Perfusor fm	502	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Space Station Serial со следующими устройствами (Поддерживает до 12 насосов): - Infusomat Space - Perfusor Space	501	501	Да	Да	Да	Хаб**
	Space Station LAN Со следующими насосами (Поддерживает до 24 насосов): - Infusomat Space - Perfusor Space	Недоступно***	-	-	Да	Нет	LAN
CareFusion	Alaris CC Syringe Pump	517	-	-	Да	Да	Хаб**
	Alaris GH Syringe Pump	517	-	-	Да	Да	Хаб**
	Alaris PK Syringe Pump	517	-	-	Да	Да	Хаб**
	Alaris Gateway Рабочая станция со следующими насосами: Alaris CC Syringe Pump Alaris GH Syringe Pump Alaris GP Volumetric Pump Alaris GS Syringe Pump Alaris GW Volumetric Pump Alaris PK Syringe Pump Alaris TIVA Syringe Pump	Недоступно***	-	-	Да	Нет	LAN
Fresenius Kabi	Agilia Link+* со следующими насосам: Agilia Injectomat Agilia Injectomat MC Agilia Injectomat TIVA Agilia Volumat Agilia Volumat MC	512	512	Да	Да	Да	Хаб**
	Optima	518	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Orchestra Base A со следующими насосами: Module DPS, DPS +, DPS Visio Module MVP ms, MVP pt, MVP st	503	-	-	Да	Да	Хаб**
	Orchestra Base Intensive со следующими насосами: Module DPS, DPS +, DPS Visio Module MVP ms, MVP pt, MVP st	504	-	-	Да	Да	Хаб**
	Orchestra Base Primea со следующими насосами: Module DPS, DPS +, DPS Visio Module MVP ms, MVP pt, MVP st	505	-	-	Да	Да	Хаб**

***Устройство имеет подключение по LAN, соответственно не требует наличия интерфейса EC5 и концентратора EC40/80

*Проконсультируйтесь с производителем устройства для получения детальной информации

**Обозначает соединение с концентратором Philips IntelliBridge EC40/80

Инфузионные устройства (2)

Производитель	Устройство	EC5, номер интерфейса	EC10, номер драйвера	EC10, Поддержка тревог	Драйвер	IBS/PIC iX с поддержкой сигнализации DEV	Тип подключения
Hospira	MedNet up to Version 6.1 со следующими насосами: - Plum A+ - Plum A+3	Недоступно***	-	-	Да	Нет	LAN

***Устройство имеет подключение по LAN, соответственно не требует наличия интерфейса EC5 и концентратора EC40/80

*Проконсультируйтесь с производителем устройства для получения детальной информации

**Обозначает соединение с концентратором Philips IntelliBridge EC40/80

Внутриаортальный баллонный контрпульсатор

Производитель	Устройство	EC5, номер интерфейса	EC10, номер драйвера	EC10, Поддержка тревог	Драйвер	IBS/PIC iX с поддержкой сигнализации DEV	Тип подключения
Arrow International (Teleflex)	AutoCAT 2 IAP-0400	806	-	-	Да	Нет	Хаб**
	AutoCAT 2 IAP-0435	806	-	-	Да	Нет	Хаб**
	AutoCAT 2 WAVE IAP-0500	823	-	-	Да	Нет	Хаб**
	AutoCAT 2 WAVE IAP-0535	823	-	-	Да	Нет	Хаб**
Maquet	CARDIOSAVE Hybrid	Недоступно***	-	-	Да	Нет	LAN
	CARDIOSAVE Rescue	Недоступно***	-	-	Да	Нет	LAN
	CS100	804	804	Да	Да	Да	Хаб**
	CS300	807	807	Да	Да	Да	Хаб**
	System 97	813	-	-	Да	Нет	Хаб**
Teleflex	System 98XT	814	-	-	Да	Нет	Хаб**
Teleflex	Смотрите Arrow International						

Система для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)

Производитель	Устройство	EC5, номер интерфейса	EC10, номер драйвера	EC10, Поддержка тревог	Драйвер	IBS/PIC iX с поддержкой сигнализации DEV	Тип подключения
Senko Medical	MERA-HAS CFP	102	101	Да	Да	Да	Хаб**

Нагреватель для новорожденных (вормер)

Производитель	Устройство	EC5, номер интерфейса	EC10, номер драйвера	EC10, Поддержка тревог	Драйвер	IBS/PIC iX с поддержкой сигнализации DEV	Тип подключения
Atom	Dual Incu i 100	105	101	Да	Да	Да	Хаб**
	Incu i 101	105	101	Да	Да	Да	Хаб**
	Infa Warmer i 103	105	101	Да	Да	Да	Хаб**
Dräger Medical	Babytherm 8004	801	801	Да	Да	Да	Хаб**
	Babytherm 8010	801	801	Да	Да	Да	Хаб**
	Caleo	810	810	Да	Да	Да	Хаб**
	Isolette 8000	817	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Isolette C2000	817	-	-	Да	Нет	Хаб**
GE Healthcare	Giraffe Incubator	812	-	-	Да	Нет	Хаб**
	Giraffe Omnibed	811	-	-	Да	Нет	Хаб**

*Проконсультируйтесь с производителем устройства для получения детальной информации

**Обозначает соединение с концентратором Philips IntelliBridge EC40/80

Системы для экстракорпорального плазмафереза

Производитель	Устройство	EC5, номер интерфейса	EC10, номер драйвера	EC10, Поддержка тревог	Драйвер	IBS/PIC iX с поддержкой сигнализации DEV	Тип подключения
Medos	Deltastream MDC	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
Novalung GmbH	iLA activvee Console	104	101	Да	Да	Да	Хаб**
	i-COR Console	104	101	Да	Да	Да	Хаб**

Системы парентерального/энтерального питания

Производитель	Устройство	EC5, номер интерфейса	EC10, номер драйвера	EC10, Поддержка тревог	Драйвер	IBS/PIC iX с поддержкой сигнализации DEV	Тип подключения
Covidien	Kangaroo ePump	815	-	-	Да	Нет	Хаб**
Fresenius Kabi	Applix Smart	816	-	-	Да	Нет	Хаб**
Nutricia	Flocare Infinity	818	-	-	Да	Нет	Хаб**

*Проконсультируйтесь с производителем устройства для получения детальной информации

**Обозначает соединение с концентратором Philips IntelliBridge EC40/80



Названия устройств и производителей, прочие торговые марки и зарегистрированные знаки являются собственностью соответствующих держателей торговых марок.

Некоторые из перечисленных устройств могут быть недоступны в России или странах СНГ. Пожалуйста, свяжитесь с локальным представителем производителя в стране.

© 2017 Koninklijke Philips N.V. Все права зарегистрированы. Philips Healthcare является частью Royal Philips.

Philips Healthcare оставляет за собой право вносить изменения в спецификации и/или прекращать производство любого продукта в любое время без уведомления или дополнительных обязательств и не будет нести ответственности за любые последствия, связанные с использованием настоящей публикации.

Россия, международная версия: 20170712

С нами можно связаться www.philips.ru/healthcare healthcare@philips.com

Информация о продуктах и решениях www.philips.ru

*Проконсультируйтесь с производителем устройства для получения детальной информации

**Обозначает соединение с концентратором Philips IntelliBridge EC40/80