

MobileDiagnost wDR



Технические характеристики

№ п/п	Характеристика	При эксплуатации	Доставка/Хранение
	Габариты (ШхГхВ)	1350x670x1980	1430x820x2130
	Вес, кг	575	655
	Подключение к эл. сети	одна фаза, 200-240 В, 50-60 Гц	
	Максимальная мощность	1000 ВА	
	Тепловыделение, Вт	260 Вт (эксплуатация) 750 Вт (зарядка)	
	Напряжение на трубке, кВ	120	
	Сетевой предохранитель	16 А (медленный)	
	Нагрузка	760 кг/м ²	