


Philips Respironics medicinsk enhed sikkerhedsmeddelelse

Vi støtter dig igennem hele processen

Mens vi arbejder på at skaffe erstatningsenheder så hurtigt som muligt, vil vi gerne informere om de tiltag, vi arbejder på for at sikre, at din erstatningsenhed er sikker at bruge, så du kan føle dig tryk ved din nye enhed.



- Mens de berørte enheder indeholdt polyesterbaseret polyurethan (PE-PUR) lyddæmpende skumkomponent, er lyddæmpningsskum i alle nye og recertificerede enheder en silikoneskum, som overholder alle gældende teststandarder i industrien, herunder partikel og flygtige organiske forbindelser (VOC) emissionstest, og er autoriseret som led i vores udbedringsproces.
- Alle recertificerede enheder indeholder en ny blæser og luftsystem, og de er blevet rensat og desinficeret.
- Selvom din recertificerede enhed kan have udvendige kosmetiske brugsspor og en anden produktionsdata end din originale enhed, har den gennemgået en verificerings- og valideringsproces for at sikre, at gældende sikkerheds-, ydeevne- og kvalitetsstandarder overholdes.
- Din enheds fabriksgaranti er blevet tilpasset, så den dækker alt arbejde og materialer til at reparere din erstatningsenhed - uden ekstra omkostninger.
- Alle udbedrede enheder vil have et mærkat i bunden påtrykt REV15 eller højere. Det indikerer, at enheden er blevet udbedret med silikoneskum, og at den er sikker at bruge.



Løbende rengøring og vedligeholdelse af enheden er vigtig for din behandling

- Vi ønsker, at du er sikker på, at du rengør din enhed rigtigt. For detaljeret information om pleje af erstatningsenheder, læs venligst enhedens Brugermanual og Instruktioner til rengøring og Eftersyn af tilbehør, som følger med enheden.
- Det er vigtigt, at du kun anvender de rengøringsmetoder, som er godkendt til din enhed. Ozon og UV-lys rengøringsprodukter er for øjeblikket ikke godkendte rengøringsmetoder til søvnapnøudstyr og -masker, og skal derfor ikke anvendes. Læs venligst også FDAs sikkerhedsmeddelelse:
"Ozone and UV light: Potential Risks associated with the use of ozone and ultraviolet (UV) light for cleaning CPAP machines and accessories."



Har du brug for yderligere hjælp?

Kontakt venligst Philips kundeserviceteam direkte på (0045) 80 25 42 45, hvis du har brug for yderligere hjælp.

