



ケア オーケストレーターの最新情報

ケア オーケストレーターのバージョンアップ、メンテナンスなど関連情報をお知らせします。

2022/5/20

システムメンテナンスのお知らせ（2022年5月）

ケア オーケストレーターがバージョン 1.45 にアップデートされます。

【日時】

2022年5月24日（火）

当日 21時から翌7時までの間、リリース作業のためにシステムへのアクセスが一時的にできなくなる場合があります。

主な変更点

- ・トリロジー Evo シリーズのトリロジー Evo O2 データ表示機能の追加
- ・トリロジー Evo シリーズの TcCO2 データ表示機能の追加
- ・Windows7 オペレーティングシステムのサポート終了警告の表示
- ・軽微な不具合修正

ご不明な点がございましたら弊社担当営業までお問い合わせください。

2022/2/22

システムメンテナンスのお知らせ（2022年2月）

ケア オーケストレーターがバージョン 1.43 にアップデートされます。

【日時】

2022年3月9日（水）

当日 21時から翌7時までの間、リリース作業のためにシステムへのアクセスが一時的にできなくなる場合があります。

主な変更点

- ・軽微な不具合修正

ご不明な点がございましたら弊社担当営業までお問い合わせください。

2021/12/20

システムメンテナンスのお知らせ（2021年12月）

ケア オーケストレーターがバージョン 1.42 にアップデートされます。

【日時】

2021年12月22日（水）

当日 21時から翌7時までの間、リリース作業のためにシステムへのアクセスが一時的にできなくなる場合があります。

主な変更点

- ・セキュリティ強化のためのアップデート
- ・軽微な不具合修正

ご不明な点がございましたら弊社担当営業までお問い合わせください。

2021/11/19

システムメンテナンスのお知らせ（2021年11月）

ケア オーケストレーターがバージョン 1.41 にアップデートされます。

【日時】

2021年12月1日（水）

当日 21時から翌7時までの間、リリース作業のためにシステムへのアクセスが一時的にできなくなる場合があります。

◆主な変更点

- ・睡眠治療サマリに表示される使用パターンの明確化
- ・UI（ユーザーインターフェース）の変更
- ・軽微な不具合修正

ご不明な点がございましたら弊社担当営業までお問い合わせください。

2021/7/29

システムメンテナンスのお知らせ（2021年7月）

ケア オーケストレーターがバージョン 1.38 にアップデートされます。

【日時】

2021年8月11日（水）

当日 21時から翌7時までの間、リリース作業のためにシステムへのアクセスが一時的にできなくなる場合があります。

◆主な変更点

- ・軽微な不具合修正と機能改善

ご不明な点がございましたら弊社担当営業までお問い合わせください。

2021/6/11

システムメンテナンスのお知らせ（2021年6月）

ケア オーケストレーターがバージョン 1.37 にアップデートされます。

【日時】

2021年6月16日（水）

当日 21時から翌7時までの間、リリース作業のためにシステムへのアクセスが一時的にできなくなる場合があります。

主な変更点

- ・軽微な不具合修正

ご不明な点がございましたら弊社担当営業までお問い合わせください。

2021/5/6

システムメンテナンスのお知らせ（2021年5月）

ケア オークストレーターがバージョン 1.36 にアップデートされます。

【日時】

2021年5月19日（水）

当日 21時から翌7時までの間、リリース作業のためにシステムへのアクセスが一時的にできなくなる場合があります。

主な変更点

- ・ 軽微な表示の変更と不具合の修正

ご不明な点がございましたら弊社担当営業までお問い合わせください。

2021/3/10

システムメンテナンスのお知らせ（2021年3月）

ケア オークストレーターがバージョン 1.35 にアップデートされます。

【日時】

2021年3月15日（月）

当日 21時から翌7時までの間、リリース作業のためにシステムへのアクセスが一時的にできなくなる場合があります。

主な変更点

- ・ トリロジーおよびトリロジーEvoのSpO2/パルスレートの波形表示機能の追加
- ・ 患者タブの表示変更
- ・ タスクタブのフィルターに「接続済み（データソース）」を追加
- ・ 履歴タブへ「ケアチーム割り当て」の変更履歴を追加
- ・ 患者レポートのフィルターに「使用率」を追加
- ・ 軽微な表示の変更と不具合の修正

ご不明な点がございましたら弊社担当営業までお問い合わせください。

2020/11/25

システムメンテナンスのお知らせ（2020年11月）

ケア オークストレーターがバージョン 1.34 にアップデートされます。

【日時】

2020年12月9日（水）

当日 21時から翌7時までの間、リリース作業のためにシステムへのアクセスが一時的にできなくなる場合があります。

主な変更点

- ・「装置カテゴリ」項目の追加
- ・軽微な不具合修正

ご不明な点がございましたら弊社担当営業までお問い合わせください。

2020/11/4

システムメンテナンスのお知らせ（2020年11月）

ケア オーケストレーターがバージョン 1.33 にアップデートされます。

【日時】

2020年11月11日（水）

当日 21時から翌7時までの間、リリース作業のためにシステムへのアクセスが一時的にできなくなる場合があります。

主な変更点

- ・軽微なデザイン変更および不具合修正

ご不明な点がございましたら弊社担当営業までお問い合わせください。

2020/10/2

システムメンテナンスのお知らせ（2020年10月）

ケア オーケストレーターがバージョン 1.32 にアップデートされます。

【日時】

2020年10月14日（水）

当日 21時から翌7時までの間、リリース作業のためにシステムへのアクセスが一時的にできなくなる場

合があります。

主な変更点

- ・睡眠データのダウンロードを異なる患者に割り当てる機能の追加
- ・リークの表示項目の追加
- ・「レポート／テンプレート」タブに新しいフィルター項目を追加
- ・「外部 ID」から「診察券 ID(患者 ID)」へと表記を変更
- ・複数の電話番号を登録する機能の追加
- ・軽微な不具合の修正

ご不明な点がございましたら弊社担当営業までお問い合わせください。

2020/8/26

システムメンテナンスのお知らせ (2020 年 8 月)

ケア オーケストレーターがバージョン 1.31 にアップデートされます。

【日時】

2020 年 9 月 9 日 (水)

当日 21 時から翌 7 時までの間、リリース作業のためにシステムへのアクセスが一時的にできなくなる場合があります。

主な変更点

- ・治療データレポートをパスワードで保護する機能の追加
- ・患者レポートをパスワードで保護する機能の追加
- ・軽微な不具合の修正

ご不明な点がございましたら弊社担当営業までお問い合わせください。

2020/7/29

システムメンテナンスのお知らせ (2020 年 7 月)

ケア オーケストレーターがバージョン 1.30 にアップデートされます。

【日時】

2020年8月12日（水）

当日 21時から翌7時までの間、リリース作業のためにシステムへのアクセスが一時的にできなくなる場合があります。

主な変更点

- ・軽微な不具合の修正

ご不明な点がございましたら弊社担当営業までお問い合わせください。

2020/7/1

システムメンテナンスのお知らせ（2020年7月）

ケア オーケストレーターがバージョン 1.29 にアップデートされます。

【日時】

2020年7月15日（水）

当日 21時から翌7時までの間、リリース作業のためにシステムへのアクセスが一時的にできなくなる場合があります。

主な変更点

- ・SDカードによるデータダウンロードの際に日付を選択する機能を追加
- ・患者個人ページのヘッダーに処方情報表示を追加
- ・患者タブの検索条件に患者ステータスを追加
- ・軽微な不具合の修正（翻訳の修正を含む）

ご不明な点がございましたら弊社担当営業までお問い合わせください。