

# Appareils compatibles Lumify



Noms des appareils	Taille de l'écran	Temps estimé de scan en continu	Options de connectivité	Stockage interne	Type de port USB	Compatibilité Reacts
Samsung Galaxy Tab S3 (Modèle SM-T820,SM-T825)	24,63 cm	4h 30 min	Wi-Fi ou Wi-Fi LTE	32 GB	C	Oui
Samsung Galaxy S9 (SM-G960U1)	14,73 cm	3 h 45 min	Wi-Fi / LTE	32 GB	C	Oui
Samsung Galaxy S9+ (SM-G965U1)	15,75 cm	4 h	Wi-Fi / LTE	64 GB	C	Oui
Samsung Galaxy Note8 (SM-N950U1)	16 cm	3 h 30 min	Wi-Fi / LTE	64 GB	C	Oui
Samsung Galaxy S8 (SM-G950U1)	14,73 cm	3 h 30 min	Wi-Fi / LTE	32 GB	C	Oui
Samsung Galaxy S8+ (SM-G955U1)	15,75 cm	4 h	Wi-Fi / LTE	64 GB	C	Oui
Google Pixel 2 XL	15,24 cm	3 h	Wi-Fi / LTE	64 GB	C	Oui
Panasonic Toughpad FZ-A2	25,64 cm	3 h 30 min	Wi-Fi / LTE	32 GB	C	Oui
Huawei Mediapad M5 (Modèle SHT-W09, SHT-AL09)	27,43 cm	3 h 30 min	Wi-fi ou Wi-Fi / LTE	64 GB	C	Oui
Panasonic Toughpad FZ-B2 (Modèles USB C uniquement)	17,78 cm	3 h 30 min	Wi-Fi / LTE	32 GB	C	Oui
Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935)	13,97 cm	2 h 15 min	Wi-Fi / LTE	32 GB	B	Oui
Samsung Galaxy Tab S2 8" (Modèle SM-T713 uniquement)	20,37 cm	2 h 30 min	Wi-fi	32 GB	B	Oui
Samsung Galaxy Tab S2 9.7" (Modèle SM-TB13 uniquement)	24, 63 cm	3 h	Wi-Fi	32 GB	B	Oui
Samsung J7 (Modèle SM-J710)	13,97 cm	4 h 15 min	Wi-Fi / LTE	16 GB	B	Oui
Nokia 6 (Modèle TA-1003)	13,97 cm	2 h 30 min	Wi-Fi / LTE	32 GB	B	Oui
Huawei Mediapad M3 (Model BTV-W09, BTV-DL09)	21,34 cm	3 h 30 min	Wi-fi ou Wi-Fi / LTE	32 GB	B	Oui

\* Tablettes référencées dans le catalogue Philips



**Philips France Commercial,**  
33 rue de Verdun,  
92156 Suresnes, France  
[www.Philips.fr/healthcare/sites/lumify](http://www.Philips.fr/healthcare/sites/lumify)

© Koninklijke Philips N.V. 2016. Tous droits réservés. Philips et le logo Philips en forme d'écusson sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. . Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.