

OFERTA INFORMATIVA SISTEM DE ECOGRAFIE ULTRAPORTABIL LUMIFY

*2022. Prezentul document este o oferta informativa si nu este angajant pentru Philips Romania SRL. In cazul in care doriti o oferta, va rugam sa specificati acest lucru in mod expres catre Philips Romania SRL. Continutul acestui document poate fi folosit numai pentru informare si trebuie tratat cu confidentialitate. Copierea acestui document si a anexelor sale sau transmiterea in intregime sau partiala catre terti este permisa numai cu autorizarea scrisa a Philips Romania SRL.

DESCRIERE OFERTA

Nr. Crt.	Denumire produs	Cantitate	Pret unitar (RON fara TVA)	Pret unitar (RON cu TVA)
1	<i>Sistem de ecografie ultraportabil cu un traductor, model Lumify (include unul din cele trei traductoare prezentate in Anexa 1)</i>	1	21.500,00	25.585,00

*In vederea functionarii traductorului Lumify este necesara conectarea acestuia la un dispozitiv smart cu sistem de operare Android sau iOS, pe care se descarca gratuit o aplicatie din Google Play, respectiv Apple Store.

Va rugam sa consultati lista dispozitivelor compatibile disponibila la link-ul de mai jos:
<https://www.usa.philips.com/healthcare/sites/lumify/support/lumify-tablet-compatibility>

CONDITII COMERCIALE

PRETUL	<i>Preturile sunt exprimate in RON</i>
TERMENE DE PLATA	<i>Plata se va face in functie de conditiile contractuale negociate de comun acord.</i>
VALABILITATE	<i>Oferta este valabila pentru comenzi plasate pana la data de 31.08.2022.</i>
LIVRARE	<i>Conditia de livrare este CIP Beneficiar Final. Termenul de livrare al sistemelor oferite este de minim 7 saptamani de la data semnarii contractului si transmiterea comenzii ferme.</i>
INSTALARE	<i>Instalarea echipamentelor ofertate este de tip "Plug and play" si se face de catre utilizator pe baza instructiunilor din manualul de utilizare.</i>
GARANTIE	<i>Garantia pentru sistemul ofertat este de 12 luni de la data semnarii Protocolului de instalare si acceptare.</i>

Sistem de ecografie ultraportabil Lumify



Nr. Crt.	Cant.	Descriere
1.	1	Traductor liniar L12-4
2.	1	Traductor convex C5-2
3.	1	Traductor sectorial S4-1

Descrierea detaliata a traductoarelor

Nr. Crt.	Cant.	Descriere
1.	1	Traductor liniar L12-4
		<i>Traductorul liniar L12-4</i> functioneaza in gama extinsa de frecvente de la 4 pana la 12 MHz si este proiectat pentru aplicatii de tesuturi moi, vasculare, superficiale, musculoscheletale și pulmonare. Acesta prezinta o apertura de scanare de 34 mm. Traductorul lucreaza in modurile de lucru, Doppler color, Doppler Pulsat și M-mode.
2.	1	Traductor convex C5-2
		<i>Traductorul convex C5-2</i> functioneaza in gama extinsa de frecvente de la 2 pana la 5 MHz si este proiectat pentru aplicatii abdominale, de vezica biliara, obstetrica, ginecologie si plamani. Acesta prezinta o rază de curbură de 50 mm. Traductorul lucreaza in modurile de lucru, Doppler color, Doppler Pulsat și M-mode.
3.	1	Traductor sectorial S4-1
		<i>Traductorul sectorial S4-1</i> functioneaza in gama extinsa de frecvente de la 1 la 4 MHz si este proiectat pentru aplicatii de profunzime, incluzând ecocardiografie, aplicatii abdominale, FAST, obstetrica si ginecologie și imagistică pulmonară. Traductorul lucreaza in modurile de lucru, Doppler color, Doppler Pulsat și M-mode

*Modul de lucru Doppler Pulsat este disponibil numai in versiunea Android