


PHILIPS

Monitorización
de pacientes

Histogramas



Disponible en la plataforma de monitorización de pacientes de Philips

Obtenga una visión completa de la respuesta de un paciente a lo largo del tiempo

Los histogramas de Philips aportan una representación gráfica de los valores de los pacientes a lo largo del tiempo, de manera que los facultativos médicos puedan saber cómo están respondiendo al tratamiento.



El reto

Un vistazo rápido al estado de un paciente o los datos recientes de tendencias podrían no ser suficiente para saber si el tratamiento está produciendo el efecto deseado.




La solución

Los histogramas, integrados en los monitores de pacientes IntelliVue, aportan una visualización clínicamente intuitiva del tiempo durante el cual un paciente ha estado dentro o fuera de un determinado intervalo de valores. Se puede aplicar una interfaz gráfica a cualquier parámetro.



Las repercusiones

La representación gráfica de los valores de un paciente frente al tiempo puede ayudar a los facultativos médicos a ver si la intervención funciona, como la administración del medicamento o el ajuste de la dosis.



Utilice los datos de histogramas de distintas maneras



Esté al corriente de los parámetros de los pacientes durante períodos de tiempo más prolongados.



Use los datos para facilitar la optimización de la configuración del ventilador y el oxígeno, evaluando las respuestas a la medicación y guiando la planificación del alta.



Registre histogramas en informes para una documentación exhaustiva y atención médica basada en los datos disponibles.



Las herramientas de IntelliVue de soporte a las decisiones clínicas son importantes para los equipos de cuidados intensivos. Nuestras funciones avanzadas de análisis y visualización aportan a los facultativos datos fisiológicos claros y contextualizados en el punto de la atención médica.
www.philips.com/clinical-decision-support

© 2022 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o sus respectivos propietarios.

www.philips.com



0000009-00-00 * Mayo de 2023