


PHILIPS

Monitoraggio
paziente

Istogrammi



Disponibile per la piattaforma Philips dedicata al monitoraggio del paziente

Ottieni una visione completa della risposta di un paziente nel tempo

Gli istogrammi Philips offrono una rappresentazione grafica delle misurazioni dei pazienti nel tempo, permettendo ai medici di capire come stiano rispondendo alla terapia.



Il problema

Una rapida occhiata allo stato di un paziente o ai dati sui trend recenti potrebbe non bastare per capire se un farmaco stia avendo l'effetto desiderato.



La soluzione


Gli istogrammi integrati nei monitor paziente IntelliVue offrono una schermata clinicamente intuitiva che mostra quanto a lungo i valori di un paziente siano rimasti all'interno o all'esterno di un determinato intervallo, grazie alla possibilità di applicare un'interfaccia grafica a ciascun parametro di misurazione.



Il risultato

La rappresentazione grafica delle misurazioni di un paziente nel tempo può aiutare i medici a capire se un trattamento, come la somministrazione o la titolazione di farmaci, sta producendo l'effetto desiderato.

SpO₂ (12hrs @ 1sec)



La flessibilità nell'uso dei dati forniti dagli istogrammi



Analizza i parametri di un paziente relativi a un intervallo temporale maggiore.



Usa i dati per ottimizzare le somministrazioni di ossigeno e le impostazioni del ventilatore, per valutare le risposte a un farmaco e pianificare la dimissione in modo informato.



Esporta referti con istogrammi, per avere documentazioni complete e un'assistenza basata sulle evidenze.



Gli istogrammi presentano la variazione dei parametri vitali nel tempo e permettono di visualizzare i trend significativi in un'unica schermata, senza rischiare di essere travolti da un eccesso di informazioni."

– Vice direttrice medica di neonatologia



Gli strumenti di supporto decisionale clinico IntelliVue non sono mai stati più importanti per i team di assistenza acuta sottoposti a carichi di lavoro eccessivi. Le funzionalità avanzate di analisi e visualizzazione mettono a disposizione del personale sanitario dati relativi a parametri fisiologici ricchi di contesto, direttamente nel punto di cura.
www.philips.com/clinical-decision-support

© 2022 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o dei loro rispettivi proprietari.

www.philips.com



0000009-00-00 * Dicembre 2022